



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Williger Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Williger Wundhaken

SKU RM-WLR-13-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Williger Retractor (3 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Williger Retractor (4 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Williger Wundhaken ist ein unverzichtbares Instrument für die orale, maxillofaziale und parodontale Chirurgie, das speziell für die sichere, rutschfeste Verlagerung von Weichgewebe und Mukoperiostlappen bei Knocheneingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem gebogenen Rechenkopf und scharf zulaufenden Zinken ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das feste Greifen von fibrösem Periost und Gingivagewebe, um kortikale Knochenränder freizulegen, ohne in angrenzende vaskuläre Strukturen abzurutschen.

Konzipiert für präzise taktile Kontrolle in beengten intraoralen Operationsfeldern, weist dieser Williger Wundhaken eine standardisierte Gesamtlänge von 13 cm auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument ist in zwei Modellkonfigurationen erhältlich: ein 3-zinkiges Modell (\$79), das einen fokussierten, starken und kontrollierten Griff an empfindlichen Weichgeweberändern bietet, und ein erweitertes 4-zinkiges Modell (\$89) für einen größeren Greifbereich, um eine maximale Freilegung des Knochenareals zu gewährleisten. Der ergonomische Flachgriff stellt sicher, dass OP-Assistenten während anspruchsvoller Knochenschnitte eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung beibehalten können.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Williger Wundhaken so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Damit bietet er Kliniken für Oralchirurgie, Implantologie und Gesichtschirurgie weltweit außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest