



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Cirugía Perineal Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Cirugía Perineal Bookwalter

SKU RM-BPRS-1

\$2,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de Campo	12" (30 cm)
2	Acopladores de Poste	Estándar
1	Barra Horizontal	Estándar
1	Barra de Extensión Vertical	12" (30 cm)
5	Mecanismos de Trinquete Inclinales	Multiangulares Estándar
1	Segmentos de Medio Círculo	8½" de diámetro (21.6 cm)
1	Aro Perineal con Muecas	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valvas Vaginales Posteriores	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Valva Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Valva Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Valvas Maleables	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Valvas Maleables	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Valvas Maleables	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Cirugía Perineal Bookwalter es un sistema de retracción autostático montado en mesa, diseñado para proporcionar una exposición estable y manos libres durante procedimientos quirúrgicos perineales, colorrectales, ginecológicos y pélvicos. Su estructura de montaje consta de un poste de campo de 12" (30 cm), dos acopladores de poste, una barra horizontal y una barra de extensión vertical de 12" (30 cm), lo que ofrece múltiples opciones de montaje y posicionamiento en relación con la mesa de operaciones.

El marco de trabajo está formado por un aro perineal con muescas de $9\frac{1}{2}" \times 14\frac{1}{2}"$ (24.1 x 36.8 cm), soportado por un segmento de medio círculo de $8\frac{1}{2}"$ (21.6 cm). Cinco mecanismos de trinquete de inclinación multiangulares se acoplan al aro y permiten ajustar el ángulo y la profundidad de cada valva de forma independiente según cambien los requisitos de exposición.

La configuración de valvas incluida cubre una amplia gama de necesidades de exposición: dos valvas vaginales posteriores, dos valvas Deaver en longitudes de 5" y $3\frac{1}{2}"$, y seis valvas maleables en tamaños de $\frac{1}{2}" \times 4"$, $\frac{3}{4}" \times 4"$ y $1" \times 5"$. Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético).

El Separador para Cirugía Perineal Bookwalter se suministra no estéril y es reutilizable y totalmente autoclavable. El Separador para Cirugía Perineal Bookwalter debe limpiarse y esterilizarse de acuerdo con los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso. Retractor Maker fabrica el sistema en Sialkot, Pakistán.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest