



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Vickers Low Profile Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Vickers Low Profile Ekartör

SKU RM-VLPR-SERIES-1

\$199 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
2×2 Künt Uçlu	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3×3 Künt Dişli	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Tam Kanatlı (Düz Yüzeyle)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Vickers Low Profile Ekartör, dar cerrahi koridorlarda güvenilir ve eller serbest yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir mikrocerrahi ve el cerrahisi ekartörüdür. Ultra kompakt yaylı çubuk mekanizmasıyla tasarlanan bu alet, el veya bilek üzerine düz bir şekilde oturarak cerrahların hassas mikro aletleri veya görüş hattını engellemeden cilt ve deri altı marjlarını temiz bir şekilde ayırmasına olanak tanır.

Dar mikro insizyonlarda kolayca hareket etmek üzere geliştirilen bu Vickers Low Profile Ekartör serisi, iki farklı toplam uzunluk seçeneğiyle sunulmaktadır: 7.5 cm (3 inches) ve 9.0 cm (3 ½ inches). Alman paslanmaz çeliğinden üretilen bu enstrüman, satın alma parametreleri üzerinden seçilebilen üç farklı modüler düşük profilli çalışma ucu konfigürasyonunu destekler: dijital insizyonlar için 2 × 2 Küt Uçlu model (\$199), daha geniş fasiyal ekarte için genişletilmiş 3 × 3 Küt Uçlu model (\$219) ve atravmatik yumuşak doku tutuşu için pürüzsüz yüzeyle Solid Bıçak modeli (\$199). Yandan yüklemeli ekarte plakaları, lokal doku yırtılmasına neden olmadan yara kenarlarının altına güvenle yerleşir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Vickers Low Profile Ekartör, hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir. Dünya çapındaki el cerrahisi merkezlerine, plastik cerrahi kliniklerine ve poliklinik ortopedi merkezlerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest