



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Femoral Tipo Cobra

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Femoral Tipo Cobra

SKU RM-CSFR-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Cobra Style Femur Retractor	Comprimento de 11.75" (29.84 cm), lâmina curva tipo cobra, ponta de gancho larga	\$84
Manga Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$84

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Femoral Tipo Cobra é um afastador cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para fornecer exposição profunda e sem comprometimento do corpo femoral e do fêmur proximal durante reconstruções de quadril de grande porte e fixações de fraturas. Construído com uma curva anatômica semelhante a uma cobra, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos alavanquem a musculatura espessa do quadríceps e dos isquiotibiais suavemente para fora do corredor operatório.

Projetado para o deslocamento robusto de tecidos profundos, esta configuração do Afastador Femoral Tipo Cobra apresenta um comprimento total de 11.75 polegadas (29.84 cm, \$84). Sua extremidade de trabalho incorpora uma ponta de gancho larga e lisa, projetada especificamente para se assentar com segurança ao redor do córtex femoral posterior e medial, sem escorregar ou traumatizar os feixes neurovasculares circundantes. O corpo largo da lâmina distribui a força de alavanca uniformemente, evitando o esmagamento muscular focal durante a retração pesada.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Femoral Tipo Cobra para suportar o imenso torque ortopédico e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando resistência excepcional, resistência à corrosão e longevidade clínica para centros cirúrgicos de trauma e substituição de articulações.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest