



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Tebbetts ブレストリトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tebbetts ブレスト リトラクター

SKU RM-TBR-64-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
9 cm × 24 mm — 有鉤または無鉤 — 乳房下縁アプローチ、乳輪周囲ポケット剥離用	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm × 24 mm — 有鉤または無鉤 — 大胸筋下ポケット作成・経腋窩乳房増大術用	RM-TBR-64-1-2	\$64

製品詳細

Tebbetts ブレストリトラクターは、豊胸術や乳房形成術において精密な組織挙上とポケットの可視化を実現するために設計された、世界的に高く評価されている美容形成外科用開創器です。湾曲しテーパー状になったブレード形状により、術者は大胸筋をきれいに剥離・挙上することができ、人工乳房挿入のための遮るもののない手術ポケットを形成できます。

優れた構造的耐久性とサビに対する生涯保証を備えたこの Tebbetts ブレストリトラクターシリーズ (\$64) は、複数のブレードサイズと先端形状の構成により高度なカスタマイズが可能です。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、標準的な乳房下切開用の 9 cm × 24 mm レイアウトと、深い大胸筋下ポケットの剥離用の延長 15 cm × 24 mm レイアウトの2つのブレード寸法を提供します。術者は、最適な組織把持を確保し術中の滑りを防ぐように設計された「有歯（With Teeth）」プロファイルか、安全で極めて低侵襲な軟部組織操作のために設計された「無歯/平滑端（Without Teeth/Smooth End）」プロファイルを選択できます。人間工学に基づいたハンドルは、疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Tebbetts ブレストリトラクターは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるように製造されており、世界中の形成外科、美容外科、乳腺外科の再建室に揺るぎない構造的信頼性、耐食性、および完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest