



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur W.M. Lemmon Deaver

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur W.M. Lemmon Deaver

SKU RM-WMLDR-395-1

\$119 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lame large 25 mm — 25 mm wide x 235 mm working surface	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
Lame large de 50 mm — Surface utile 50 mm large x 235 mm	RM-WMLDR-395-1-2	\$119

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur W.M. Lemmon Deaver est un écarteur chirurgical de premier plan pour cavités profondes, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr des tissus à large surface des viscères abdominaux, des lobes pulmonaires et des organes pelviens profonds lors de procédures thoraciques, laparotomies et pelviennes majeures. Conçu avec une lame incurvée allongée et large, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de maintenir une contre-traction constante sur des structures viscérales lourdes sans provoquer de contusions parenchymateuses localisées ou de déchirures.

Construit pour résister à des cycles de stérilisation en autoclave à haute fréquence sans se dégrader, cette configuration de l'écarteur W.M. Lemmon Deaver présente une longueur totale extraordinaire de 39.5 cm (\$119) qui offre une portée optimale dans les corridors anatomiques les plus profonds. Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la longueur de la lame active mesure 235 mm le long de sa surface de travail. L'instrument propose deux options de largeur de lame au choix : une configuration de 25 mm de large pour un maintien viscéral ciblé et une exposition vasculaire profonde, et une configuration expansive de 50 mm de large pour le déplacement large du foie, de la rate ou de l'intestin. Son manche plat ergonomique offre un levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur W.M. Lemmon Deaver pour respecter des tolérances cliniques strictes, offrant une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la

corrosion et une durabilité totale en autoclave pour les blocs opératoires de chirurgie générale, les centres de traumatologie et les unités cardiothoraciques du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest