



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

半月板修復用レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



半月板修復用レトラクター

SKU RM-MRR-5IN-1

\$59 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
半月板修復用レトラクター	寸法/詳細: 全長 5" (12.7 cm)、研磨済み曲状デフレクターブレード ・ 数量: 1	\$59
保護スリーブ / ボックス	寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ ・ 数量: 1	\$59

製品詳細

本製品は、関節鏡視下のインサイドアウト法およびアウトサイドイン法による半月板修復術において、安全で非侵襲的な神経血管保護と関節包の圧排を提供するために設計された専用の整形外科用膝関節器具です。膝関節後方の関節包背面に配置するように設計されており、強固なニードルデフレクターとして機能し、前進する縫合針から膝窩動脈、静脈、ならびに脛骨・総腓骨神経を保護します。

触覚フィードバックを最適化する専用サイズで構成されており、全長は5 inches (12.7 cm, \$59)です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたブレード形状は、大腿骨後顆および脛骨プラトーに適合する曲状シャンクと開放型の丸みを帯びた先端プロファイルを採用しています。表面は高度に研磨されており、局所組織の摩擦を最小限に抑え、後内側または後外側の切開部から縫合針をスムーズに誘導します。

反射防止サテンマット仕上げのハンドルと鏡面研磨されたスプーン型ブレードを備えたRetractor Maker製の半月板修復用レトラクターは、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるよう製造されており、世界中のスポーツ医学専門医や膝関節外科医に、揺るぎない構造的剛性、耐食性、および完全な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest