



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur alvéolaire d'Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur alvéolaire d'Obwegeser

SKU RM-OAR-22-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Obwegeser Alveolar Retractor	Longueur totale 22 cm, lame alvéolaire incurvée avec encoche	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur alvéolaire d'Obwegeser est un écarteur chirurgical maxillo-facial et orthognathique essentiel, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et atraumatique des tissus mous le long des arcades alvéolaires maxillaires et mandibulaires. Doté d'une lame à encoche anatomiquement incurvée qui s'appuie confortablement contre la crête alvéolaire, cet instrument permet aux chirurgiens de protéger les lèvres et les joues des fraises dentaires rotatives et des scies alternatives pendant les ostéotomies.

Conçu pour une portée opérationnelle optimale dans les couloirs intra-oraux profonds, cette configuration de l'écarteur alvéolaire d'Obwegeser présente une longueur totale de 22 cm (\$49). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les bords de sa lame polis en douceur maintiennent les tissus muqueux proprement, évitant l'ischémie par pression localisée ou les déchirures. Le manche plat ergonomique offre aux assistants opératoires une contre-traction manuelle stable et sans fatigue tout au long des reconstructions osseuses complexes.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur alvéolaire d'Obwegeser pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes de chirurgie buccale, maxillo-faciale et reconstructrice faciale du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest