



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Williams Distal Radius Fraktur-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Williams Distal Radius Fraktur-Retraktor

SKU RM-WDRFR-45-1

\$189 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Gebogenes Blatt Links — 4.5" (11.43 cm) Länge, stumpfe abgewinkelte Zinken, links gebogen	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Gebogenes Blatt Rechts — 4.5" (11.43 cm) Länge, stumpfe abgewinkelte Zinken, rechts gebogen	RM-WDRFR-45-1-2	\$189

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Williams Distal Radius Fracture Retractor ist ein unverzichtbares orthopädisches Instrument für die Handchirurgie, das speziell für eine sichere, rutschfeste Knochenhebelwirkung und Weichteilverdrängung während der volaren Verplattung von distalen Radiusfrakturen entwickelt wurde. Dieser Retraktor wurde konzipiert, um den radialen Kortex über den Henry-Zugang oder den modifizierten Flexor Carpi Radialis (FCR)-Zugang zu umschließen und hält den Musculus pronator quadratus sowie die Beugesehnen sauber beiseite, ohne den Nervus medianus zu komprimieren.

Diese Konfiguration des Williams Distal Radius Fracture Retractor ist für hochfrequente Autoklaven-Sterilisationszyklen ohne Qualitätsverlust ausgelegt und weist eine Gesamtlänge von 4.5 inches (11.43 cm, \$189) auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Zinkenprofil verfügt über stumpfe, links und rechts abgewinkelte Zinken, die speziell konturiert sind, um einen sicheren, rutschfesten Kontakt am volaren Radiusrand zu gewährleisten. Chirurgen können zwischen zwei verschiedenen geometrischen Profilen wählen: einem Curved Left oder einem Curved Right Blattlayout, um der anatomischen Lateralität zu entsprechen. Der ergonomische Griff ermöglicht eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Williams Distal Radius Fracture Retractor nach strengen klinischen Toleranzen, um handchirurgischen Zentren, Trauma-Abteilungen und orthopädischen Rekonstruktionsabteilungen weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest