



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Leyla Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Leyla Retractor

SKU RM-LR-1

\$1,199 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Fixation Base for Two Flexible Arms	Central mounting block that anchors both flexible arms to the holding rod
2	Flexible Arms	Multi-jointed friction arms that articulate 360 degrees for precise positioning
2	Supports for Flat Brain Spatulas	Terminal mounting adapters that connect spatulas to the flexible arms
1	Ball and Socket Joint for Table Fixation	Multi-axis joint that allows flexible angling of the support rod on the table rail
1	Holding Rod for Fixation	Solid stainless steel column that elevates the system above the surgical drape line
1	Coupling Head	Heavy-duty clamp block that locks the holding rod to operating table side rails
2	Holders for Flat Brain Spatulas	Precision clamping mechanisms that grip flat/flexible brain spatulas securely
1	Wooden Storage Box	Protective fitted box for safe storage, transport, and inventory control

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Leyla Retractor is a classic, highly regarded neurosurgical retractor engineered to provide atraumatic, micro-adjustable brain tissue retraction during cranial and spinal procedures. Anchoring securely to the operating table accessory rail via a heavy-duty coupling head and ball-and-socket joint, this dual-arm system isolates retraction loads to deliver tremor-free exposure without assistant fatigue.

Designed for fluid articulation and rapid intraoperative adjustment, this complete Leyla Retractor configuration features a solid stainless steel holding rod, a dual-arm fixation base, and two multi-jointed flexible friction arms. The distal ends incorporate precision spatula clamping mechanisms and flat brain spatula supports that rotate 360 degrees, allowing surgeons to exert delicate, millimeter-by-millimeter tissue displacement in narrow corridors.

Manufactured from Premium Grade AISI 304/316 Stainless Steel (Non-Magnetic) with a reflection-free satin finish, Retractor Maker supplies the Leyla Retractor non-sterile and fully autoclavable inside a custom-fitted wooden storage box for maximum protection and clean OR presentation.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest