



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema de Separador IMA Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Separador IMA Bookwalter

SKU RM-BIRS-1

\$1,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Barra de extensión vertical	12" (30 cm)
1	Acoplador de poste	Estándar
1	Barra horizontal	Estándar
2	Mecanismo de cremallera IMA	Microgiro (<1 mm)
1	Barra transversal IMA	12" (30 cm)
2	Valvas de separación IMA	Perfil IMA estándar
1	Caja de esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de separador IMA Bookwalter es un sistema de separación montado en mesa diseñado para proporcionar una elevación suave y controlada de la pared torácica durante los procedimientos de obtención de la arteria mamaria interna (IMA). El sistema de separador IMA Bookwalter se ensambla a partir de una barra de extensión vertical de 12" (30 cm), un acoplador de poste y una barra horizontal, que juntos crean un marco de soporte estable fijado a la mesa de operaciones.

Una barra transversal IMA de 12" (30 cm) abarca el área de trabajo y sostiene dos mecanismos de cremallera IMA con ajuste de microgiro de menos de 1 mm por incremento. Debido a que cada cremallera se ajusta de forma independiente, las dos valvas de separación IMA incluidas pueden elevarse o descenderse por separado para lograr el grado de elevación de la pared torácica requerido en cada lado.

Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). El sistema es reutilizable y totalmente autoclavable.

El sistema de separador IMA Bookwalter se suministra no estéril y debe limpiarse y esterilizarse de acuerdo con los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso. Retractor Maker fabrica el sistema en Sialkot, Pakistán, y lo suministra directamente a hospitales, cirujanos y distribuidores.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest