



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Millard Cottle Retractor with Finger Ring (指リング付鼻翼鉤)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Millard Cottle Retractor with Finger Ring (指リング付鼻翼鉤)

SKU RM-MCRFR-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Millard Cottle Retractor with Finger Ring	全長5.5 cm、5 × 12 mm 鋭利2本爪ブレード、指リング付	\$24
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$24

製品詳細

Millard Cottle Retractor with Finger Ringは、限られた鼻腔内スペースにおいて優れた操作性と安定した鼻翼牽引を提供するために設計された、鼻形成術専門の手術器具です。超コンパクトな設計により、外科医は鼻翼縁や下外側鼻軟骨に対して継続的な対抗牽引を維持しながら、繊細なトリミングや縫合を行うための術野を妨げることなく確保できます。

顔面のマイクロ剥離における高い機動性を追求し、このMillard Cottle Retractor with Finger Ringモデルは全長5.5 cm (\$24) で構成されています。先端のワーキングエンドには5 mm × 12 mmの鋭利な2本爪ブレードを採用し、滑ることなく緻密な線維組織や鼻前庭の皮膚を確実に保持します。ハンドル基部に統合された指リングは、優れた触覚フィードバックを提供し、助手や術者の手を安定させ、術中の湿潤環境下での偶発的な滑りを防ぎます。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製のMillard Cottle Retractor with Finger Ringは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えうる耐久性を備え、形成外科、美容外科、耳鼻咽喉科の医師に揺るぎない臨床的耐久性とマイクロディセクションの制御性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest