



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

SHADOWLINE Trimline Servikal Spinal Ekartör Seti

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



SHADOWLINE Trimline Servikal Spinal Ekartör Seti

SKU RM-STCSRS-1

\$2,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Renk Kodlu Derinlik Ölçer	Enstrümanlar ve Çerçeveler — standart
2	Kilitleme Ekartör Kolu (Yandan yüklemeli)	Enstrümanlar ve Çerçeveler — standart
1	Kademeli Transvers Ekartör Çerçevesi	Enstrümanlar ve Çerçeveler — çift mafsallı, yandan yüklemeli
1	Transvers Ekartör Çerçevesi	Enstrümanlar ve Çerçeveler — çift mafsallı, yandan yüklemeli (120 mm açıklık)
1	Enstrüman Çantası	Saklama ve Koruma — düzenleme tepsisi
1	Sterilizasyon Kutusu	Saklama ve Koruma — delikli konteyner
2	Gümüş Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 30 mm x 23 mm
2	Mavi Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 35 mm x 23 mm
2	Kırmızı Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 40 mm x 23 mm
2	Yeşil Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 45 mm x 23 mm
2	Menekşe Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 50 mm x 23 mm
2	Siyah Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 55 mm x 23 mm
2	Altın Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 60 mm x 23 mm

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Lacivert Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 65 mm x 23 mm
2	Açık Yeşil Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 70 mm x 23 mm
2	Turuncu Doku Kanadı	Künt doku kanatları (çiftler) — 75 mm x 75 mm
2	Mavi Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 35 mm x 14 mm
2	Kırmızı Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 40 mm x 14 mm
2	Yeşil Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 45 mm x 14 mm
2	Menekşe Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 50 mm x 14 mm
2	Siyah Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 55 mm x 14 mm
2	Altın Dar Kas Kanadı	Dar kas kanatları (kısa dişli, çiftler) — 60 mm x 14 mm
1	Gümüş Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 30 mm x 23 mm
1	Mavi Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 35 mm x 23 mm
1	Kırmızı Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 40 mm x 23 mm
1	Yeşil Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 45 mm x 23 mm
1	Menekşe Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 50 mm x 23 mm
1	Siyah Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 55 mm x 23 mm
1	Altın Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 60 mm x 23 mm
1	Lacivert Lateral Kas Kanadı	Lateral kas kanatları (kısa dişli, tekli) — 65 mm x 23 mm
1	Gümüş Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 30 mm x 23 mm

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Mavi Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 35 mm x 23 mm
1	Kırmızı Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 40 mm x 23 mm
1	Yeşil Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 45 mm x 23 mm
1	Menekşe Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 50 mm x 23 mm
1	Siyah Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 55 mm x 23 mm
1	Altın Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 60 mm x 23 mm
1	Lacivert Medyan Kas Kanadı	Medyan kas kanatları (uzun dişli, tekli) — 65 mm x 23 mm
2	Mavi Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 35 mm x 14 mm
2	Kırmızı Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 40 mm x 14 mm
2	Yeşil Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 45 mm x 14 mm
2	Menekşe Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 50 mm x 14 mm
2	Siyah Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 55 mm x 14 mm
2	Altın Dar Doku Kanadı	Dar doku kanatları (künt, çiftler) — 60 mm x 14 mm

ÜRÜN AÇIKLAMASI

SHADOWLINE Trimline Servikal Spinal Ekartör Seti, anterior servikal omurga prosedürlerinin titiz ekspozisyon ve yumuşak doku retraksiyon taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış, 67 parçalı gelişmiş bir cerrahi enstrüman platformudur. Düşük profilli mimarisi ve renk kodlu kanat boyutlandırması ile tasarlanan bu sistem, özofagus ve trakea gibi hassas visseral yapılar üzerindeki odaklanmış basıncı en aza indirirken sarsılmaz bir cerrahi alan görselleştirmesi sunar.

Tam prosedürel uyumluluk için yapılandırılan SHADOWLINE Trimline Servikal Spinal Ekartör Seti, iki adet çift mafsallı transvers ekartör çerçevesi (bir kademeli çerçeve ve bir 120 mm geniş açılan çerçeve dahil), iki adet yandan yüklemeli kilitleme kolu ve sezgisel bir renk kodlu derinlik ölçer içerir. Set; künt doku, dar doku, kısa dişli lateral kas ve uzun dişli medyan kas geometrilerinde 61 adet renk kodlu kanat içererek cerrahların hasta anatomisiyle milimetrik doğrulukta eşleşmesini sağlar.

Tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve parlama önleyici saten kaplamalı yüksek mukavemetli metal alaşımlardan işlenen Retractor Maker, tam SHADOWLINE Trimline Servikal Spinal Ekartör Seti'ni steril olmayan ve tamamen otoklavlanabilir şekilde, sorunsuz hastane tepsisi devri

sağlayan özel düzenleme tepsilerine sahip ağır hizmet tipi bir alüminyum sterilizasyon konteyneri içinde tedarik eder.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest