



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ротовой ретрактор Austin для мягких тканей и щек

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ротовой ретрактор Austin для мягких тканей и щек

SKU RM-ATCR-1

\$45 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Austin Tissue and Cheek Retractor	Компактный угловой интраоральный ретрактор	\$45
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$45

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Austin для мягких тканей и щек — это специализированный стоматологический инструмент, разработанный для стабильного и надежного отведения слизистой оболочки щек, губ и слизисто-надкостничных лоскутов. Благодаря Г-образному профилю и эргономичной конструкции, инструмент надежно удерживает мягкие ткани вдали от хирургических боров и вращающихся наконечников, не вызывая при этом ишемии тканей.

Данная модель ретрактора Austin имеет плоскую гладкую рабочую часть, адаптированную для комфортного размещения в преддверии полости рта. Низкопрофильная архитектура гарантирует, что лопатка ретрактора не перекрывает обзор хирургу и не упирается в зубные дуги. Сбалансированная рукоятка обеспечивает ассистенту контроль без усталости рук во время длительных операций по удалению зубов и имплантации.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор Austin от Retractor Maker производится в соответствии со строгими клиническими стандартами, что гарантирует превосходную коррозионную стойкость, легкость очистки и полную совместимость с автоклавированием.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest