



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Kelly Retractor-Grip Handle

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kelly Retractor-Grip Handle

SKU RM-KLR-GH-1

\$94 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	長さ 38 mm × 幅 51 mm	選択可能な長さ: 24 cm または 26 cm ・ ハンドル: Hollow または Lightweight ・ 価格 (USD): \$94.00 / \$99.00
1	長さ 51 mm × 幅 63 mm	選択可能な長さ: 24 cm または 26 cm ・ ハンドル: Hollow または Lightweight ・ 価格 (USD): \$94.00 / \$99.00
1	長さ 63 mm × 幅 76 mm	選択可能な長さ: 24 cm または 26 cm ・ ハンドル: Hollow または Lightweight ・ 価格 (USD): \$94.00 / \$99.00
1	長さ 76 mm × 幅 89 mm	選択可能な長さ: 24 cm または 26 cm ・ ハンドル: Hollow または Lightweight ・ 価格 (USD): \$94.00 / \$99.00
1	長さ 89 mm × 幅 76 mm	選択可能な長さ: 24 cm または 26 cm ・ ハンドル: Hollow または Lightweight ・ 価格 (USD): \$94.00 / \$99.00
1	保護スリーブ / 外箱	選択可能な長さ: 標準輸送用パッケージ ・ ハンドル: — ・ 価格 (USD): 含む

製品詳細

Kelly Retractor-Grip Handleは、従来の腹部用深部開創器に高度な人間工学的改良を加えた製品で、深部組織の牽引とユーザーの疲労軽減を両立させるよう設計されています。輪郭に合わせたグリップハンドルを採用することで、長時間の術中でも手の痙攣を防ぎ、強固な筋肉や内臓に対して継続的かつ確実なカウンター・トラクションをかけることが可能です。

プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用した本シリーズは、カスタムオーダーメニューからフレームの長さ、幅、ハンドルの構成を選択できます。ハンドルはHollow（中空）またはLightweight（軽量）から、全長は24 cm (\$94)または26 cm (\$99)から選択可能です。ブレードサイズは、38 × 51 mm、51 × 63 mm、63 × 76 mm、76 × 89 mm、

89 × 76 mmの5種類をラインナップし、先端には組織の滑落を防ぐ丸みを帯びた保持リップを備えています。

反射防止用のサテンマット仕上げを施したRetractor MakerのKelly Retractor-Grip Handleは、強力な機械的牽引や繰り返される滅菌サイクルに耐えうるよう製造されています。世界中の一般外科、産婦人科、整形外科の術場において、優れた耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブ対応能力を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest