



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Cottle tipo Gancho de 2 Puntas

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Cottle tipo Gancho de 2 Puntas

SKU RM-CRH2P-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Ramas con Punta de Bola — 6 ¾" longitud, 12 mm anchura	RM-CRH2P-1-1	\$49
Dientes de extremo agudo — 6 ¾" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Cottle tipo Gancho de 2 Puntas es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción de tejidos blandos precisa y estable durante procedimientos de rinoplastia, cirugía plástica facial y reconstructiva. Diseñado con una arquitectura ágil de rastrillo de doble punta, este instrumento permite a los cirujanos enganchar y movilizar colgajos de piel, tejidos columelares y márgenes cartilaginosos con una alta sensibilidad táctil.

Optimizado para el acceso microanatómico, este modelo de Separador Cottle presenta una longitud total de 6 ¾ pulgadas (171 mm) junto con un extremo de trabajo de 12 mm de ancho (\$49). Los cirujanos pueden personalizar la geometría de la punta según las demandas clínicas: Puntas de Bola (romas) diseñadas para sujetar con seguridad mucosa suave o colgajos cutáneos delicados sin riesgo de punción estructural profunda, o Puntas Agudas optimizadas para proporcionar un agarre mecánico confiable en tejidos faciales densos o segmentos de cartílago. Su mango ergonómico plano garantiza un control sin fatiga.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Cottle tipo Gancho de 2 Puntas para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de cirugía plástica y otorrinolaringología una resistencia superior a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest