



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Denis-Browne Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Denis-Browne Retractor

SKU RM-DBR-SET-1

\$499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	自動固定式円形ベースフレーム	全方向の視認性を可能にする175 mm × 150 mmのシャーシ
2 (1ペア)	交換可能な浅型組織ブレード	繊細な層に最適な40 mm × 30 mmの湾曲チップ
2 (1ペア)	交換可能な深型組織ブレード	かさばる組織に最適化された40 mm × 40 mmの湾曲チップ
4	クイックスライド交換ピンロック	指への負担を軽減するスライド&ロック固定機構
1	保護収納ケース/箱	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Denis-Browne Retractorは、小児外科、腹部外科、骨盤手術において、広範囲かつ360度の放射状軟部組織および創縁変位を提供するために特別に設計され、国際的に高く評価されている自動固定式外科用開創器システムです。外周リングフレームを備えた設計により、術者は切開部位に沿って任意のベクトルで複数の交換可能なブレードを配置でき、アシスタントの手の疲労を排除しながら、開いた静的な視覚経路を維持します。

臨床フレームワークの仕様に基づいて構築されたこのDenis-Browne Retractorコンプリートセット（\$499）は、深部の術野全体で全方向の視認性を確保する175 mm × 150 mmの構造リングレイアウトを備えた自動固定式円形ベースフレームを特徴としています。プレミアムグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造された本システムには、2つの交換可能な浅型組織ブレード（繊細な層に最適な40 mm × 30 mmの湾曲チップ）と、2つの交換可能な深型組織ブレード（かさばる組織に最適化された40 mm × 40 mmの湾曲チップ）を含む統合ブレードアソートメントが含まれています。4つのクイックスライド交換ピンロックにより、ブレードを瞬時に固定し、指への負担を軽減して術中の調整を迅速化します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のDenis-Browne Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の小児外科、泌尿器科手術室、一般開腹手術センターに、優れた耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest