



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Senn Miller

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Senn Miller

SKU RM-SMR-SERIES-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
15.0 cm portée — 10×9 mm lame plate / 10×11 mm écarteur à râteau 3 dents	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm portée — 10×9 mm lame plate / 10×11 mm écarteur à râteau 3 dents	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm portée — 10×9 mm lame plate / 10×11 mm écarteur à râteau 3 dents	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
Portée 20.0 cm — lame plate 10×9 mm / griffe râteau 3 dents 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Senn Miller est un écarteur chirurgical double indispensable, reconnu mondialement pour assurer un déplacement polyvalent des tissus mous et une exposition des berges de la plaie lors d'interventions de chirurgie générale, plastique et orthopédique. Conçu avec une lame plate en L à une extrémité et une griffe à trois dents à l'autre, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort d'une tenue tissulaire large à une traction cutanée antidérapante sans changer d'instrument.

Conçue pour résister à des cycles fréquents de stérilisation à l'autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille, cette série d'écarteurs Senn Miller est proposée en quatre longueurs totales : 15 cm (\$29), 15.5 cm (\$34), 16 cm (\$39) et 20 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir de matériaux de qualité bloc opératoire, ses dimensions de lames intégrées présentent une extrémité plate et lisse mesurant 10 mm × 9 mm, couplée à une griffe à 3 dents mesurant 10 mm × 11 mm. Les chirurgiens peuvent choisir l'extrémité de la griffe avec des dents mousses pour une rétraction atraumatique des tissus délicats, ou des dents pointues pour une prise ferme et sans glissement sur les berges tissulaires plus résistantes.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Senn Miller Retractor selon des tolérances cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave pour les blocs opératoires, les cliniques externes et les centres de chirurgie esthétique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest