



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics

SKU RM-FBAR-FO-1

\$129 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics	длина 5 ⅞", изогнутое лезвие 25 x 171 mm, волоконно-оптический жгут
1	Универсальный фитинг для световода	Подключается к стандартным операционным световодам
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics — это первоклассный осветительный инструмент для эстетической хирургии, разработанный специально для обеспечения превосходной визуализации кармана и бережного отведения мягких тканей во время маммопластики. Направляя высокоинтенсивное волоконно-оптическое освещение вдоль нижней поверхности лезвия, этот инструмент устраняет темные зоны в глубоких субпекторальных карманах, позволяя хирургам контролировать гемостаз и устанавливать имплантаты с абсолютной уверенностью.

Разработанная для максимального зазора в полости и безопасности, эта специализированная модель Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics имеет общую длину 5 ⅞ дюймов (13.0 cm, \$129) и лезвие шириной 25.0 mm и длиной 171.0 mm. Изогнутая сужающаяся конструкция обеспечивает мягкое отклонение кожи и манипуляции с тканями, предотвращая сдвиговое напряжение на кожных краях. Встроенный волоконно-оптический жгут оснащен универсальным разъемом, совместимым со стандартными кабелями источников света (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали и высокопропускного оптического волокна с антибликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker предоставляет Ferreira Breast Augmentation

Retractor - Fiber Optics нестерильным и полностью автоклавируемым в защитной упаковке, обеспечивая пластическим и онкологическим хирургам высокую долговечность и оптическую четкость.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest