



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cushing Dekompresyon Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cushing Dekompresyon Ekartörü

SKU RM-CDR-215-1

\$59 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Cushing Dekompresyon Ekartörü	21.5 cm uzunluk, 13 x 19 mm pencereci semer bıçak	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cushing Dekompresyon Ekartörü, derin operatif koridorlarda hassas, düşük basınçlı doku retraksiyonu ve optimum görselleştirme sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir nöroşirürji ve spinal ekartördür. Ayırt edici içi boş semer kanca geometrisi ile tasarlanan bu enstrüman, cerrahların hassas sinir köklerini, tekal sak marjınlarını ve dural dokuyu mobilize etmesini ve korumasını sağlarken, bıçak mimarisi üzerinden doğrudan açık bir görüş hattı sunar.

Karmaşık dekompresyonlar sırasında cerrahi görüş hatlarını maksimize etmek için üretilen bu Cushing Dekompresyon Ekartörü modeli, derin spinal ve kafatası tabanı patolojilerine kolayca ulaşan 21.5 cm (\$59) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma ucu, ışık ve mikroskopik görüşün engellenmeden geçmesine izin verirken dokuyu güvenli bir şekilde sabitleyen 13 mm genişliğinde ve 19 mm uzunluğunda pencereci bir bıçak içerir. Ergonomik düz sap, cerrahi asistanlara yorulmadan manuel kaldırma gücü ve hassas dokunsal geri bildirim sağlar.

Yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve dünya çapındaki nöroşirürji ve omurga merkezleri için tam otoklav uyumluluğu sunan Retractor Maker, Cushing Dekompresyon Ekartörü'nü yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten sıkı klinik standartlara göre üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest