



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Glenoid-Retraktoren

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Glenoid-Retraktoren

SKU RM-GLR-SERIES-1

\$88 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
8 ¾" - 9" — Linksgerichtet	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Rechtsgerichtet	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Linksseitig	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Rechtsseitig	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — linksbündig	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — rechtsbündig	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103

PRODUKTBESCHREIBUNG

Glenoid-Retraktoren sind spezialisierte orthopädisch-chirurgische Instrumente, die speziell für die klare und stabile Exposition der Cavitas glenoidalis und des posterioren Gelenkrandes bei totalen und inversen Schulterarthroplastiken entwickelt wurden. Mit einer anatomisch gekrümmten, gezinkten Valve konzipiert, haken sich diese Retraktoren sicher über den anterioren oder posterioren Glenoidrand ein und halten Kapselgewebe sowie Muskulatur beiseite, um ein ungehindertes Reaming und die Platzierung der Prothesenpfanne zu ermöglichen.

Um unterschiedlichen Patientenanatomien und chirurgischen Zugängen gerecht zu werden, wird die Glenoid-Retraktoren-Serie in sechs wählbaren Gesamtlängen gefertigt: 8 ¾" (\$88), 9" (\$91), 9 ½" (\$94), 10 ½" (\$97), 11" (\$100) und eine verlängerte Reichweite von 11 ¾" (\$103). Chirurgen können zwischen einer dezidierten links- oder rechtsgerichteten Orientierung wählen, um die Instrumente auf spezifische deltopektorale oder superiore chirurgische Zugänge abzustimmen. Der hochbelastbare Griff bietet

OP-Assistenten eine überlegene Hebelwirkung und reduziert die Ermüdung der Hände.

Gefertigt aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, stellt Retractor Maker Glenoid-Retraktoren her, die hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhalten. Sie bieten außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und klinische Leistung für Schulterrekonstruktionen und orthopädische Trauma-Teams weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest