



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Ponte Nasal Sailer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador para Ponte Nasal Sailer

SKU RM-SNBR-235-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Sailer Nasal Bridge Retractor	Comprimento total de 23.5 cm, lâmina curva de 15-20 mm × 50 mm	\$49
Estojo / Luva Protetora	Embalagem individual para transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Ponte Nasal Sailer é um afastador cirúrgico especializado para rinoplastia e cirurgia bucomaxilofacial, desenvolvido especificamente para fornecer elevação de tecido de base ampla e segura ao longo do dorso nasal ósseo e cartilaginoso. Projetado com uma lâmina anatômica curva, este instrumento permite que os cirurgiões mobilizem o envelope de tecido mole nasal da ponte nasal de forma limpa, sem causar hematomas isquêmicos focais ou ruptura do periósteo frágil.

Construído para suportar esterilização em autoclave de alta frequência e com garantia vitalícia contra ferrugem, esta configuração dedicada do Afastador para Ponte Nasal Sailer apresenta um comprimento total de 23.5 cm (\$49). Forjado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as dimensões da lâmina incorporam uma face expansiva de 15-20 mm de largura × 50 mm de comprimento. Seu design estrutural apresenta uma arquitetura manual otimizada para distribuição equilibrada de força, proporcionando aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável, mantendo as mãos fora do campo cirúrgico.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador para Ponte Nasal Sailer para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo aos centros de cirurgia plástica, reconstrutiva e bucomaxilofacial em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest