



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Richardson Eastman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Richardson Eastman

SKU RM-RER-SERIES-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — doubles lames concaves à angle droit	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — doubles lames concaves à angle droit	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — doubles lames concaves à angle droit	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — Double lames concaves à angle droit	RM-RER-SERIES-1-4	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Richardson Eastman est un écarteur chirurgical à double extrémité de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement fiable des berges de la plaie à plusieurs profondeurs et une exposition de la paroi abdominale lors de laparotomies majeures et de procédures pelviennes. Conçu avec deux lames concaves distinctes à angle droit aux extrémités opposées d'un manche central profilé, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort de la rétraction des tissus sous-cutanés superficiels au maintien musculaire profond sans changer d'instrument.

Construite pour offrir une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles, cette série d'écarteurs Richardson Eastman est disponible en quatre longueurs totales : 10 ¼ pouces (54 \$), 10 ½ pouces (59 \$), 10 ¾ pouces (64 \$) et 11 ¼ pouces (69 \$). Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie des lames intègre une conception asymétrique à double extrémité combinant deux lames concaves distinctes à angle droit avec des lèvres de retenue lisses et arrondies qui empêchent le glissement des tissus ou les contusions par pression localisée. Disponible à la commande à l'unité

ou en jeu de deux écarteurs, son manche central assure un levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Richardson Eastman pour résister aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète en autoclave pour les blocs de chirurgie générale, les salles d'obstétrique et les centres de traumatologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest