



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Kit d'accessoires pour petites incisions

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kit d'accessoires pour petites incisions

SKU RM-SIAS-1

\$449 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lame à crochet Gelpi	Profil standard à pointe fine
1	Lame Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
1	Lame Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm)
1	Petit anneau plein rond	Diamètre interne (DI) de 8,5" (21.3 cm)
1	Boîte de stérilisation	Organisateur de stockage dédié

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le kit d'accessoires pour petites incisions est un ensemble complémentaire destiné aux équipes chirurgicales possédant déjà un système d'écarteur de chirurgie générale Bookwalter et opérant via des expositions limitées. Il ne s'agit pas d'un système autonome — il est entièrement compatible avec les systèmes Bookwalter et les composants standard de type Bookwalter.

Le kit contient une lame à crochet Gelpi avec un profil à pointe fine standard pour une rétraction précise et étroite, ainsi que des lames Kelly de 1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm) et 1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm) pour une rétraction superficielle à deux profondeurs. Un petit anneau plein rond de 8,5" (21.3 cm) de diamètre interne offre un cadre compact qui maintient le matériel à l'écart d'une petite incision.

Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). Le kit d'accessoires pour petites incisions est fourni non stérile, est réutilisable et entièrement autoclavable, et doit être nettoyé et stérilisé selon les procédures validées de votre établissement avant utilisation.

Retractor Maker fabrique et fournit cet ensemble directement depuis Sialkot, au Pakistan. Le kit d'accessoires pour petites incisions est fabriqué, inspecté et fourni directement par Retractor Maker.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)