



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор House Hand Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор House Hand Retractor

SKU RM-HHR-6IN-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
House Hand Retractor	Длина 6" (15.24 cm), двусторонние лопатки 5×16 мм и 9×25 мм	\$69
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор House Hand Retractor — это признанный во всем мире двусторонний хирургический инструмент, разработанный специально для выполнения двойной роли при ретракции в ходе отоларингических, челюстно-лицевых и деликатных реконструктивных процедур. Благодаря различной геометрии лопаток на противоположных концах, этот ретрактор позволяет хирургическим бригадам мгновенно переходить от поверхностной ретракции мягких тканей к более глубокой экспозиции раны без смены инструментов.

Созданная для оптимального контроля в ограниченных операционных полях, эта конфигурация House Hand Retractor имеет общую длину инструмента 6 inches (15.24 cm, \$69). Интегрированные рабочие части сочетают в себе узкий профиль 5.0 mm × 16.0 mm на одном конце для малых разрезов и меатальных проходов и более крупную лопатку 9.0 mm × 25.0 mm на другом конце для широкого смещения фасций и мышц. Гладкие закругленные края лопаток предотвращают разрыв тканей, а сбалансированная центральная рукоятка обеспечивает работу ассистента без утомления рук.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, House Hand Retractor от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обладая высокой коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и долговечностью для использования в центрах отоларингологии и пластической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest