



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Hoyos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Afastador Hoyos

SKU RM-HRS-1

\$1,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Afastador Distal Hoyos Curto	Opção de lâmina de retração distal de comprimento curto para acesso próximo às incisões
1	Afastador Distal Hoyos Longo	Opção de lâmina de retração distal de longo comprimento para alcance tecidual profundo
1	Afastador Proximal Hoyos Longo	Componente de lâmina de retração proximal de longo comprimento para elevação do limite proximal
1	Afastador Remora	Lâmina de afastamento de tração especializada projetada para reduzir o deslizamento
1	Haste de Suporte Intertravada	Conecta os braços do afastador à estrutura aérea principal
1	Grampo de Mesa para Sistema de Afastador Hoyos	Ancora o poste vertical ao trilho da mesa de operação
1	Barra de Extensão Horizontal Hoyos	Estende a estrutura horizontalmente sobre o campo cirúrgico
1	Poste Vertical Hoyos	Coluna vertical primária que sustenta a estrutura de montagem

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Hoyos é uma plataforma de retração cirúrgica de excelência, montada em mesa e projetada para atender aos exigentes requisitos de exposição de tecidos moles em cirurgias plásticas estéticas e reconstrutivas avançadas. Ao ser fixado rigidamente ao trilho lateral da mesa de operação, este sistema elimina a fadiga da retração manual, permitindo que as equipes cirúrgicas mantenham uma elevação simétrica e contínua do retalho tecidual durante extensas operações abdominais e de contorno corporal.

Projetado especificamente para procedimentos estéticos modernos, o Sistema de Afastador Hoyos apresenta uma estrutura modular de 8 peças composta por um grampo de mesa, poste de suporte vertical, barra de extensão horizontal e uma haste de suporte intertravada. O sortimento de afastadores inclui um afastador distal curto, um afastador distal longo, um afastador proximal longo e a lâmina de afastamento especializada Remora, com tecnologia antiderrapante projetada para manter uma fixação segura no tecido adiposo subcutâneo e nos planos fasciais sem causar necrose tecidual.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico e ligas metálicas de alta resistência com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Sistema de Afastador Hoyos completo, não estéril e totalmente autoclavável, acondicionado em um contêiner de esterilização de alumínio de alta resistência, garantindo um turnover rápido e máxima precisão processual.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)