



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

SKU RM-MMSR-1

\$699 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Göğüs Ekartörü Çift Barları	Sternal ayırma için birincil 5 inç modifiye ayırma çerçevesi
1	Ayrık Üniversal Klemp	Çerçeve eklentilerini sabitlemek için özel montaj klemp
1	Üniversal Klemp	Bileşen entegrasyonu için çok amaçlı sıkıştırma bloğu
1	Ana Braket	Yardımcı retractor kollarını desteklemek için birincil montaj braketi
1	Tüp Tutucu	Operasyon alanında cerrahi hortumları sabitlet
1	Dik Açılı Transvers Çubuk	Yardımcı retractor elemanlarını konumlandırmak için yapısal çapraz çubuk
1	Büyük Tel Sepet Retraktör (Şekillendirilebilir)	Nazik doku deplasmanı için geniş, şekillendirilebilir tel sepet
2	Küçük Tel Sepet Retraktör (Şekillendirilebilir)	Hedefli doku retraksiyonu için kompakt, şekillendirilebilir tel sepetler

ÜRÜN AÇIKLAMASI

McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift, minimal cerrahi travma gerektiren minimal invaziv kapak ve aort prosedürleri için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir kardiyak retractor sistemidir. Güvenilir lateral sternal ayırma ile bağımsız dikey kaldırma özelliklerini birleştiren bu sistem, sol sternal sınırı yukarı kaldırarak

atriyum ve kalp kapakçıklarıyla doğrudan görsel hizalama sağlar.

Hassas torasik pozisyonlama için tasarlanan McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift; 5 inç modifiye çift barlı göğüs ekartörü çerçevesi, entegre çıkarılabilir Universal Lift düzeneği, ayrık universal klempi, standart universal klempi, ana destek braket ve yardımcı dik açılı transvers çubuk içerir. Sistem, bir aspirasyon/irigasyon tüp tutucusu ve kalp dokusu maruziyetine fokal travma oluşturmada uyum sağlayan üç adet şekillendirilebilir tel sepet retractorü (bir büyük ve iki küçük) ile donatılmıştır.

Yansıma yapmayan saten kaplamalı, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift sistemini steril olmayan ve ağır hizmet tipi koruyucu saklama kabı içinde tam otoklavlanabilir şekilde sunarak cerrahi dayanıklılık ve güvenilir ameliyathane performansı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest