



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

SKU RM-GCRDA-1

\$124 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
3 1/2 in (9 cm) лезвие	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) лезвие	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) лезвие	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) blade	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) лезвие — Стандартное	RM-GCRDA-1-5	\$124

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles — это специализированный самоудерживающийся хирургический инструмент, разработанный специально для мощной и стабильной ретракции мягких тканей и сухожилий в ходе глубоких ортопедических, спинальных и реконструктивных процедур. Благодаря инновационной архитектуре перекрестных бранш, этот ретрактор обеспечивает расширенное механическое разведение, сохраняя при этом компактность и низкий профиль в глубоких хирургических ранах.

Данная конфигурация Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles, адаптированная для восстановления сухожилий конечностей и доступа к глубоким полостям, имеет общую длину 8" (20.32 cm, \$124). Рабочие части представляют собой изогнутые бранши с глубокими углами, доступные в вариантах с тупыми или острыми кончиками для работы с тканями различной плотности. Губки снабжены специальными насечками, обеспечивающими точный контроль и надежный захват фиброзных краев, а кремальера с кольцевыми ручками автоматически поддерживает постоянное натяжение при ретракции.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles от Retractor Maker выдерживает значительное противодействие тканей, обеспечивая ортопедическим и нейрохирургическим центрам по всему миру превосходную механическую стабильность, коррозионную стойкость и полную долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest