



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Scoville-Haverfield Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville-Haverfield Otostatik Ekartör

SKU RM-SHSRR-150-1

\$339 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Menteşeli Kollu Otostatik Çerçeve	Görüş hattının dışına doğru aşağı açılan eklemlili makas hareketli şasi
1	Çıkarılabilir Tek Keskin Uçlu Lateral Bıçak	İnsizyon kenarlarının altına derinlemesine ankraj yapmak için tasarlanmış 50 mm tek tırnaklı bıçak
1	Çıkarılabilir Katı Dişli Lateral Bıçak	Mikro dişli bir uçla donatılmış 60 mm x 25 mm katı kemik ekartasyon paleti
1	Entegre Manuel Vidalı Kilit Dişlisi	Yorgunluğu sınırlamak için sarsılmaz açık tutuş sağlayan merkezi vida mekanizması
2	Ergonomik Ekartör Pens Kolları	Tamamen pürüzsüz çevrelerle dövülmüş hafif yapılı sap kolları
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Scoville-Haverfield Otostatik Ekartör, karmaşık lomber laminektomiler ve spinal füzyonlar sırasında derin, engelsiz paraspinal doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf mafsallı bir nöroşirürji ve omurga ekartör sistemidir. Eklemlili, aşağı doğru menteşeli kollarla tasarlanan bu alet, mekanik şasiyi hastanın vücut hatlarına karşı düz bir şekilde indirerek asistan kollarını cerrahın mikroskobik görüş hattının tamamen dışında tutar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Scoville-Haverfield Otostatik Ekartör tam seti (\$339), 150 mm'ye kadar yatay ray genişleme açıklığı sağlar. German stainless steel'den el işçiliğiyle üretilen modüler

sistem, yoğun insizyon kenarlarının altına güvenli bir şekilde ankraj yapmak için 50 mm operasyonel derinliğe sahip çıkarılabilir tek keskin uçlu lateral bıçağın yanı sıra, kemik kenarlarını atravmatik olarak kavramak için mikro dişli güvenli bir uca sahip 60 mm × 25 mm (25 mm genişlik × 60 mm uzunluk) ölçülerinde çıkarılabilir katı dişli bir lateral bıçak içerir. Entegre manuel vidalı kilit dişli merkezi vida mekanizması, asistan el yorgunluğunu ortadan kaldıran sarsılmaz bir açık tutuş sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Scoville-Haverfield Otostatik Ekartör'ü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki nöroşirürji merkezlerine, ortopedik omurga ameliyathanelerine ve travma salonlarına olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest