



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Strandell Stille Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Strandell Stille Retractor

SKU RM-SSR-17-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Strandell Stille Retractor	全長17 cm、6 × 15 mm湾曲ブレード（鋭鉤または鈍鉤）	\$44
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$44

製品詳細

Strandell Stille Retractorは、形成外科、手外科、および一般外科の介入において、安全で非外傷的な軟部組織の変位と創縁の術野確保を行うために特別に設計された手持ち式開創器です。組織の形状に適合する湾曲したブレード設計により、手術助手は繊細な皮膚縁や筋膜層に対して、局所的な圧迫壊死を引き起こすことなく一定の手動カウンター・トラクション（対抗牽引）をかけることができます。

高いパフォーマンスと持続的な耐食性を追求して設計されたこの専用のStrandell Stille Retractor構成は、全長17 cm（\$44）を特徴としています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされたブレードは、6 mm幅 × 15 mm長の幅広で平らな湾曲形状を採用しています。組織との接点（インターフェース）は、鋭鉤（Sharp）および鈍鉤（Blunt）の設計パラメータから選択可能で、精密な歯付きプロファイルが切開縁を滑ることなく確実かつ信頼性の高い保持を提供します。人間工学に基づいたフラットハンドルは、疲労の少ない安定したグリップを実現します。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor MakerのStrandell Stille Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の形成外科、手外科センター、一般手術室において、優れた構造的剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest