



# RETRACTOR MAKER

## 2026 카탈로그

수술용 리트랙터 · 시스템 · 블레이드 · 구성품

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

리트랙터 제조업체 — Retractor Maker 제공

# 회사 소개

## 수술용 리트랙터 직접 제조업체

Retractor Maker는 파키스탄 Sialkot에 본사를 둔 수술용 리트랙터 직접 제조업체입니다. 저희는 8개 외과 전문 분야를 위한 리트랙터 시스템, 블레이드 및 구성품을 제작합니다.

## Retractor Maker의 시작

Retractor Maker는 2023년에 시작되었지만, 수술 기구에 대한 저희의 경험은 훨씬 더 오래되었습니다.

저는 Saad Shahid이며, 저희 가족의 수술 기구 사업체인 Hospitech Traders에서 여전히 아버지와 함께 일하고 있습니다. 저희 아버지는 1989년에 Hospitech Traders를 설립하셨으며, 저희는 수년간 수술 기구를 제조하고 공급해 왔습니다.

Retractor Maker에 대한 아이디어는 저희 고객 중 한 분에게서 나왔습니다. 어느 날 한 고객이 복부 수술용 리트랙터를 문의했습니다. 당시 저희는 리트랙터를 제조하고 있지 않았기 때문에, 저는 다른 회사에서 판매하는 제품들을 찾아보기 시작했습니다.

제가 발견한 사실은 놀라웠습니다. 일부 완전한 리트랙터 시스템이 약 \$60,000에서 \$65,000에 판매되고 있었습니다. 저희가 이미 수술 기구를 직접 생산하는 데 필요한 기계, 인력, 제조 경험을 갖추고 있다는 것을 알고 있었기 때문에, 이 가격은 너무 비싸다고 생각했습니다.

그래서 저는 생각했습니다. '우리가 직접 리트랙터를 만들어서 훨씬 더 저렴한 가격에 제공하면 어떨까?' 그것이 제가 Retractor Maker를 시작한 이유였습니다.

# 현재의 활동

## 직접 제조를 시작하다

다른 회사에서 리트랙터를 구매하여 재판매하는 대신, 저희는 자체 작업장에서 직접 제조하기로 결정했습니다. 저희는 수술 기구에 대한 경험을 통해 이미 기계와 제조 설비를 갖추고 있었습니다. 저희는 이러한 자원을 활용하여 자체 리트랙터 시스템을 개발하고 제조했습니다.

오늘날 저희는 주요 브랜드의 유사 시스템보다 최대 90% 저렴한 가격으로 많은 리트랙터 시스템을 제공하고 있습니다. 저희의 목표는 단순히 리트랙터를 만드는 것이 아닙니다. 전 세계의 병원, 외과 의사 및 의료 기관이 더 저렴한 가격으로 리트랙터를 이용할 수 있도록 만드는 것입니다.

## 가족 제조 사업의 일원

Retractor Maker는 저희가 이미 수술 기구 제조 분야에서 가지고 있던 경험을 바탕으로 성장했습니다. 저는 여전히 아버지와 함께 Hospitech Traders에 적극적으로 참여하고 있으며, 동시에 수술용 리트랙터에 특화된 사업체로서 Retractor Maker를 운영하고 있습니다.

## 외과 전문 분야

일반 외과 · 비뇨기과 · 심혈관 외과 · 이비인후과 · 성형 외과 · 정형 외과 및 척추 외과 · 신경 외과 · 산부인과.


저희는 전 세계 병원, 의료 유통업체, 외과 의사 및 의료 기관과 직접 협력합니다. 또한 표준 제품이 고객의 요구를 충족하지 못할 경우, 특정 구성 및 맞춤형 요구사항에 대해서도 작업합니다.

## 저희의 목표

리트랙터를 직접 제조하고 주요 브랜드의 유사 시스템보다 최대 90% 저렴한 가격으로 제공하여 더 많은 병원이 필요한 장비를 구매할 수 있도록 하는 것.

# 제품 카테고리

각 카테고리의 제품 수에 따라 정렬됨

|                                 |            |                                                                                       |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>정형외과 및 척추 견인기</b><br>124개 제품 | 5~52페이지    |    |
| <b>일반외과용 견인기</b><br>118개 제품     | 53~95페이지   |    |
| <b>이비인후과용 견인기</b><br>109개 제품    | 96~132페이지  |    |
| <b>성형외과용 견인기</b><br>61개 제품      | 133~154페이지 |   |
| <b>심혈관 견인기</b><br>45개 제품        | 155~171페이지 |  |
| <b>산부인과 견인기</b><br>26개 제품       | 172~181페이지 |  |
| <b>신경외과용 견인기</b><br>20개 제품      | 182~189페이지 |  |
| <b>비뇨의학과용 견인기</b><br>4개 제품      | 190~191페이지 |  |



### 좁은 이중 갈퀴형 비구 견인기

SKU **RM-ARNDP-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|-------------------|--------------|------|
| 좁은 형 — 32 mm 블레이드 | RM-ARNDP-1-1 | \$99 |
| 표준형 — 44 mm 블레이드  | RM-ARNDP-1-2 | \$99 |



### 전방 대퇴과 견인기

SKU **RM-AFCR-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                        | 가격   |
|-------------|------------------------------------|------|
| 전방 대퇴과 견인기  | 길이 5" (12.7 cm), 45 mm 유창형 톱니 블레이드 | \$99 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장                          | \$99 |



### 전방 대퇴경부 및 전내측 비구연 견인기

SKU **RM-AFNAR-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션              | SKU / 상세 정보                          | 가격   |
|-----------------------|--------------------------------------|------|
| 전방 대퇴경부 및 전내측 비구연 견인기 | 길이 15" (37.46 cm), 곡선형 블레이드, 육각형 손잡이 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자           | 운송용 개별 포장                            | \$49 |



### 전외측 비구연 견인기

SKU **RM-AARR-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                               | 가격   |
|-------------|-------------------------------------------|------|
| 전외측 비구연 견인기 | 길이 10" (25.4 cm), 블레이드 폭 18 mm × 깊이 3.25" | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장                                 | \$49 |



### AORI 슬개골 견인기

SKU **RM-APR-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------------------|-------------|------|
| 5" (12.7 cm), 10 mm 작업단 | RM-APR-1-1  | \$69 |
| 7" (17.8 cm), 10 mm 작업단 | RM-APR-1-2  | \$79 |



### APC 고관절 견인기

SKU **RM-APCHR-1**

가격 **\$49 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품         | 치수 / 설명                                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 단일 갈고리      | 10" (25.4 cm) — 비구연의 특정 부위에 골성 고정력 확보                 |
| 1  | 이중 갈고리      | 10" (25.4 cm) — 균형 잡힌 두 지점 견인으로 연부 조직 및 관절낭을 찾아 공간 확보 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자 | 표준 운송용 포장                                             |



## B-Z 견인기

SKU **RM-BZR-1**

가격 **\$339 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|------------------------|-------------|-------|
| 깊이 7.5 cm (45° 또는 90°) | RM-BZR-1-1  | \$339 |
| 깊이 10 cm (45° 또는 90°)  | RM-BZR-1-2  | \$359 |



## B-Z Weitlaner 견인기

SKU **RM-BZWR-1**

가격 **\$339 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보                              | 가격    |
|-------------------|------------------------------------------|-------|
| B-Z Weitlaner 견인기 | 전체 길이 28 cm, 깊이 83 mm의 4×4 무딘 갈퀴, 90° 각도 | \$339 |
| 보호 슬리브 / 상자       | 개별 운송용 포장                                | \$339 |



## Beard 원위 상완이두근 자가유지형 견인기

SKU **RM-BDBSRR-1**

가격 **\$299 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|-------------------|---------------|-------|
| 6.375" (16.19 cm) | RM-BDBSRR-1-1 | \$299 |
| 7.5" (19.05 cm)   | RM-BDBSRR-1-2 | \$319 |



## Beard 원위 요골용 광폭 Hohmann 견인기

SKU **RM-BDRWHR-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                    | SKU / 상세 정보                             | 가격   |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------|
| Beard 원위 요골용 광폭 Hohmann 견인기 | 전체 길이 5.37" (13.63 cm), 광폭 Hohmann 블레이드 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자                 | 운송용 개별 포장                               | \$79 |



## Beckman-Weitlaner 자가유지형 견인기

SKU **RM-BWSRR-1**

가격 **\$149 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보  | 가격    |
|----------|--------------|-------|
| 14 cm    | RM-BWSRR-1-1 | \$149 |
| 16.5 cm  | RM-BWSRR-1-2 | \$154 |
| 21.5 cm  | RM-BWSRR-1-3 | \$159 |
| 24 cm    | RM-BWSRR-1-4 | \$164 |
| 30.5 cm  | RM-BWSRR-1-5 | \$169 |
| 31 cm    | RM-BWSRR-1-6 | \$174 |



## Beckmann Adson 자가유지형 견인기

SKU **RM-BASRR-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|--------------|--------------|------|
| 25 mm 샤프트 규격 | RM-BASRR-1-1 | \$49 |
| 44 mm 샤프트 규격 | RM-BASRR-1-2 | \$59 |



## Bennett 경골 견인기

SKU RM-BTR-1

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------|-------------|------|
| 소형 — 45 mm 블레이드 | RM-BTR-1-1  | \$79 |
| 대형 — 63 mm 블레이드 | RM-BTR-1-2  | \$89 |



## 굴곡형 Hohmann 견인기

SKU RM-BHR-ORTHO-1

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보      | 가격   |
|----------|------------------|------|
| 8"       | RM-BHR-ORTHO-1-1 | \$69 |
| 9 ¾"     | RM-BHR-ORTHO-1-2 | \$74 |
| 11"      | RM-BHR-ORTHO-1-3 | \$79 |
| 11 ½"    | RM-BHR-ORTHO-1-4 | \$84 |
| 12 ½"    | RM-BHR-ORTHO-1-5 | \$89 |






## 블랙 벨트 경추 견인기 시스템

SKU RM-BBCRS-1

가격 \$2,499 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품           | 지수 / 설명                               |
|----|---------------|---------------------------------------|
| 1  | 견인기 프레임(우측)   | 우측 프레임 구성                             |
| 1  | 견인기 프레임(좌측)   | 좌측 프레임 구성                             |
| 1  | 견인기 프레임(오프셋)  | 오프셋 프레임 구성                            |
| 2  | 블레이드 삽입 클램프   | 블레이드 삽입 및 장착에 사용하는 구성품                |
| 14 | 돌기형 블레이드      | 34 mm - 70 mm 범위의 다양한 크기의 돌기형 블레이드 옵션 |
| 14 | 둔성 블레이드       | 34 mm - 70 mm 범위의 다양한 크기의 둔성 블레이드 옵션  |
| 12 | 2분절용 돌기형 블레이드 | 40 mm - 55 mm 범위의 2분절용 돌기형 블레이드 옵션    |
| 6  | 2분절용 둔성 블레이드  | 40 mm - 55 mm 범위의 2분절용 둔성 블레이드 옵션     |
| 1  | 말균 컨테이너       | 정리, 보관 및 재처리를 위한 컨테이너                 |



## Blount 무릎 견인기

SKU RM-BKR-1

가격 \$64 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------------|-------------|------|
| 6 7/8" (17.5 cm)  | RM-BKR-1-1  | \$64 |
| 7" (17.8 cm)      | RM-BKR-1-2  | \$69 |
| 10 1/4" (26.0 cm) | RM-BKR-1-3  | \$74 |
| 10 3/8" (26.4 cm) | RM-BKR-1-4  | \$79 |





### Browne 삼각근 견인기

SKU **RM-BDR-1**

가격 **\$109 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|-------------------|-------------|-------|
| 10 3/4" (27.3 cm) | RM-BDR-1-1  | \$109 |
| 11 1/2" (29.2 cm) | RM-BDR-1-2  | \$114 |
| 12 1/4" (31.1 cm) | RM-BDR-1-3  | \$119 |



### C 견인기

SKU **RM-CR-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------------|-------------|------|
| 12 1/2" (31.8 cm) | RM-CR-1-1   | \$69 |
| 14" (35.6 cm)     | RM-CR-1-2   | \$74 |



### Campbell 신경근 견인기

SKU **RM-CNRR-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                             | 가격   |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| Campbell 신경근 견인기 | 길이 8 3/4" (22.2 cm), 폭 10-10.5 mm의 블레이드 | \$69 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 개별 운송용 포장                               | \$69 |



### 관절낭 견인기

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|--------------------|-----------------|------|
| 단일 갈고리형(예리형)       | RM-CR-ORTHO-1-1 | \$64 |
| 이중 갈고리형(예리형 또는 둔형) | RM-CR-ORTHO-1-2 | \$69 |
| 삼중 갈고리형            | RM-CR-ORTHO-1-3 | \$74 |



### 수근관 자가유지형 견인기

SKU **RM-CTSRR-1**

가격 **\$144 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                          | 가격    |
|---------------|--------------------------------------|-------|
| 수근관 자가유지형 견인기 | 길이 4 1/4" (10.79 cm), 무딘 프롱, 래치 잠금장치 | \$144 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 개별 운송용 포장                            | \$144 |



### Caspar 래칫형 경추 견인기

SKU **RM-CCRWR-1**

가격 **\$289 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보  | 가격    |
|----------|--------------|-------|
| 16.5 cm  | RM-CCRWR-1-1 | \$289 |
| 22.3 cm  | RM-CCRWR-1-2 | \$299 |



## Caspar 요추 미세 추간판 절제술용 견인기 시스템

SKU RM-CLMRS-1

가격 \$799 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                        | 지수 / 설명            |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1  | 측면 블레이드                    | 40 mm              |
| 1  | 측면 블레이드                    | 45 mm              |
| 1  | 측면 블레이드                    | 50 mm              |
| 1  | 측면 블레이드                    | 55 mm              |
| 1  | 측면 블레이드                    | 60 mm              |
| 1  | 측면 블레이드                    | 65 mm              |
| 1  | 측면 블레이드                    | 75 mm              |
| 1  | 스페쿨럼                       | 40 mm              |
| 1  | 스페쿨럼                       | 45 mm              |
| 1  | 스페쿨럼                       | 50 mm              |
| 1  | 스페쿨럼                       | 55 mm              |
| 1  | 스페쿨럼                       | 60 mm              |
| 1  | 스페쿨럼                       | 65 mm              |
| 1  | 스페쿨럼                       | 75 mm              |
| 1  | 블레이드 분리 겸자                 | 신속 분리형 블레이드 교체 겸자  |
| 1  | Caspar 미세 추간판 절제술용 견인기 프레임 | 대향 견인 프레임          |
| 1  | 멸균 박스                      | 정리 트레이가 있는 알루미늄 용기 |




## Caspar 신경근 견인기

SKU RM-CNRR-SERIES-1

가격 \$84 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션   | SKU / 상세 정보        | 가격   |
|------------|--------------------|------|
| 4 mm 블레이드  | RM-CNRR-SERIES-1-1 | \$84 |
| 6 mm 블레이드  | RM-CNRR-SERIES-1-2 | \$89 |
| 8 mm 블레이드  | RM-CNRR-SERIES-1-3 | \$94 |
| 10 mm 블레이드 | RM-CNRR-SERIES-1-4 | \$99 |





## Casper 견인기

SKU RM-CR-21-1

가격 \$64 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                               | 가격   |
|-------------|-------------------------------------------|------|
| Casper 견인기  | 길이 21 cm, 17.0 × 67.0 mm 블레이드, 손가락 고리형 핸들 | \$64 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장                                 | \$64 |



## Casper 자가유지형 견인기

SKU RM-CSR-SET-1

가격 \$649 USD

구성품 목록

| 수량   | 구성품                 | 치수 / 설명                              |
|------|---------------------|--------------------------------------|
| 1    | 이중 힌지 가위형 프레임       | 래치와 나사 잠금장치를 갖춘 관절식 로우 프로파일 프레임      |
| 1    | 수동 조절 키             | 미세 장력 설정을 위한 정밀 조절 렌치                |
| 1 세트 | 반예리 측방 갈퀴형 블레이드     | 깊이 38 mm(2갈퀴형, 3갈퀴형 또는 4갈퀴형 중 선택 가능) |
| 1 세트 | 긴 평판형 내장 견인 후크 블레이드 | 깊이 38 mm의 매끄러운 비외상성 블레이드 모듈          |
| 1    | 보호용 보관 / 운송 케이스     | 맞춤형 내부 수납 구조의 운송 케이스                 |



## Casper 경추 견인기

SKU RM-CCR-115-1

가격 \$199 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보                            | 가격    |
|-------------------|----------------------------------------|-------|
| Casper 경추 견인기 프레임 | 11.5 cm 프레임, 4암 힌지식 횡방향 설계, 85 mm 개방 폭 | \$199 |
| 보호 슬리브 / 상자       | 개별 운송용 포장                              | \$199 |



## 경추 견인기 프레임

SKU **RM-CRF-1**

가격 **\$109 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|---------------|-------------|-------|
| 16.5 cm 고정형 암 | RM-CRF-1-1  | \$109 |
| 25.5 cm 힌지형 암 | RM-CRF-1-2  | \$119 |



## 경추 조직 견인기

SKU **RM-CTR-13-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보               | 가격   |
|-------------|---------------------------|------|
| 경추 조직 견인기   | 전체 길이 13 cm, 1×1 둔성 갈고리 팁 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송 포장                  | \$79 |



## Chandler 견인기

SKU **RM-CHR-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션              | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------------|-------------|------|
| 소형(16.0 mm 앞 모양 블레이드) | RM-CHR-1-1  | \$69 |
| 중형(20.0 mm 앞 모양 블레이드) | RM-CHR-1-2  | \$74 |
| 대형(25.0 mm 앞 모양 블레이드) | RM-CHR-1-3  | \$79 |



## Charnley 초기 절개용 견인기

SKU **RM-CIIR-399-1**

가격 **\$399 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                             | 처수 / 설명            |
|----|---------------------------------|--------------------|
| 1  | 자가유지형 루프 검자 본체                  | 외곽이 매끄러운 프레임 루프    |
| 1  | 바깥쪽으로 휘어진 4개의 둔성 갈퀴가 있는 짧은 블레이드 | 25 mm × 32 mm 작동부  |
| 1  | 바깥쪽으로 휘어진 4개의 둔성 갈퀴가 있는 긴 블레이드  | 25 mm × 38 mm 작동부  |
| 1  | 탈착식 견인 후크                       | 조직에 걸어 고정하는 곡선형 앵커 |
| 1  | 금속 견인 연결 체인                     | 기계식 연결 체인          |
| 1  | 중력식 현수 추 어셈블리                   | 지속적인 인장력을 제공하는 추   |
| 1  | 보호용 보관함 / 상자                    | 표준 운송용 포장          |



## Cloward 경추/추궁 견인기

SKU **RM-CCLR-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 교차 톱니형 조 | RM-CCLR-1-1 | \$99 |
| 치형 조     | RM-CCLR-1-2 | \$99 |



## Cloward형 블레이드 견인기

SKU **RM-CSBR-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션   | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|------------|-------------|------|
| 13 × 75 mm | RM-CSBR-1-1 | \$84 |
| 18 × 75 mm | RM-CSBR-1-2 | \$89 |
| 20 × 75 mm | RM-CSBR-1-3 | \$94 |
| 23 × 75 mm | RM-CSBR-1-4 | \$99 |



## Cloward형 경추 견인기

SKU RM-CSCR-17-1

가격 **\$75 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션            | SKU / 상세 정보                 | 가격   |
|---------------------|-----------------------------|------|
| Cloward형 경추 견인기 프레임 | 전체 길이 17 cm, 힌지식 암, 래치 잠금장치 | \$75 |
| 보호 슬리브 / 상자         | 개별 운송용 포장                   | \$75 |



## 코브라 견인기

SKU RM-COBR-1

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|-------------------|-------------|-------|
| 표준 팁형 — 12.0"     | RM-COBR-1-1 | \$79  |
| 표준 예리한 팁형 — 12.0" | RM-COBR-1-2 | \$84  |
| 광폭 모델 — 11.75"    | RM-COBR-1-3 | \$89  |
| 소형 변형 모델 — 12.5"  | RM-COBR-1-4 | \$94  |
| 양단형 — 14.0"       | RM-COBR-1-5 | \$99  |
| 심부 모델 — 14.5"     | RM-COBR-1-6 | \$104 |
| 대형 변형 모델 — 14.75" | RM-COBR-1-7 | \$109 |



## 손 받침대가 있는 Cobra 견인기

SKU RM-CRHR-1

가격 **\$169 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션            | SKU / 상세 정보                      | 가격    |
|---------------------|----------------------------------|-------|
| 손 받침대가 있는 Cobra 견인기 | 길이 10.22", 32 mm 블레이드, 일체형 손 받침대 | \$169 |
| 보호 슬리브 / 상자         | 개별 운송용 포장                        | \$169 |



### 코브라형 대퇴골 견인기

SKU **RM-CSFR-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보                                       | 가격   |
|--------------|---------------------------------------------------|------|
| 코브라형 대퇴골 견인기 | 길이 11.75" (29.84 cm), 코브라 형태의 곡선형 블레이드, 대형 갈고리형 팁 | \$84 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 개별 운송용 포장                                         | \$84 |



### 측부인대 견인기

SKU **RM-CLR-1**

가격 **\$104 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                              | 가격    |
|-------------|------------------------------------------|-------|
| 측부인대 견인기    | 전체 길이 8" (20.3 cm), 5 mm 및 11 mm 블레이드 형태 | \$104 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장                                | \$104 |



### 측부 연부조직 견인기

SKU **RM-CSTR-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                               | 가격   |
|-------------|-------------------------------------------|------|
| 측부 연부조직 견인기 | 길이 9 1/2", 블레이드 45 mm, 폭 11 mm의 2갈래 곡선형 팁 | \$69 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장                                 | \$69 |





### 오목형 슬관절 견인기

SKU **RM-CKR-1**

가격 **\$105 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션  | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|-----------|-------------|-------|
| 표준형 블레이드  | RM-CKR-1-1  | \$105 |
| 좁고 긴 블레이드 | RM-CKR-1-2  | \$105 |



### D'Errico 신경근 견인기

SKU **RM-DNRR-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                               | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 22.8 cm (약 9.0") — 폭 7.0 mm × 길이 11.0 mm — 표준 요추 추간판 절제술 및 신경근 이동      | RM-DNRR-1-1 | \$49 |
| 28.0 cm (약 11.0") — 폭 7.0 mm × 길이 11.0 mm — 깊은 수술 접근로 및 고도비만 환자의 요추 접근 | RM-DNRR-1-2 | \$54 |



### 심부용 Gelpi 견인기

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

가격 **\$68 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                                    | SKU / 상세 정보       | 가격   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 3 1/2" - 4 1/2" — 예리형, 둔형, 각진 예리형, 90°, 직각형 — 표재성 소수술, 수부 및 소아 수술 시야 확보     | RM-DGR-SERIES-1-1 | \$68 |
| 5 1/2" - 6 3/4" — 예리형, 둔형, 각진 예리형, 90°, 직각형 — 중간 깊이의 연조직, 성형 및 경추 수술 접근     | RM-DGR-SERIES-1-2 | \$74 |
| 7 1/2" - 7 3/4" — 예리형, 둔형, 각진 예리형, 90°, 직각형 — 일반적인 요추 후궁절제술 및 관절 견인         | RM-DGR-SERIES-1-3 | \$84 |
| 9 1/4" - 12" — 예리형, 둔형, 각진 예리형, 90°, 직각형 — 깊은 체강의 골반 수술, 비만 수술 및 다분절 척추 유합술 | RM-DGR-SERIES-1-4 | \$94 |



### 심부용 Gelpi 자가유지 견인기

SKU **RM-DGSRR-1**

가격 **\$129 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                                           | SKU / 상세 정보  | 가격    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 7 1/2" (약 19.0 cm) — 각도형 프레임, 바깥쪽으로 벌어진 예리한 갈고리 — 표준 요추 추궁절제술 및 관절 노출              | RM-DGSRR-1-1 | \$129 |
| 10 1/2" (약 26.7 cm) — 확장형 각도 프레임, 바깥쪽으로 벌어진 예리한 갈고리 — 심부 골반 수술, 비만 수술 및 다분절 척추 유합술 | RM-DGSRR-1-2 | \$139 |



### Dingo 개량형 상완골두 견인기

SKU **RM-DMHHR-1**

가격 **\$134 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보                | 가격    |
|--------------------|----------------------------|-------|
| Dingo 개량형 상완골두 견인기 | 길이 10" (25.5 cm), 곡선형 톱니 팁 | \$134 |
| 보호 슬리브 / 상자        | 운송용 개별 포장                  | \$134 |



### 직접 전방 접근 브로칭 견인기

SKU **RM-DAABR-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                        | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|---------------------------------|--------------|------|
| 좌측형 — 9" (22.86 cm), 57 mm 블레이드 | RM-DAABR-1-1 | \$99 |
| 우측형 — 9" (22.86 cm), 57 mm 블레이드 | RM-DAABR-1-2 | \$99 |



## Engh 과간절흔 견인기

SKU **RM-EINR-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                   | 가격   |
|---------------|-------------------------------|------|
| Engh 과간절흔 견인기 | 길이 8 1/8" (206.4 mm), 팁 2.25" | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 운송용 개별 포장                     | \$79 |



## Feler-Ducker 견인기

SKU **RM-FDR-1**

가격 **\$109 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                         | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|----------------------------------|-------------|-------|
| 옵션 A — 54×25 mm 좌측 / 76×38 mm 우측 | RM-FDR-1-1  | \$109 |
| 옵션 B — 76×38 mm 좌측 / 54×25 mm 우측 | RM-FDR-1-2  | \$109 |



## 대퇴골거 견인기

SKU **RM-FCR-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                       | 가격   |
|-------------|-----------------------------------|------|
| 대퇴골거 견인기    | 팁 폭 25 mm, 길이 5.08 cm (2"), 링형 핸들 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장                         | \$44 |



### 대퇴골/중둔근·소둔근 견인기

SKU **RM-FGR-1175-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                        | 가격   |
|-----------------|------------------------------------|------|
| 대퇴골/중둔근·소둔근 견인기 | 길이 11.75" (29.85 cm), 블레이드 폭 20 mm | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 개별 운송용 포장                          | \$44 |



### 확장형 코브라 견인기

SKU **RM-FCR-15-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|---------------------------|---------------|------|
| 좌향형 — 단일 갈고리, 15" (38 cm) | RM-FCR-15-1-1 | \$69 |
| 좌향형 — 이중 갈고리, 15" (38 cm) | RM-FCR-15-1-2 | \$69 |
| 우향형 — 단일 갈고리, 15" (38 cm) | RM-FCR-15-1-3 | \$69 |
| 우향형 — 이중 갈고리, 15" (38 cm) | RM-FCR-15-1-4 | \$69 |



### 전완용 회전 블레이드 견인기

SKU **RM-FSBR-1**

가격 **\$74 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                                  | 가격   |
|-----------------|----------------------------------------------|------|
| 전완용 회전 블레이드 견인기 | 5.12" (13.00 cm) 블레이드, 손가락 링 핸들, 래치 어셈블리 — 1 | \$74 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 개별 운송용 포장 — 1                                | \$74 |



## Fukuda Kujat형 견인기

SKU **RM-FKSR-1**

가격 **\$94 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보                                  | 가격   |
|-------------------|----------------------------------------------|------|
| Fukuda Kujat형 견인기 | 전체 길이 9" (22.86 cm), 넓은 돌니형 블레이드, T자형 핸들 — 1 | \$94 |
| 보호 슬리브 / 상자       | 개별 운송용 포장 — 1                                | \$94 |



## Fukuda형 견인기

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                           | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|------------------------------------|-----------------|------|
| 6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm 또는 35 mm | RM-FSR-SHLD-1-1 | \$89 |
| 8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm 또는 35 mm | RM-FSR-SHLD-1-2 | \$94 |
| 9" (22.86 cm) — 30 mm 또는 35 mm     | RM-FSR-SHLD-1-3 | \$99 |



## Gelpi 교차형 견인기 - 고각형

SKU **RM-GCRDA-1**

가격 **\$124 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보  | 가격    |
|---------------------------|--------------|-------|
| 3 1/2 in (9 cm) 블레이드      | RM-GCRDA-1-1 | \$94  |
| 5 1/2 in (14 cm) 블레이드     | RM-GCRDA-1-2 | \$104 |
| 6 1/2 in (16.5 cm) 블레이드   | RM-GCRDA-1-3 | \$114 |
| 7 1/2 in (19 cm) 블레이드     | RM-GCRDA-1-4 | \$119 |
| 8 in (20.3 cm) 블레이드 — 표준형 | RM-GCRDA-1-5 | \$124 |


**관절와·과부 견인기**

SKU **RM-GCR-7-1**

가격 **\$44 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                             | 가격   |
|-------------|-----------------------------------------|------|
| 관절와·과부 견인기  | 전체 길이 7" (17.8 cm), 윤곽형 갈고리<br>블레이드 — 1 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송 포장 — 1                            | \$44 |


**관절와 견인기**

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

가격 **\$88 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**


| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보       | 가격    |
|--------------------|-------------------|-------|
| 8 ¾" - 9" — 좌향형    | RM-GLR-SERIES-1-1 | \$88  |
| 8 ¾" - 9" — 우향형    | RM-GLR-SERIES-1-2 | \$91  |
| 9 ½" - 10 ½" — 좌향형 | RM-GLR-SERIES-1-3 | \$94  |
| 9 ½" - 10 ½" — 우향형 | RM-GLR-SERIES-1-4 | \$97  |
| 11" - 11 ¾" — 좌향형  | RM-GLR-SERIES-1-5 | \$100 |
| 11" - 11 ¾" — 우향형  | RM-GLR-SERIES-1-6 | \$103 |


**대전자 견인기**

SKU **RM-GTR-1**

가격 **\$49 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                          | 가격   |
|-------------|------------------------------------------------------|------|
| 대전자 견인기     | 길이 14.875" (37.8 cm), 블레이드<br>너비 25 mm × 깊이 1.5" — 1 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장 — 1                                        | \$49 |





## Harvey Jackson 자가 유지형 견인기

SKU **RM-HJSRR-1**

가격 **\$229 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보                                  | 가격    |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Harvey Jackson 자가 유지형 견인기 | 전체 길이 28 cm, 45 × 32 mm 조,<br>3×3 예리한 프롱 — 1 | \$229 |
| 보호 슬리브 / 상자               | 개별 운송용 포장 — 1                                | \$229 |



## Hess 신경근 견인기

SKU **RM-HNRR-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------------------------------|-------------|------|
| 10.0 cm — 3.0 mm — 4.0 mm 블레이드 —<br>표준형 | RM-HNRR-1-1 | \$69 |
| 10.0 cm — 5.0 mm — 7.0 mm 블레이드 —<br>표준형 | RM-HNRR-1-2 | \$69 |
| 12.0 cm                                 | RM-HNRR-1-3 | \$74 |
| 17.5 cm                                 | RM-HNRR-1-4 | \$79 |



## Hibbs 견인기

SKU **RM-HBR-24-1**

가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                     | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|------------------------------|---------------|------|
| 길이 51 mm × 너비 19 mm — 24 cm  | RM-HBR-24-1-1 | \$39 |
| 길이 76 mm × 너비 25 mm — 24 cm  | RM-HBR-24-1-2 | \$41 |
| 길이 82 mm × 너비 25 mm — 24 cm  | RM-HBR-24-1-3 | \$43 |
| 길이 101 mm × 너비 25 mm — 24 cm | RM-HBR-24-1-4 | \$45 |



## Hohmann 후하방 견인기

SKU **RM-HPIR-11-1**

가격 **\$74 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                        | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|---------------------------------|----------------|------|
| 좌측 핸들 굴곡 #7 — 11" (27.94 cm)    | RM-HPIR-11-1-1 | \$74 |
| 중형 우측 핸들 굴곡 #7 — 11" (27.94 cm) | RM-HPIR-11-1-2 | \$74 |



## Hohmann 견인기

SKU **RM-HR-12IN-1**

가격 **\$74 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|-------------------------------|----------------|------|
| 폭 15 mm 블레이드 — 12" (30.48 cm) | RM-HR-12IN-1-1 | \$74 |
| 폭 17 mm 블레이드 — 12" (30.48 cm) | RM-HR-12IN-1-2 | \$79 |



## Hohmann 견인기, 초장형 굴곡 손잡이

SKU **RM-HRBELH-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|-------------------------------|---------------|------|
| 9 ¾" (24.76 cm) — 초장형 굴곡 손잡이  | RM-HRBELH-1-1 | \$69 |
| 10.0" (25.40 cm) — 초장형 굴곡 손잡이 | RM-HRBELH-1-2 | \$79 |



## Hohmann 직각 견인기

SKU **RM-HRRA-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                         | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|--------------------------------------------------|-------------|------|
| 전체 길이 9 1/2" — 길이 24.13 cm, 7" 손잡이, 40 mm 직각 굴곡부 | RM-HRRA-1-1 | \$84 |
| 전체 길이 9 3/4" — 길이 24.76 cm, 7" 손잡이, 18 mm 직각 굴곡부 | RM-HRRA-1-2 | \$79 |



## Hohmann 견인기 둥근 선단형

SKU **RM-HRRE-1**

가격 **\$74 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                           | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|------------------------------------|-------------|------|
| 8 5/8" (21.91 cm) — 19 mm 원형 블레이드  | RM-HRRE-1-1 | \$74 |
| 9 3/4" (24.76 cm) — 19 mm 원형 블레이드  | RM-HRRE-1-2 | \$79 |
| 11.0" (27.94 cm) — 19 mm 원형 블레이드   | RM-HRRE-1-3 | \$84 |
| 11 1/2" (29.21 cm) — 19 mm 원형 블레이드 | RM-HRRE-1-4 | \$89 |
| 12.0" (30.48 cm) — 19 mm 원형 블레이드   | RM-HRRE-1-5 | \$94 |
| 12 1/2" (30.80 cm) — 19 mm 원형 블레이드 | RM-HRRE-1-6 | \$99 |



## Hohmann 사각 말단 견인기

SKU **RM-HRSE-1**

가격 **\$74 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------------------------------|-------------|------|
| 8 1/2" (21.59 cm) — 사각 원위부를 갖춘 곡선형 블레이드 | RM-HRSE-1-1 | \$74 |
| 9 1/2" (24.13 cm) — 사각 원위부를 갖춘 곡선형 블레이드 | RM-HRSE-1-2 | \$79 |



## Hohmann 각형 견인기

SKU **RM-HRA-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                  | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------------------------------------|-------------|------|
| 전체 길이 6 1/2" — 길이 16.51 cm, 4 mm 각형 팁     | RM-HRA-1-1  | \$69 |
| 전체 길이 11" — 길이 27.94 cm, 7" 핸들, 17 mm 굴곡부 | RM-HRA-1-2  | \$79 |



## Hohmann 사각 블레이드 견인기

SKU **RM-HRSB-1**

가격 **\$74 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------------------------------|-------------|------|
| 8 1/2" (21.59 cm) — 사각 블레이드 형상, 매우 긴 핸들 | RM-HRSB-1-1 | \$74 |
| 9 1/2" (24.13 cm) — 사각 블레이드 형상, 매우 긴 핸들 | RM-HRSB-1-2 | \$79 |



## Holscher 견인기

SKU **RM-HLSR-1**

가격 **\$43 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                    | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------------------|-------------|------|
| 폭 7 mm — 9 1/2" (24.13 cm)  | RM-HLSR-1-1 | \$43 |
| 폭 9 mm — 9 1/2" (24.13 cm)  | RM-HLSR-1-2 | \$46 |
| 폭 13 mm — 9 1/2" (24.13 cm) | RM-HLSR-1-3 | \$49 |



## Holsher 신경근 견인기

SKU **RM-HNRR-235-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                   | 가격   |
|-----------------|-------------------------------|------|
| Holsher 신경근 견인기 | 전체 길이 23.5 cm, 넓은 하향형 무딘 블레이드 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 개별 운송용 포장                     | \$44 |



## 상완골두 견인기

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                               | SKU / 상세 정보      | 가격   |
|----------------------------------------|------------------|------|
| 8 3/4" (22.23 cm) — 곡선형 상크, 각진 링형 블레이드 | RM-HHR-ORTHO-1-1 | \$84 |
| 9.0" (22.86 cm) — 곡선형 상크, 각진 링형 블레이드   | RM-HHR-ORTHO-1-2 | \$89 |
| 10.0" (25.40 cm) — 곡선형 상크, 각진 링형 블레이드  | RM-HHR-ORTHO-1-3 | \$94 |
| 11.0" (27.94 cm) — 곡선형 상크, 각진 링형 블레이드  | RM-HHR-ORTHO-1-4 | \$99 |





## Image-Line ACF 견인기 및 신연 기구 클래식 세트

SKU RM-ILACF-1

가격 \$4,499 USD

### 구성품 목록



| 수량 | 구성품              | 지수 / 설명                  |
|----|------------------|--------------------------|
| 1  | 깊이 게이지           | 색상 코드 표시                 |
| 2  | 회전 잠금식 핸들        | 실리콘 그립                   |
| 1  | 세로 프레임           | 표준형                      |
| 1  | 가로 프레임           | 표준형                      |
| 2  | 둔형 블레이드          | 30 mm, 은색                |
| 2  | 둔형 블레이드          | 35 mm, 파란색               |
| 2  | 둔형 블레이드          | 40 mm, 빨간색               |
| 2  | 둔형 블레이드          | 55 mm, 검은색               |
| 2  | 둔형 블레이드          | 60 mm, 금색                |
| 2  | 둔형 블레이드          | 65 mm, 남색                |
| 2  | 둔형 블레이드          | 70 mm, 연두색               |
| 2  | 둔형 블레이드          | 75 mm, 주황색               |
| 1  | 짧은 치형 블레이드       | 30 mm, 은색                |
| 1  | 짧은 치형 블레이드       | 35 mm, 파란색               |
| 1  | 짧은 치형 블레이드       | 40 mm, 빨간색               |
| 1  | 짧은 치형 블레이드       | 45 mm, 녹색                |
| 1  | 짧은 치형 블레이드       | 50 mm, 보라색               |
| 1  | 짧은 치형 블레이드       | 55 mm, 검은색               |
| 1  | 짧은 치형 블레이드       | 60 mm, 금색                |
| 1  | 짧은 치형 블레이드       | 65 mm, 남색                |
| 1  | 긴 치형 블레이드        | 30 mm, 은색                |
| 1  | 긴 치형 블레이드        | 35 mm, 파란색               |
| 1  | 긴 치형 블레이드        | 40 mm, 빨간색               |
| 1  | 긴 치형 블레이드        | 45 mm, 녹색                |
| 1  | 긴 치형 블레이드        | 50 mm, 보라색               |
| 1  | 긴 치형 블레이드        | 55 mm, 검은색               |
| 1  | 긴 치형 블레이드        | 60 mm, 금색                |
| 1  | 긴 치형 블레이드        | 65 mm, 남색                |
| 2  | 마이크로 블레이드, 둔형    | 14 × 35 mm, 파란색          |
| 2  | 마이크로 블레이드, 둔형    | 14 × 40 mm, 빨간색          |
| 2  | 마이크로 블레이드, 둔형    | 14 × 45 mm, 녹색           |
| 2  | 마이크로 블레이드, 둔형    | 14 × 50 mm, 보라색          |
| 2  | 마이크로 블레이드, 둔형    | 14 × 55 mm, 검은색          |
| 2  | 마이크로 블레이드, 둔형    | 14 × 60 mm, 금색           |
| 2  | 마이크로 블레이드, 짧은 치형 | 14 × 35 mm               |
| 2  | 마이크로 블레이드, 짧은 치형 | 14 × 40 mm               |
| 2  | 마이크로 블레이드, 짧은 치형 | 14 × 45 mm               |
| 2  | 마이크로 블레이드, 짧은 치형 | 14 × 50 mm               |
| 2  | 마이크로 블레이드, 짧은 치형 | 14 × 55 mm               |
| 2  | 마이크로 블레이드, 짧은 치형 | 14 × 60 mm               |
| 2  | CVB 트위스트 드릴      | 길이 8 mm, 길이 5¼"          |
| 1  | CVB 신연기용 드릴 가이드  | 좌측용                      |
| 1  | CVB 신연기용 드릴 가이드  | 우측용                      |
| 1  | 추체 신연기           | 좌측용, 100 mm 렉            |
| 1  | 추체 신연기           | 우측용, 100 mm 렉            |
| 2  | CVB 스크루 드라이버     | 실리콘 핸들                   |
| 1  | 다분절 신연기          | 좌측용, 120 mm 렉, 90 mm 연장부 |
| 1  | 다분절 신연기          | 우측용, 120 mm 렉, 90 mm 연장부 |
| 1  | 이식골 홀더           | 팁 8 × 15 mm, 길이 210 mm   |
| 1  | 이식골 임팩터          | 3 mm                     |
| 1  | 이식골 임팩터          | 5 mm                     |
| 1  | 이식골 임팩터          | 8 mm                     |
| 1  | 이식골 절단기          | 길이 조절 가능 8.75", 폭 7 mm   |
| 1  | ACF 캘리퍼          | 9"                       |
| 1  | 멸균 박스            | 맞춤형 케이스                  |



### Johnson 신경종 견인기

SKU **RM-JNR-1**

가격 **\$74 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 8.0 cm   | RM-JNR-1-1  | \$74 |
| 10.0 cm  | RM-JNR-1-2  | \$79 |
| 11.0 cm  | RM-JNR-1-3  | \$84 |
| 14.0 cm  | RM-JNR-1-4  | \$89 |



### Kolbel 견관절 견인기 프레임

SKU **RM-KSRF-23-1**

가격 **\$159 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                | SKU / 상세 정보    | 가격    |
|-------------------------|----------------|-------|
| 소형 — 36 mm x 36 mm 블레이드 | RM-KSRF-23-1-1 | \$159 |
| 중형 — 53 mm x 36 mm 블레이드 | RM-KSRF-23-1-2 | \$169 |
| 대형 — 68 mm x 36 mm 블레이드 | RM-KSRF-23-1-3 | \$179 |



### Kolbel 연조직 견인기

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

가격 **\$119 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                                                    | 가격    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| Kolbel 연조직 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 8" (20.32 cm), 뚫힌 갈퀴가 있는 곡선형 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$119 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 치수 / 상세 정보: 개별 운송용 포장 · 포함 수량: 1                               | \$119 |



## 외측 지방체 견인기

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                                       | 가격   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 외측 지방체 견인기  | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 10" (25.4 cm), 폭 41 mm의 연마된 곡선형 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$84 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 치수 / 상세 정보: 개별 운송용 포장 · 포함 수량: 1                                  | \$84 |



## 외측 연부조직 견인기

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보       | 가격   |
|----------------------|-------------------|------|
| 9.75 in — 20 mm 블레이드 | RM-LSTR-ORTHO-1-1 | \$84 |
| 9.87 in — 22 mm 블레이드 | RM-LSTR-ORTHO-1-2 | \$89 |





## Lobster 전방 요추 견인기

SKU RM-LALR-1

가격 \$3,999 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품                                 | 치수 / 설명   |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 6  | Lobster 견인기 클램프                     | —         |
| 1  | Lobster 수술대 클램프(수직 지주 및 프레임 커플러 포함) | —         |
| 1  | Lobster 프레임                         | —         |
| 2  | Lobster Mayo 회전형 견인기, 스테인리스강        | 2¼" × 2"  |
| 1  | Lobster Mayo 회전형 견인기, 스테인리스강        | 3½" × 2"  |
| 1  | Lobster Deaver 회전형 견인기, 스테인리스강      | 2¼" × 4½" |
| 1  | Lobster Harrington 회전형 견인기, 스테인리스강  | 2" × 5"   |
| 1  | Lobster 가단성 회전형 견인기, 스테인리스강         | 2" × 6½"  |
| 1  | Lobster 가단성 회전형 견인기, 스테인리스강         | 3" × 6½"  |
| 1  | Lobster 펜스형 회전형 견인기, 스테인리스강         | 4" × 6"   |
| 2  | Lobster 신장용 회전형 견인기, 스테인리스강         | 1" × 4"   |
| 2  | Lobster 신장용 회전형 견인기, 스테인리스강         | 1" × 6"   |
| 2  | Lobster 신장용 회전형 견인기, 스테인리스강         | 1" × 8"   |
| 1  | Lobster 내장용 회전형 견인기, 스테인리스강         | 1½" × 6"  |
| 1  | Lobster 내장용 회전형 견인기, 스테인리스강         | 2" × 4½"  |
| 1  | Lobster 내장용 회전형 견인기, 스테인리스강         | 2" × 6"   |
| 1  | Lobster 내장용 회전형 견인기, 스테인리스강         | 2" × 8"   |
| 1  | 멸균 박스                               | —         |



## Love 신경근 견인기

SKU RM-LNRR-MAT-1

가격 \$24 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품           | 치수 / 설명                                                                                           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 직선형           | 선택 가능한 길이: 17.5 cm 또는 21.5 cm · 주요 임상 용도: 직접적인 직선 추궁간 접근 및 출구 신경근 이동 · 가격(USD): \$24.00 / \$29.00 |
| 1  | 45 Degree 각도형 | 선택 가능한 길이: 17.5 cm 또는 21.5 cm · 주요 임상 용도: 외측 함요부 감압 및 관절하 신경근 보호 · 가격(USD): \$24.00 / \$29.00     |
| 1  | 90 Degree 각도형 | 선택 가능한 길이: 17.5 cm 또는 21.5 cm · 주요 임상 용도: 심부 추간공 탐색 및 경막낭의 내측 견인 유지 · 가격(USD): \$24.00 / \$29.00  |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자   | 선택 가능한 길이: 표준 운송 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                                                   |



### Love 신경근 견인기, 베이오넷형

SKU RM-LNRR-BAY-21-1

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션            | SKU / 상세 정보                                                  | 가격   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Love 신경근 견인기(베이오넷형) | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 21 cm, 베이오넷형 샤프트, 컵형 신경 견인 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자         | 치수 / 상세 정보: 개별 운송 포장 · 포함 수량: 1                              | \$29 |



### 로우 프로파일 족부 및 족관절 견인기

SKU RM-LPFAR-1

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|-------------|--------------|------|
| 7.5 inches  | RM-LPFAR-1-1 | \$84 |
| 8.75 inches | RM-LPFAR-1-2 | \$89 |




### Markham-Meyerding 편측 추궁절제술용 견인기

SKU RM-MMHR-17-1

가격 **\$124 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                | SKU / 상세 정보    | 가격    |
|-------------------------|----------------|-------|
| 소형 — 40 mm x 25 mm 블레이드 | RM-MMHR-17-1-1 | \$104 |
| 중형 — 50 mm x 25 mm 블레이드 | RM-MMHR-17-1-2 | \$114 |
| 대형 — 60 mm x 25 mm 블레이드 | RM-MMHR-17-1-3 | \$124 |



## McCulloch형 미세 추간판 절제술용 강성 견인기 프레임

SKU RM-MMRRF-14-1

가격 **\$384 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                          | SKU / 상세 정보                                             | 가격    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| McCulloch형 미세 추간판 절제술용 강성 견인기 프레임 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 14 cm, 힌지가 없는 강성 새시, 기어 구동 · 포함 수량: 1 | \$384 |
| 보호 슬리브 / 상자                       | 치수 / 상세 정보: 개별 운송 포장 · 포함 수량: 1                         | \$384 |



## McCulloch형 신경근 견인기

SKU RM-MNRR-1

가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 12.8 cm  | RM-MNRR-1-1 | \$64 |
| 14.5 cm  | RM-MNRR-1-2 | \$74 |



## 반월상연골 봉합용 견인기

SKU RM-MRR-5IN-1

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                                                       | 가격   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 반월상연골 봉합용 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 5" (12.7 cm), 연마 처리된 곡선형 봉합침 유도 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$59 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 치수 / 상세 정보: 운송용 개별 포장 · 포함 수량: 1                                  | \$59 |



## Meyerding 견인기

SKU **RM-MDR-18-1**

가격 **\$99 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품         | 치수 / 설명                                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 무단형 작업단     | 전체 길이: 18 cm · 주요 임상 용도: 비외상성 척추주위근 견인 및 연조직 유지 · 가격(USD): \$99.00          |
| 1  | 예리형 작업단     | 전체 길이: 18 cm · 주요 임상 용도: 치밀한 섬유성 근막 및 힘줄 부착부의 견고한 고정 · 가격(USD): \$99.00     |
| 1  | 유치형 작업단     | 전체 길이: 18 cm · 주요 임상 용도: 추궁 및 후관절 가장자리에서 미끄러짐 없는 골성 고정 · 가격(USD): \$99.00   |
| 1  | 안장형 작업단     | 전체 길이: 18 cm · 주요 임상 용도: 근육 다발의 윤곽에 맞춘 지지 및 척추 압박술 접근 확보 · 가격(USD): \$99.00 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자 | 전체 길이: 표준 운송 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                                 |



## 래칫 장착형 Meyerding 견인기

SKU **RM-MRWR-18-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|-----------------|----------------|------|
| 32 mm × 폭 25 mm | RM-MRWR-18-1-1 | \$84 |
| 41 mm × 폭 25 mm | RM-MRWR-18-1-2 | \$89 |
| 50 mm × 폭 25 mm | RM-MRWR-18-1-3 | \$94 |
| 57 mm × 폭 25 mm | RM-MRWR-18-1-4 | \$99 |



## 최소침습 슬관절 견인기

SKU **RM-MIKR-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------|-------------|------|
| 전체 길이 19 cm | RM-MIKR-1-1 | \$79 |
| 전체 길이 20 cm | RM-MIKR-1-2 | \$84 |
| 전체 길이 22 cm | RM-MIKR-1-3 | \$89 |



### MIS 신경근 견인기

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보       | 가격   |
|---------------|-------------------|------|
| 4.7 mm 폭 블레이드 | RM-MIS-NRR-17-1-1 | \$84 |
| 7.3 mm 폭 블레이드 | RM-MIS-NRR-17-1-2 | \$89 |



### 변형 Fukuda형 견인기

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                           | 가격   |
|----------------|---------------------------------------|------|
| 변형 Fukuda형 견인기 | 유창형 링 블레이드가 장착된 수지형 정형외과용 상완골 지렛대 견인기 | \$89 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 운송용 개별 포장                             | \$89 |



### 슬개골 견인기

SKU **RM-PTR-9IN-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                    | 가격   |
|-------------|------------------------------------------------|------|
| 슬개골 견인기     | 길이 9" (22.86 cm), 22 mm 패드, 16 mm 블레이드, 갈고리형 팁 | \$84 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장                                      | \$84 |





### PCL 견인기

SKU **RM-PCLR-25-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                            | 가격   |
|-------------|----------------------------------------|------|
| PCL 견인기     | 전체 길이 25 cm (10"), 21 mm 팁, 4 mm 돌기 배열 | \$99 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장                              | \$99 |



### PERCY 절단술용 견인기

SKU **RM-PAR-1**

가격 **\$399 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|----------|-------------|-------|
| 24.3 cm  | RM-PAR-1-1  | \$399 |
| 35.0 cm  | RM-PAR-1-2  | \$449 |
| 42.0 cm  | RM-PAR-1-3  | \$499 |



### Perkins 자가 유지형 견인기

SKU **RM-PSRR-99-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                            | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|-------------------------------------|----------------|------|
| 표준 솔리드 갈고리형 — 13 cm, 좌측형 또는 우측형     | RM-PSRR-99-1-1 | \$99 |
| 2개 갈고리 및 첨형 블레이드 — 11 cm            | RM-PSRR-99-1-2 | \$99 |
| 2개 갈고리 및 첨형 블레이드 — 13 cm            | RM-PSRR-99-1-3 | \$99 |
| 3개 갈고리 및 첨형 블레이드 — 11 cm            | RM-PSRR-99-1-4 | \$99 |
| 3개 갈고리 및 첨형 블레이드 — 13 cm            | RM-PSRR-99-1-5 | \$99 |
| 곡선 유창 블레이드 — 13 cm, 좌측형 또는 우측형      | RM-PSRR-99-1-6 | \$99 |
| 솔리드 스파이크 블레이드 — 12.7 cm, 좌측형 또는 우측형 | RM-PSRR-99-1-7 | \$99 |



## Phantom AL 전방 요추 수술 접근 시스템

SKU RM-PAL-1

가격 \$3,999 USD

### 구성품 목록

| 수량 | 구성품              | 지수 / 설명                   |
|----|------------------|---------------------------|
| 4  | 블레이드 25 × 60 mm  | 얇은 깊이용 견인기 블레이드           |
| 4  | 블레이드 25 × 80 mm  | 중간보다 얇은 깊이용 견인기 블레이드      |
| 4  | 블레이드 25 × 100 mm | 중간 깊이용 견인기 블레이드           |
| 4  | 블레이드 25 × 120 mm | 표준 깊이용 견인기 블레이드           |
| 4  | 블레이드 25 × 140 mm | 연장 깊이용 견인기 블레이드           |
| 4  | 블레이드 25 × 160 mm | 깊은 수술 접근 경로용 견인기 블레이드     |
| 4  | 블레이드 25 × 180 mm | 매우 깊은 수술 접근 경로용 견인기 블레이드  |
| 4  | 블레이드 25 × 200 mm | 최대 도달 깊이용 견인기 블레이드        |
| 1  | 견인기 링            | 직경 300 mm의 견인기 중앙 원형 프레임  |
| 2  | 연장 바             | 견인기 프레임 조립체를 연장하거나 위치 조정  |
| 6  | 링 클램프            | 홀더와 구성품을 견인기 링에 고정        |
| 6  | 피벗형 블레이드 홀더      | 링에 블레이드를 조정 가능한 상태로 장착    |
| 1  | 육각 렌치            | 프레임 조정 및 조립용 225 mm 수동 렌치 |
| 2  | 링 홀더 장착 암        | 견인기 링을 지지하고 수술대 장착부에 연결   |
| 2  | 회전식 수술대 클램프      | 지지 구조물을 수술대 사이드 레일에 고정    |
| 1  | 육각 드라이버 공구       | 시스템 조정용 전용 드라이버 공구        |
| 1  | 열균 박스            | 재처리용 타공 알루미늄 보관 용기        |





## Phantom ML MIS 요추 수술 접근 시스템

SKU RM-PML-1

가격 \$3,999 USD

### 구성품 목록

| 수량 | 구성품                         | 지수 / 설명                                      |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 직선형 후크 40 mm                | 특수 협곡 견인 후크                                  |
| 1  | 직선형 후크 50 mm                | 특수 협곡 견인 후크                                  |
| 1  | 직선형 후크 60 mm                | 특수 협곡 견인 후크                                  |
| 1  | 직선형 후크 70 mm                | 특수 협곡 견인 후크                                  |
| 1  | 직선형 후크 80 mm                | 특수 협곡 견인 후크                                  |
| 1  | 직선형 후크 90 mm                | 특수 협곡 견인 후크                                  |
| 1  | 직선형 후크 100 mm               | 특수 협곡 견인 후크                                  |
| 1  | T자형 피벗 조절 핸들                | 피벗 조절용 수동 핸들                                 |
| 1  | 회전형 수술대 클램프                 | 조립체를 수술대 측면 레일에 고정                           |
| 1  | 광 케이블                       | 표준 곡선형, 10 ft, 비열균; 광원의 빛을 견인기로 전달           |
| 1  | LED 광원                      | 휴대용/탁상용 조명 장치                                |
| 1  | 각도형 관절 암                    | 클램프와 프레임에 연결하는 랙 클램프식 다관절 암                  |
| 1  | 최소 침습 요추용 베이스 피벗형 견인기       | 요추 접근을 위한 상부 장착식 250 mm 랙 주 지지 베이스 프레임       |
| 1  | 랙 커넥터                       | 보조 랙을 메인 프레임에 연결                             |
| 1  | 피벗형 중앙 블레이드 홀더              | 상부 장착식 130 mm 랙; 중앙 블레이드를 고정하고 피벗 조절 가능      |
| 1  | 대향 피벗형 스텝오버 견인기             | 측방 안정성을 위한 측면 장착식 Sure-Lock 225 mm 랙 대향 견인 암 |
| 1쌍 | 경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 50 mm    | 팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍                            |
| 1쌍 | 경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 60 mm    | 팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍                            |
| 1쌍 | 경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 70 mm    | 팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍                            |
| 1쌍 | 경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 80 mm    | 팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍                            |
| 1쌍 | 경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 90 mm    | 팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍                            |
| 1쌍 | 경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 100 mm   | 팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍                            |
| 1쌍 | 경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 110 mm   | 팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍                            |
| 1쌍 | 경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 120 mm   | 팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍                            |
| 1  | 짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 40 mm   | 짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드                        |
| 1  | 짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 50 mm   | 짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드                        |
| 1  | 짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 60 mm   | 짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드                        |
| 1  | 짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 70 mm   | 짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드                        |
| 1  | 짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 80 mm   | 짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드                        |
| 1  | 짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 90 mm   | 짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드                        |
| 1  | 짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 100 mm  | 짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드                        |
| 1  | 짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 110 mm  | 짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드                        |
| 1  | 짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 120 mm  | 짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드                        |
| 1  | 짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 50 mm  | 짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드                   |
| 1  | 짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 60 mm  | 짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드                   |
| 2  | 짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 70 mm  | 짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드                   |
| 2  | 짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 80 mm  | 짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드                   |
| 2  | 짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 90 mm  | 짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드                   |
| 2  | 짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 100 mm | 짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드                   |
| 2  | 짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 110 mm | 짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드                   |
| 2  | 짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 120 mm | 짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드                   |
| 1  | 확장기 8 mm                    | 단계적 조직 확장 기구                                 |
| 1  | 확장기 13 mm                   | 단계적 조직 확장 기구                                 |
| 1  | 확장기 18 mm                   | 단계적 조직 확장 기구                                 |
| 1  | 확장기 22 mm                   | 단계적 조직 확장 기구                                 |
| 1  | 폐쇄기 18 mm                   | 초기 삽입 및 유도 기구                                |
| 1  | 폐쇄기 22 mm                   | 초기 삽입 및 유도 기구                                |
| 1  | 멸균 박스                       | 기구 정리 및 재처리를 위한 보관 용기                        |





## Ranawat 무릎 견인기

SKU **RM-RKR-95-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                                                 | 가격   |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Ranawat 무릎 견인기 | 길이 9 1/2" (24.13 cm), 17 × 34 mm<br>90° 블레이드(무딘 팁 또는 예리한 팁) | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 개별 운송용 포장                                                   | \$79 |



## 역방향 Hohmann 견인기

SKU **RM-RHR-85-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                                                 | 가격   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 역방향 Hohmann 견인기 | 길이 8 1/2" (21.59 cm), 끝이 뾰족한<br>돌기가 있는 비대칭 블레이드, 개창형<br>손잡이 | \$69 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 운송용 개별 포장                                                   | \$69 |



## S형 슬관절 전치환술 견인기

SKU **RM-STKR-6IN-1**

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|-----------------------------------------|-----------------|------|
| 단일 블레이드 10 mm — 길이 6", 블레이드<br>너비 10 mm | RM-STKR-6IN-1-1 | \$59 |
| 단일 블레이드 20 mm — 길이 6", 블레이드<br>너비 20 mm | RM-STKR-6IN-1-2 | \$59 |
| 양단형 — 길이 6", 양쪽 끝 너비 5 mm & 13<br>mm    | RM-STKR-6IN-1-3 | \$59 |



### Sandhu 신경근 견인기

SKU **RM-SNRR-243-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                                  | 가격   |
|----------------|----------------------------------------------|------|
| Sandhu 신경근 견인기 | 전체 길이 24.3 cm, 3.2 mm 둔성 블레이드, 90° 성형 가능 샤프트 | \$54 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 개별 운송용 포장                                    | \$54 |



### Saxena 골이식 견인기

SKU **RM-SBGR-1**

가격 **\$124 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                   | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|----------------------------|-------------|-------|
| 16.5 cm 모델 — 톱니형 또는 교차 톱니형 | RM-SBGR-1-1 | \$124 |
| 25.5 cm 모델 — 톱니형 또는 교차 톱니형 | RM-SBGR-1-2 | \$149 |



### Scoville 신경근 견인기

SKU **RM-SNRR-235-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                              | 가격   |
|------------------|------------------------------------------|------|
| Scoville 신경근 견인기 | 전체 길이 23.5 cm, 각도가 있고 윤곽이 잡힌 팁, 가느다란 샤프트 | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 운송용 개별 포장                                | \$29 |



## Scoville 자가유지형 견인기

SKU RM-SSRR-150-1

가격 \$259 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                    | 치수 / 설명                                         |
|----|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 자가유지형 가이드 레일 프레임       | 신경외과 및 척추 수술 공간의 노출을 위해 설계된 메인 베이스 슬라이더 트랙      |
| 1  | 탈착식 단일 예리 갈고리형 측면 블레이드 | 두꺼운 조직의 절개부 아래 깊숙이 고정되도록 설계된 50 mm 단일 갈고리형 블레이드 |
| 1  | 탈착식 슬리드 톱니형 측면 블레이드    | 구조화된 톱니형 팁을 갖춘 60 mm × 25 mm 슬리드 골 견인 블레이드      |
| 1  | 일체형 수동 나사 잠금 기어        | 사용자의 피로를 줄이면서 정확한 수평 벌림 폭을 고정하는 나사산 어셈블리        |
| 2  | 인체공학적 견인 겸자 암          | 외과 모서리 전체가 매끄럽게 제작된 경량 이중 암 생크                  |
| 1  | 보호용 보관함 / 상자           | 표준 운송 포장                                        |



## Scoville-Haverfield 자가유지 견인기

SKU RM-SHSRR-150-1

가격 \$339 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                    | 치수 / 설명                                    |
|----|------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 힌지형 생크가 장착된 자가유지 프레임   | 시야를 가리지 않도록 하방으로 꺾이는 관절식 가위 작동 프레임         |
| 1  | 탈착식 단일 예리 갈고리형 측면 블레이드 | 절개면 아래 깊은 부위에 고정하도록 설계된 50 mm 단일 갈고리형 블레이드 |
| 1  | 탈착식 슬리드 톱니형 측면 블레이드    | 미세 톱니형 팁을 갖춘 60 mm × 25 mm 슬리드 골 견인용 패들    |
| 1  | 통합 수동 나사 잠금 기어         | 벌어진 상태를 흔들림 없이 유지하여 피로를 줄이는 중앙 나사산 기구      |
| 2  | 인체공학적 견인 겸자 암          | 테두리 전체가 매끄럽도록 단조 제작된 경량 구조의 손잡이 암          |
| 1  | 보호용 보관함 / 상자           | 표준 운송용 포장                                  |



## Scoville-Richter 자가유지형 견인기

SKU RM-SRSRR-155-1

가격 \$395 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                  | 치수 / 설명                                              |
|----|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 자가유지형 베이스 프레임 트랙     | 좁고 조직 저항이 큰 수술 부위의 노출을 안정적으로 유지하도록 설계된 메인 슬라이더 바 프레임 |
| 1  | 탈착식 3갈래 반예리형 측면 블레이드 | 심부 조직 표면을 고정하도록 설계된 62 mm × 37 mm 갈고리 팁 부착물          |
| 1  | 탈착식 4갈래 반예리형 측면 블레이드 | 더 넓은 조직 가장자리를 벌리도록 설계된 62 mm × 52 mm 갈고리 팁 부착물       |
| 1  | 일체형 수동 나사 잠금 기어      | 벌림 상태를 변함없이 고정하여 피로를 최소화하는 기계식 회전 클램프                |
| 2  | 인체공학적 견인 겸자 암        | 외과 모서리 전체를 매끄럽게 처리한 경량 이중 핸들 구조                      |
| 1  | 보호용 보관함 / 상자         | 표준 운송 포장                                             |



## SHADOWLINE Trimline 경추 견인기 세트

SKU RM-STCSRS-1

가격 \$2,999 USD

### 구성품 목록

| 수량 | 구성품                 | 지수 / 설명                                  |
|----|---------------------|------------------------------------------|
| 1  | 색상 코드 길이 게이지        | 기구 및 프레임 — 표준형                           |
| 2  | 잠금식 견인기 핸들 (측면 장착형) | 기구 및 프레임 — 표준형                           |
| 1  | 단차형 횡방향 견인기 프레임     | 기구 및 프레임 — 이중 힌지, 측면 장착형                 |
| 1  | 횡방향 견인기 프레임         | 기구 및 프레임 — 이중 힌지, 측면 장착형 (개방 폭 120 mm)   |
| 1  | 기구 케이스              | 보관 및 보호 — 정리용 트레이                        |
| 1  | 멸균 박스               | 보관 및 보호 — 타공 용기                          |
| 2  | 은색 조작용 블레이드         | 둔형 조작용 블레이드 (쌍) — 30 mm × 23 mm          |
| 2  | 파란색 조작용 블레이드        | 둔형 조작용 블레이드 (쌍) — 35 mm × 23 mm          |
| 2  | 빨간색 조작용 블레이드        | 둔형 조작용 블레이드 (쌍) — 40 mm × 23 mm          |
| 2  | 초록색 조작용 블레이드        | 둔형 조작용 블레이드 (쌍) — 45 mm × 23 mm          |
| 2  | 보라색 조작용 블레이드        | 둔형 조작용 블레이드 (쌍) — 50 mm × 23 mm          |
| 2  | 검은색 조작용 블레이드        | 둔형 조작용 블레이드 (쌍) — 55 mm × 23 mm          |
| 2  | 금색 조작용 블레이드         | 둔형 조작용 블레이드 (쌍) — 60 mm × 23 mm          |
| 2  | 남색 조작용 블레이드         | 둔형 조작용 블레이드 (쌍) — 65 mm × 23 mm          |
| 2  | 연두색 조작용 블레이드        | 둔형 조작용 블레이드 (쌍) — 70 mm × 23 mm          |
| 2  | 주황색 조작용 블레이드        | 둔형 조작용 블레이드 (쌍) — 75 mm × 75 mm          |
| 2  | 파란색 좁은 폭 근육용 블레이드   | 좁은 폭 근육용 블레이드 (짧은 치형, 쌍) — 35 mm × 14 mm |
| 2  | 빨간색 좁은 폭 근육용 블레이드   | 좁은 폭 근육용 블레이드 (짧은 치형, 쌍) — 40 mm × 14 mm |
| 2  | 초록색 좁은 폭 근육용 블레이드   | 좁은 폭 근육용 블레이드 (짧은 치형, 쌍) — 45 mm × 14 mm |
| 2  | 보라색 좁은 폭 근육용 블레이드   | 좁은 폭 근육용 블레이드 (짧은 치형, 쌍) — 50 mm × 14 mm |
| 2  | 검은색 좁은 폭 근육용 블레이드   | 좁은 폭 근육용 블레이드 (짧은 치형, 쌍) — 55 mm × 14 mm |
| 2  | 금색 좁은 폭 근육용 블레이드    | 좁은 폭 근육용 블레이드 (짧은 치형, 쌍) — 60 mm × 14 mm |
| 1  | 은색 외측 근육용 블레이드      | 외측 근육용 블레이드 (짧은 치형, 날개) — 30 mm × 23 mm  |
| 1  | 파란색 외측 근육용 블레이드     | 외측 근육용 블레이드 (짧은 치형, 날개) — 35 mm × 23 mm  |
| 1  | 빨간색 외측 근육용 블레이드     | 외측 근육용 블레이드 (짧은 치형, 날개) — 40 mm × 23 mm  |
| 1  | 초록색 외측 근육용 블레이드     | 외측 근육용 블레이드 (짧은 치형, 날개) — 45 mm × 23 mm  |
| 1  | 보라색 외측 근육용 블레이드     | 외측 근육용 블레이드 (짧은 치형, 날개) — 50 mm × 23 mm  |
| 1  | 검은색 외측 근육용 블레이드     | 외측 근육용 블레이드 (짧은 치형, 날개) — 55 mm × 23 mm  |
| 1  | 금색 외측 근육용 블레이드      | 외측 근육용 블레이드 (짧은 치형, 날개) — 60 mm × 23 mm  |
| 1  | 남색 외측 근육용 블레이드      | 외측 근육용 블레이드 (짧은 치형, 날개) — 65 mm × 23 mm  |
| 1  | 은색 정중부 근육용 블레이드     | 정중부 근육용 블레이드 (긴 치형, 날개) — 30 mm × 23 mm  |
| 1  | 파란색 정중부 근육용 블레이드    | 정중부 근육용 블레이드 (긴 치형, 날개) — 35 mm × 23 mm  |
| 1  | 빨간색 정중부 근육용 블레이드    | 정중부 근육용 블레이드 (긴 치형, 날개) — 40 mm × 23 mm  |
| 1  | 초록색 정중부 근육용 블레이드    | 정중부 근육용 블레이드 (긴 치형, 날개) — 45 mm × 23 mm  |
| 1  | 보라색 정중부 근육용 블레이드    | 정중부 근육용 블레이드 (긴 치형, 날개) — 50 mm × 23 mm  |
| 1  | 검은색 정중부 근육용 블레이드    | 정중부 근육용 블레이드 (긴 치형, 날개) — 55 mm × 23 mm  |
| 1  | 금색 정중부 근육용 블레이드     | 정중부 근육용 블레이드 (긴 치형, 날개) — 60 mm × 23 mm  |
| 1  | 남색 정중부 근육용 블레이드     | 정중부 근육용 블레이드 (긴 치형, 날개) — 65 mm × 23 mm  |
| 2  | 파란색 좁은 폭 조작용 블레이드   | 좁은 폭 조작용 블레이드 (둔형, 쌍) — 35 mm × 14 mm    |
| 2  | 빨간색 좁은 폭 조작용 블레이드   | 좁은 폭 조작용 블레이드 (둔형, 쌍) — 40 mm × 14 mm    |
| 2  | 초록색 좁은 폭 조작용 블레이드   | 좁은 폭 조작용 블레이드 (둔형, 쌍) — 45 mm × 14 mm    |
| 2  | 보라색 좁은 폭 조작용 블레이드   | 좁은 폭 조작용 블레이드 (둔형, 쌍) — 50 mm × 14 mm    |
| 2  | 검은색 좁은 폭 조작용 블레이드   | 좁은 폭 조작용 블레이드 (둔형, 쌍) — 55 mm × 14 mm    |
| 2  | 금색 좁은 폭 조작용 블레이드    | 좁은 폭 조작용 블레이드 (둔형, 쌍) — 60 mm × 14 mm    |





### 견관절 치환술용 관절와 노출 견인기

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션            | SKU / 상세 정보                                   | 가격   |
|---------------------|-----------------------------------------------|------|
| 견관절 치환술용 관절와 노출 견인기 | 길이 7 ¾" (19.68 cm), 폭 40 mm 블레이드, 인체공학적 T형 핸들 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자         | 개별 운송 포장                                      | \$79 |



### Sofield 견인기

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

가격 **\$46 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                      | SKU / 상세 정보       | 가격   |
|-----------------------------------------------|-------------------|------|
| 크기 #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-1 | \$46 |
| 크기 #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-2 | \$46 |
| 크기 #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-3 | \$46 |
| 크기 #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-4 | \$46 |
| 크기 #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-5 | \$46 |
| 크기 #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-6 | \$46 |



### 적층형 Hohmann 견인기

SKU **RM-SHR-1**

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                               | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------------------------------------|-------------|------|
| 8 ¼" (20.96 cm) — 표준형, 광폭형 또는 굴곡형 블레이드 | RM-SHR-1-1  | \$89 |
| 9 ¼" (23.50 cm) — 표준형, 광폭형 또는 굴곡형 블레이드 | RM-SHR-1-2  | \$99 |



## Super-Slide 추궁절제술용 견인기

SKU RM-SSLR-1

가격 \$2,499 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품     | 처수 / 설명                      |
|----|---------|------------------------------|
| 1  | 견인기 프레임 | 견인기 시스템의 주 구조 프레임            |
| 4  | 소형 블레이드 | 수술 중 견인에 사용하는 길이 2"의 소형 블레이드 |
| 4  | 중형 블레이드 | 길이 3"의 중형 블레이드               |
| 4  | 대형 블레이드 | 길이 4"의 대형 블레이드               |
| 4  | 보조 블레이드 | 길이 4¾"의 길이 확장형 블레이드          |
| 1  | 멸균 박스   | 전체 세트를 정리하고 보관하기 위한 용기       |



## 수술용 납 수부 견인판

SKU RM-SLHRP-199-1

가격 \$199 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격



| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보        | 가격    |
|--------------|--------------------|-------|
| 수술용 납 수부 견인판 | 성인 손 모양의 가단성 납 견인판 | \$199 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 표준 운송 포장           | \$199 |



## T형 핸들 각형 블레이드 견인기

SKU RM-THRAB-1

가격 \$99 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격



| 사이즈 / 옵션                                      | SKU / 상세 정보  | 가격    |
|-----------------------------------------------|--------------|-------|
| 8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm 또는 120×32 mm 톱니형  | RM-THRAB-1-1 | \$99  |
| 11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm 또는 120×32 mm 톱니형 | RM-THRAB-1-2 | \$109 |
| 14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm 또는 120×32 mm 톱니형 | RM-THRAB-1-3 | \$139 |



## Taylor 척추 견인기

SKU **RM-TSR-1**

가격 **\$74 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                            | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 7 ¼" (18.42 cm) — 길이 3" (7.62 cm) — 경추 및 흉추 후방 후궁절제술, 청소년 척추        | RM-TSR-1-1  | \$74 |
| 7 ½" (19.05 cm) — 길이 3" 또는 4" — 일반적인 성인 요추 후궁절제술 및 추간판절제술           | RM-TSR-1-2  | \$79 |
| 8.0" (20.32 cm) — 길이 4" (10.16 cm) — 심부 요추 유합술, 고도비만 환자의 척추 및 천골 노출 | RM-TSR-1-3  | \$89 |



## Toennis 신경근 견인기

SKU **RM-TNRR-15-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                         | 가격   |
|-----------------|-------------------------------------|------|
| Toennis 신경근 견인기 | 전체 길이 15 cm, 슬림한 샤프트, 매끄러운 곡선형 후크 팁 | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 개별 운송용 포장                           | \$29 |



## 전치환 및 역행성 견관절 치환술용 글레노스피어 구성품 견인기

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

가격 **\$109 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                          | SKU / 상세 정보                                   | 가격    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 전치환 및 역행성 견관절 치환술용 글레노스피어 구성품 견인기 | 길이 10 ¼" (26.03 cm), 24 mm 두께 갈래 팁, 인체공학적 손잡이 | \$109 |
| 보호 슬리브 / 상자                       | 개별 운송용 포장                                     | \$109 |




## 튜브형 견인기 시스템

SKU RM-TRS-MIS-1

가격 \$2,199 USD

### 구성품 목록

| 수량 | 구성품                 | 치수 / 설명                 |
|----|---------------------|-------------------------|
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 12-14 mm, 길이 30 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 12-14 mm, 길이 40 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 12-14 mm, 길이 50 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 12-14 mm, 길이 60 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 12-14 mm, 길이 70 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 12-14 mm, 길이 80 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 12-14 mm, 길이 90 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 14-16 mm, 길이 30 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 14-16 mm, 길이 40 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 14-16 mm, 길이 50 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 14-16 mm, 길이 60 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 14-16 mm, 길이 70 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 14-16 mm, 길이 80 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 14-16 mm, 길이 90 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 16-18 mm, 길이 30 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 16-18 mm, 길이 40 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 16-18 mm, 길이 50 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 16-18 mm, 길이 60 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 16-18 mm, 길이 70 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 16-18 mm, 길이 80 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 16-18 mm, 길이 90 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 18-20 mm, 길이 30 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 18-20 mm, 길이 40 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 18-20 mm, 길이 50 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 18-20 mm, 길이 60 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 18-20 mm, 길이 70 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 18-20 mm, 길이 80 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 18-20 mm, 길이 90 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 27-29 mm, 길이 30 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 27-29 mm, 길이 40 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 27-29 mm, 길이 50 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 27-29 mm, 길이 60 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 27-29 mm, 길이 70 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 27-29 mm, 길이 80 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기 Neupsy 키 | 직경 27-29 mm, 길이 90 mm   |
| 1  | MIS 관형 견인기용 확장기     | 직경 6 mm                 |
| 1  | MIS 관형 견인기용 확장기     | 직경 8 mm                 |
| 1  | MIS 관형 견인기용 확장기     | 직경 10 mm                |
| 1  | MIS 관형 견인기용 확장기     | 직경 12 mm                |
| 1  | MIS 관형 견인기용 확장기     | 직경 14 mm                |
| 1  | MIS 관형 견인기용 확장기     | 직경 16 mm                |
| 1  | MIS 관형 견인기용 확장기     | 직경 18 mm                |
| 1  | 관형 유연 지지 암          | 위치 조절이 가능한 다관절 고정 암     |
| 1  | 수술대 클램프 세트          | 수술대 레일 장착용 고정구          |
| 1  | 멸균 상자               | 체계적인 재처리를 위한 맞춤형 수납 케이스 |





## Wallace 무릎 견인기

SKU **RM-WKR-SIN-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                                     | 가격   |
|----------------|-------------------------------------------------|------|
| Wallace 무릎 견인기 | 전체 길이 5" (12.7 cm), 이중 암<br>자가유지형 프레임, 나사 잠금 기어 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 운송용 개별 포장                                       | \$79 |



## Williams 추간판 절제술용 견인기

SKU **RM-WDR-1**

가격 **\$94 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                   | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------------------------|-------------|------|
| 50 mm × 20 mm (좌측형 또는 우측형) | RM-WDR-1-1  | \$94 |
| 70 mm × 20 mm (좌측형 또는 우측형) | RM-WDR-1-2  | \$99 |



## Williams 원위 요골 골절 견인기

SKU **RM-WDRFR-45-1**

가격 **\$189 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                  | SKU / 상세 정보     | 가격    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 좌측 만곡형 블레이드 — 길이 4.5" (11.43 cm),<br>끝이 뒤틀린 경사형 프롬, 좌측 만곡 | RM-WDRFR-45-1-1 | \$189 |
| 우측 만곡형 블레이드 — 길이 4.5" (11.43 cm),<br>끝이 뒤틀린 경사형 프롬, 우측 만곡 | RM-WDRFR-45-1-2 | \$189 |




## Williams 척추 추간판절제술용 견인기

SKU **RM-WSDR-153-1**

가격 **\$149 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                   | SKU / 상세 정보     | 가격    |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|
| 깊이 50 mm – 70 mm(10 또는 20 mm) — 좌측형 또는 우측형 | RM-WSDR-153-1-1 | \$149 |
| 깊이 80 mm – 90 mm(10 또는 20 mm) — 좌측형 또는 우측형 | RM-WSDR-153-1-2 | \$149 |
| 깊이 110 mm(10 또는 20 mm) — 좌측형 또는 우측형        | RM-WSDR-153-1-3 | \$149 |




## Wiltse-Gelpi 자가유지 견인기

SKU **RM-WGSRR-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                 | SKU / 상세 정보  | 가격    |
|------------------------------------------|--------------|-------|
| 28.0 cm 구성 — 바깥쪽으로 휘어진 암, 뾰족한 팁, 래치 잠금장치 | RM-WGSRR-1-1 | \$99  |
| 30.5 cm 구성 — 바깥쪽으로 휘어진 암, 뾰족한 팁, 래치 잠금장치 | RM-WGSRR-1-2 | \$109 |





## Image-Line ACF 신연 기능 포함 킷 릴리스 견인기 세트

SKU RM-ILACF-QR-1

가격 \$4,999 USD

### 구성품 목록



| 수량 | 구성품                   | 지수 / 설명                 |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 1  | 깊이 게이지                | 색상 구분                   |
| 2  | 스프링 장착 핸들             | 신속 해제 메커니즘              |
| 1  | 종방향 프레임               | 신속 해제형 표준 모델            |
| 1  | 종방향 프레임 (Panther 코팅)  | 눈부심 흡수 표면               |
| 1  | 횡방향 프레임               | 신속 해제형 표준 모델            |
| 1  | 횡방향 프레임 (Panther 세라믹) | 세라믹 무반사 코팅              |
| 2  | 둔형 블레이드               | 30 mm, 은색               |
| 2  | 둔형 블레이드               | 35 mm, 파란색              |
| 2  | 둔형 블레이드               | 40 mm, 빨간색              |
| 2  | 둔형 블레이드               | 45 mm, 초록색              |
| 2  | 둔형 블레이드               | 50 mm, 보라색              |
| 2  | 둔형 블레이드               | 55 mm, 검은색              |
| 2  | 둔형 블레이드               | 60 mm, 금색               |
| 2  | 둔형 블레이드               | 65 mm, 남색               |
| 2  | 둔형 블레이드               | 70 mm, 연두색              |
| 2  | 둔형 블레이드               | 75 mm, 주황색              |
| 1  | 짧은 치형 블레이드            | 30 mm, 은색               |
| 1  | 짧은 치형 블레이드            | 35 mm, 파란색              |
| 1  | 짧은 치형 블레이드            | 40 mm, 빨간색              |
| 1  | 짧은 치형 블레이드            | 45 mm, 초록색              |
| 1  | 짧은 치형 블레이드            | 50 mm, 보라색              |
| 1  | 짧은 치형 블레이드            | 55 mm, 검은색              |
| 1  | 짧은 치형 블레이드            | 60 mm, 금색               |
| 1  | 짧은 치형 블레이드            | 65 mm, 남색               |
| 1  | 긴 치형 블레이드             | 30 mm, 은색               |
| 1  | 긴 치형 블레이드             | 35 mm, 파란색              |
| 1  | 긴 치형 블레이드             | 40 mm, 빨간색              |
| 1  | 긴 치형 블레이드             | 45 mm, 초록색              |
| 1  | 긴 치형 블레이드             | 50 mm, 보라색              |
| 1  | 긴 치형 블레이드             | 55 mm, 검은색              |
| 1  | 긴 치형 블레이드             | 60 mm, 금색               |
| 1  | 긴 치형 블레이드             | 65 mm, 남색               |
| 2  | 미세 둔형 블레이드            | 14 × 35 mm, 파란색         |
| 2  | 미세 둔형 블레이드            | 14 × 40 mm, 빨간색         |
| 2  | 미세 둔형 블레이드            | 14 × 45 mm, 초록색         |
| 2  | 미세 둔형 블레이드            | 14 × 50 mm, 보라색         |
| 2  | 미세 둔형 블레이드            | 14 × 55 mm, 검은색         |
| 2  | 미세 둔형 블레이드            | 14 × 60 mm, 금색          |
| 2  | 미세 짧은 치형 블레이드         | 14 × 35 mm              |
| 2  | 미세 짧은 치형 블레이드         | 14 × 40 mm              |
| 2  | 미세 짧은 치형 블레이드         | 14 × 45 mm              |
| 2  | 미세 짧은 치형 블레이드         | 14 × 50 mm              |
| 2  | 미세 짧은 치형 블레이드         | 14 × 55 mm              |
| 2  | 미세 짧은 치형 블레이드         | 14 × 60 mm              |
| 1  | CVB 트위스트 드릴           | 길이 8 mm, 길이 5 3/4"      |
| 1  | CVB 신연기 드릴 가이드, 좌측용   | 표준형                     |
| 1  | CVB 신연기 드릴 가이드, 우측용   | 표준형                     |
| 1  | 추체 신연기, 좌측용           | 100 mm 랙                |
| 1  | 추체 신연기, 우측용           | 100 mm 랙                |
| 2  | CVB 스크루드라이버, 실리콘 핸들   | 표준형                     |
| 1  | 다분절 신연기, 좌측용          | 120 mm 랙, 90 mm 연장부     |
| 1  | 다분절 신연기, 우측용          | 120 mm 랙, 90 mm 연장부     |
| 1  | 이식골 홀더                | 8 × 15 mm 팁, 길이 210 mm  |
| 1  | 이식골 임팩터               | 3 mm                    |
| 1  | 이식골 임팩터               | 5 mm                    |
| 1  | 이식골 임팩터               | 8 mm                    |
| 1  | 이식편 커터                | 조절 가능한 깊이 8.75", 폭 7 mm |
| 1  | ACF 캘리퍼               | 9"                      |
| 1  | 멸균 상자                 | 고내구성 정리용 상자             |




## Bookwalter 후방 척추 견인기

SKU RM-BPSR-1

가격 \$2,399 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품           | 치수 / 설명                     |
|----|---------------|-----------------------------|
| 1  | 지지 포스트        | 12" (30.5 cm)               |
| 1  | 포스트 연결구       | 표준형                         |
| 1  | 수평 바          | 직경 1" (2.5 cm)              |
| 6  | 표준 래치         | 비틸트형                        |
| 4  | 틸트 래치 기구      | 다각도 조절형                     |
| 1  | 반원형 링 세그먼트    | 직경 8½" (21.6 cm)            |
| 1  | 직선형 링 세그먼트    | 직경 4" (10.2 cm)             |
| 1  | 직선형 링 세그먼트    | 직경 6" (15.2 cm)             |
| 1  | 직선형 링 세그먼트    | 직경 8" (20.3 cm)             |
| 2  | Meyerdig 블레이드 | ¾" × 2½" (1.7 × 5.9 cm)     |
| 2  | Meyerdig 블레이드 | 1" × 3½" (2.5 × 8.5 cm)     |
| 2  | Meyerdig 블레이드 | 2" × 3¼" (5.1 × 9.5 cm)     |
| 2  | Scoville 후크   | 소형                          |
| 2  | Scoville 후크   | 대형                          |
| 2  | 3지형 갈퀴 견인기    | 폭 ¾" × 깊이 ¾" (1.7 × 1.9 cm) |
| 2  | 4지형 갈퀴 견인기    | 폭 ¾" × 깊이 ½" (1.9 × 0.8 cm) |
| 2  | 6지형 갈퀴 견인기    | 폭 1" × 깊이 ½" (2.5 × 0.8 cm) |
| 1  | 멸균 박스         | 보호 케이스                      |




## Tedan Phantom CS-1600 경추 견인기 세트

SKU RM-TPCS1600-SET-1

가격 \$2,899 USD

구성품 목록



| 수량              | 구성품                 | 치수 / 설명                                 |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 10쌍(총 블레이드 20개) | 무딘 가장자리 견인기 블레이드    | 길이 30 mm부터 75 mm까지(5 mm 간격)             |
| 6쌍(총 블레이드 12개)  | 미세 무딘 가장자리 견인기 블레이드 | 길이 35 mm부터 60 mm까지(5 mm 간격)             |
| 블레이드 8개         | 긴 유치형 견인기 블레이드      | 길이 30 mm부터 65 mm까지(5 mm 간격)             |
| 1쌍(총 블레이드 2개)   | 패들형 블레이드            | 표준 다방향 신연기 프레임과 호환                      |
| 핸들 2개           | 측면 장착식 견인기 핸들       | 모듈형 블레이드를 신속하게 교체할 수 있는 인체공학적 회전 해제식 설계 |
| 게이지 1개          | 색상 구분 길이 게이지        | 연부조직 깊이를 신속하게 측정하도록 고정됨                 |
| 조립체 1개          | 드라이버 핸들 포함 회전 드릴    | 신연 나사용 수동 스타터 비트 조립체                    |
| 가이드 1개          | 이중 드릴 가이드           | 추체 신연 나사 사이의 정확한 평행 간격 확보용              |
| 가이드 1개          | 단일 드릴 가이드           | 독립적 또는 모듈식 신연 나사 삽입용                    |
| 비트 1개           | 회전 드릴 비트            | 신연 나사 예비 천공 전용 교체 비트                    |
| 드라이버 2개         | 신연 나사 드라이버          | 안전적인 그림을 제공하는 Caspar 방식 핀 수동 삽입용 드라이버   |
| 도구 1개           | 캘리퍼 측정 도구           | 추간판 높이 및 임플란트 간격 공차 확인용 정밀 게이지          |
| 도구 1개           | 가드가 있는 골 템프         | 6 mm × 10 mm 형상의 양단형 수술용 안착 도구          |
| 용기 1개           | 멸균 박스               | 수술 기구 정리를 견고한 맞춤형 트레이                   |



### ALM 자가유지 견인기

SKU **RM-ASRR-1**

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                         | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------------------------------|-------------|------|
| 7 cm (약 2.75"), 4×4 예리형 또는 둔형 갈퀴 | RM-ASRR-1-1 | \$89 |
| 10 cm (약 4.0"), 4×4 예리형 또는 둔형 갈퀴 | RM-ASRR-1-2 | \$99 |



### 양손 겸용 자가유지형 견인기

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

가격 **\$239 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션  | SKU / 상세 정보     | 가격    |
|-----------|-----------------|-------|
| 4×3 치형 배열 | RM-ASRR-AMB-1-1 | \$239 |
| 4×4 치형 배열 | RM-ASRR-AMB-1-2 | \$249 |
| 7×7 치형 배열 | RM-ASRR-AMB-1-3 | \$259 |




### Army-Navy 견인기 2개 세트

SKU **RM-ANR-SET-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보           | 가격   |
|---------------|-----------------------|------|
| Army-Navy 견인기 | 전체 길이 21 cm, 양단형 블레이드 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 표준 운송 포장              | \$49 |



## Balfour 소아용 자가유지형 견인기

SKU **RM-BBSRR-1**

가격 **\$299 USD**

### 구성품 목록

| 수량           | 구성품             | 치수 / 설명             |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 1세트(블레이드 2개) | 측면 블레이드         | 길이 60 mm            |
| 1            | Balfour 중앙 블레이드 | 너비 21 mm × 길이 24 mm |
| 1            | Balfour 견인기 프레임 | 125 × 90 mm         |




## Balfour 견인기

SKU **RM-BR-STD-1**

가격 **\$299 USD**

### 구성품 목록

| 수량 | 구성품            | 치수 / 설명                                    |
|----|----------------|--------------------------------------------|
| 1  | Balfour 벌림 프레임 | 200 × 155 mm, 200 × 235 mm 또는 200 × 265 mm |
| 1쌍 | 측면 견인 블레이드     | 일체형/분리형(길이 60 mm 또는 90 mm)                 |
| 1  | 조절식 중앙 블레이드    | 47 × 80 mm, 62 × 76 mm 또는 80 × 80 mm       |
| 1  | 보호용 보관 포장      | 개별 운송 상자                                   |



## Balfour USA 자가 유지형 견인기

SKU **RM-BUSRR-1**

가격 **\$399 USD**

### 구성품 목록

| 수량             | 구성품             | 치수 / 설명                         |
|----------------|-----------------|---------------------------------|
| 4세트(블레이드 총 8개) | 측면 블레이드         | 길이 65 mm, 85 mm, 105 mm, 155 mm |
| 1              | Balfour 중앙 블레이드 | 너비 70 mm × 길이 70 mm             |
| 1              | 직선형 중앙 블레이드     | 너비 70 mm × 길이 100 mm            |
| 1              | Balfour 프레임     | 잠금용 손나사가 장착된 중앙 지지 프레임          |



## Boley 견인기

SKU **RM-BR-16-1**

가격 **\$85 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보           | 가격   |
|-------------|-----------------------|------|
| Boley 견인기   | 전체 길이 16 cm, 양단형 블레이드 | \$85 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장             | \$85 |



## Brewster 견인기

SKU **RM-BRW-1**

가격 **\$159 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션              | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|-----------------------|-------------|-------|
| 규격 'E' (1.9 × 3.8 cm) | RM-BRW-1-1  | \$159 |
| 규격 'D' (4.4 × 2.5 cm) | RM-BRW-1-2  | \$164 |
| 규격 'C' (5.1 × 3.5 cm) | RM-BRW-1-3  | \$169 |
| 규격 'B' (5.7 × 4.4 cm) | RM-BRW-1-4  | \$174 |
| 규격 'A' (6.3 × 4.7 cm) | RM-BRW-1-5  | \$179 |



## Brunner 견인기

SKU **RM-BRUN-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------|-------------|------|
| 89 × 19 mm  | RM-BRUN-1-1 | \$54 |
| 101 × 25 mm | RM-BRUN-1-2 | \$56 |
| 120 × 25 mm | RM-BRUN-1-3 | \$58 |
| 130 × 29 mm | RM-BRUN-1-4 | \$60 |
| 140 × 29 mm | RM-BRUN-1-5 | \$62 |
| 159 × 29 mm | RM-BRUN-1-6 | \$64 |
| 178 × 29 mm | RM-BRUN-1-7 | \$69 |



**어린이병원 견인기**

SKU **RM-CHR-PED-1**

가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보               | 가격   |
|-------------|---------------------------|------|
| 어린이병원 견인기   | 전체 길이 14 cm, 양단형 소아용 블레이드 | \$39 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장                 | \$39 |


**Collin Hartmann S자형 견인기**

SKU **RM-CHSR-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                | SKU / 상세 정보                             | 가격   |
|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| Collin Hartmann S자형 견인기 | 전체 길이 16 cm, 52×33 mm 및 30×21 mm 양쪽 작업단 | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자             | 개별 운송 포장                                | \$29 |


**Cope 양단 견인기**

SKU **RM-CRDE-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                           | 가격   |
|-------------|---------------------------------------|------|
| Cope 양단 견인기 | 전체 길이 18 cm, 6.0 mm & 11.0 mm 양단 블레이드 | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장                             | \$29 |



## Crile 양단 견인기

SKU **RM-CRDE-RET-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                      | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 스타일 #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16") | RM-CRDE-RET-1-1 | \$29 |
| 스타일 #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"                            | RM-CRDE-RET-1-2 | \$35 |




## Czerny 양단형 견인기

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                       | 가격   |
|----------------|-----------------------------------|------|
| Czerny 양단형 견인기 | 전체 길이 17.5 cm, 38 × 22 mm 양단 블레이드 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 개별 운송용 포장                         | \$44 |





## Deaver 견인기

SKU **RM-DR-STD-1**

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                            | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 18 cm L × 10 mm / 19 mm W — 소아 수술, 얇은 복부 및 갑상선 수술 시야 확보             | RM-DR-STD-1-1 | \$59 |
| 20 cm L × 13 mm / 16 mm / 26 mm W — 표준 충수절제술 및 소규모 개복술의 수술 접근 확보    | RM-DR-STD-1-2 | \$63 |
| 21 cm L × 23 mm W — 중간 길이의 복벽 및 골반 견인                               | RM-DR-STD-1-3 | \$69 |
| 23 cm L × 26 mm W — 표준 성인 시험적 개복술의 수술 시야 확보                         | RM-DR-STD-1-4 | \$71 |
| 26 cm L × 26 mm W — 심부 골반 및 부인과 수술 접근 확보                            | RM-DR-STD-1-5 | \$73 |
| 30 cm L × 26 mm / 38 mm / 50 mm W — 내장 장기 및 간의 넓은 범위 견인             | RM-DR-STD-1-6 | \$75 |
| 30 cm L × 76 mm / 101 mm W — 매우 넓은 범위의 복벽 견인 및 비만대사수술 시 내장 장기 견인 유지 | RM-DR-STD-1-7 | \$81 |
| 33 cm L × 26 mm W — 심부 후복막 및 골반 암 수술                                | RM-DR-STD-1-8 | \$85 |
| 36 cm L × 26 mm W — 최대 도달 길이로 비만대사수술 및 대동맥 수술 시야 확보                 | RM-DR-STD-1-9 | \$87 |



## Deaver 견인기 슬림 핸들형

SKU **RM-DRTH-1**

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                                 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 12" (약 30.5 cm) — 25, 38, 50 또는 75 mm — 일반적인 복벽 및 골반 내장 견인               | RM-DRTH-1-1 | \$59 |
| 13" (약 33.0 cm) — 25, 38, 50 또는 75 mm — 심부 후복막, 비만대사 수술 및 정형외과 고관절 수술 접근 | RM-DRTH-1-2 | \$64 |





## Deaver 중공 그립 핸들 견인기

SKU **RM-DRHGH-1**

가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                      | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 7" (약 17.8 cm) — 소아 및 얇은 복부 수술창의 시야 확보                        | RM-DRHGH-1-1 | \$64 |
| 8" ~ 8 1/2" (약 20.3 ~ 21.6 cm) — 일반적인 충수절제술, 갑상선 및 골반 수술 시 견인 | RM-DRHGH-1-2 | \$66 |
| 9" ~ 10" (약 22.9 ~ 25.4 cm) — 일반적인 성인 시험적 개복술 시 시야 확보         | RM-DRHGH-1-3 | \$70 |
| 10 1/2" (약 26.7 cm) — 심부 골반 및 부인과 수술 부위                       | RM-DRHGH-1-4 | \$74 |
| 12" ~ 13" (약 30.5 ~ 33.0 cm) — 심부 내장 기관의 위치 이동 및 간/비장 거상      | RM-DRHGH-1-5 | \$76 |
| 14" (약 35.6 cm) — 최대 도달 길이가 필요한 비만대사 및 후복막 수술                 | RM-DRHGH-1-6 | \$80 |




## 심부 갈퀴형 견인기

SKU **RM-DRR-1**

가격 **\$68 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                      | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 깊이 38 mm — 폭 57 mm × 깊이 38 mm — 중간 깊이의 피하조직 및 근육 견인           | RM-DRR-1-1  | \$68 |
| 깊이 51 mm — 폭 57 mm × 깊이 51 mm — 일반적인 복벽 노출 및 정형외과 수술 시 관절 노출  | RM-DRR-1-2  | \$72 |
| 깊이 63 mm — 폭 57 mm × 깊이 63 mm — 심부 골반저 및 척추주위근 이동             | RM-DRR-1-3  | \$76 |
| 깊이 76 mm — 폭 57 mm × 깊이 76 mm — 비만대사 수술 및 두꺼운 근육 견인을 위한 최대 깊이 | RM-DRR-1-4  | \$80 |



## Denis-Browne 견인기

SKU **RM-DBR-SET-1**

가격 **\$499 USD**

구성품 목록

| 수량      | 구성품               | 치수 / 설명                                 |
|---------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1       | 자가유지형 원형 베이스 프레임  | 모든 방향의 시야를 확보할 수 있는 175 mm × 150 mm 프레임 |
| 2 (1 쌍) | 교체형 얇은 조직용 블레이드   | 섬세한 조직층에 적합한 40 mm × 30 mm 곡선형 팁        |
| 2 (1 쌍) | 교체형 깊은 조직용 블레이드   | 두꺼운 조직에 최적화된 40 mm × 40 mm 곡선형 팁        |
| 4       | 퀵 슬라이드 교체형 핀 잠금장치 | 손가락 부담을 줄이는 슬라이드 잠금식 고정 장치              |
| 1       | 보호용 보관함 / 상자      | 표준 운송용 포장                               |



### Desai 자가유지형 견인기

SKU **RM-DSRR-1**

가격 **\$129 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                                      | 가격    |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------|
| Desai 자가유지형 견인기 | 길이 7.25" (18.41 cm), 90° 개방형<br>루프 블레이드, 래치 잠금장치 | \$129 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 개별 운송 포장                                         | \$129 |



### Dockhorn 견인기

SKU **RM-DOCK-1**

가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|------------------------|-------------|------|
| 12.0 mm × 40.0 mm 블레이드 | RM-DOCK-1-1 | \$64 |
| 14.0 mm × 55.0 mm 블레이드 | RM-DOCK-1-2 | \$69 |



### Doyen 복부 견인기

SKU **RM-DAR-25-1**

가격 **\$94 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션              | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|-----------------------|---------------|-------|
| 폭 90 mm 블레이드 — 25 cm  | RM-DAR-25-1-1 | \$94  |
| 폭 100 mm 블레이드 — 25 cm | RM-DAR-25-1-2 | \$99  |
| 폭 115 mm 블레이드 — 25 cm | RM-DAR-25-1-3 | \$104 |



## Doyen 견인기

SKU **RM-DR-22-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보  | 가격    |
|-------------------------------|--------------|-------|
| 30 x 30 mm 블레이드 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-1 | \$89  |
| 32 x 40 mm 블레이드 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-2 | \$94  |
| 40 x 50 mm 블레이드 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-3 | \$99  |
| 40 x 60 mm 블레이드 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-4 | \$104 |
| 45 x 75 mm 블레이드 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-5 | \$109 |
| 65 x 85 mm 블레이드 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-6 | \$114 |




## Farabeuf 견인기

SKU **RM-FBR-SET-1**

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|-------------------|----------------|------|
| 12 cm (약 4.7") 세트 | RM-FBR-SET-1-1 | \$24 |
| 15 cm (약 6.0") 세트 | RM-FBR-SET-1-2 | \$29 |



## Farr 스프링 견인기

SKU **RM-FSR-1**

가격 **\$34 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|---------------------------|-------------|------|
| 4 cm — 평면 블레이드 또는 예리한 팁   | RM-FSR-1-1  | \$34 |
| 5 cm — 평면 블레이드 또는 예리한 팁   | RM-FSR-1-2  | \$36 |
| 5.5 cm — 평면 블레이드 또는 예리한 팁 | RM-FSR-1-3  | \$38 |
| 6 cm — 평면 블레이드 또는 예리한 팁   | RM-FSR-1-4  | \$40 |
| 7.8 cm — 평면 블레이드 또는 예리한 팁 | RM-FSR-1-5  | \$42 |
| 14 cm — 평면 블레이드 또는 예리한 팁  | RM-FSR-1-6  | \$44 |



### 광섬유 Deaver 견인기

SKU **RM-FODR-1**

가격 **\$139 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품            | 치수 / 설명                                       |
|----|----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 광섬유 Deaver 견인기 | 8" (20.3 cm) 손잡이, 1" (25 mm) 곡선형 블레이드, 광섬유 다발 |
| 1  | 범용 광케이블 어댑터    | 표준 수술실 광섬유 케이블에 연결                            |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자    | 표준 운송용 포장                                     |



### Fischl 구둣주걱형 견인기

SKU **RM-FSHR-16-1**

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                        | 가격   |
|------------------|------------------------------------|------|
| Fischl 구둣주걱형 견인기 | 전체 길이 16 cm, 곡선형 구둣주걱 모양의 주걱형 블레이드 | \$24 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 운송용 개별 포장                          | \$24 |



### Goelet 견인기

SKU **RM-GLR-185-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                           | 가격   |
|-------------|---------------------------------------|------|
| Goelet 견인기  | 길이 18.5 cm, 38 mm & 45 mm 양단 블레이드 — 1 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송 포장 — 1                          | \$44 |



## Golligher 자가유지형 견인기

SKU **RM-GSRR-SET-1**

가격 **\$299 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품             | 치수 / 설명                                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------|
| 1  | 자가유지형 복부 프레임    | 일반외과 심부 수술 접근을 위한 다목적 링형 구조 프레임            |
| 2  | 탈착식 솔리드 측면 블레이드 | 평면형 측면 패널(깊이 51 mm 또는 102 mm)              |
| 2  | 탈착식 중앙 블레이드     | 내부 장기 구조에 맞춘 안전한 곡선의 블레이드(51 mm 또는 102 mm) |
| 3  | 개별 슬라이딩 나사 잠금장치 | 피로를 줄이기 위해 각 블레이드에 장착된 기계식 래칫 잠금 볼트        |
| 2  | 인체공학적 견인 견자 빔   | 외과 가장자리가 매끄러운 경량 손잡이 구조                    |
| 1  | 보호용 보관함 / 상자    | 표준 운송 포장                                   |



## Gosset 자가 유지형 견인기

SKU **RM-GSR-SET-1**

가격 **\$349 USD**

구성품 목록

| 수량      | 구성품                | 치수 / 설명                                       |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1       | 자가 유지형 슬라이딩 트랙 프레임 | 직선형 또는 곡선형 기계식 생크를 선택할 수 있는 기본 프레임            |
| 2 (1 쌍) | 고정형 와이어 측면 블레이드    | 63 mm × 35 mm 루프형 비외상성 블레이드                   |
| 1       | 탈착식 솔리드 중앙 블레이드    | 60 mm × 65 mm의 약간 굽은 조직 견인용 패들(3-블레이드 구성에 포함) |
| 1       | 이중 슬라이딩 나사 잠금 기구   | 트랙 위치를 고정하는 다점식 수동 엄지 나사 잠금 시스템               |
| 2       | 인체공학적 견자 연장 생크     | 외측 가장자리가 전체적으로 매끄럽게 가공된 경량 핸들 레일              |
| 1       | 보호용 보관함 / 상자       | 표준 운송 포장                                      |



## Harrington 내장 견인기

SKU **RM-HSR-SPL-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                  | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|-------------------------------------------|----------------|------|
| 길이 127 mm × 너비 38 mm — 30.5 cm 또는 31.8 cm | RM-HSR-SPL-1-1 | \$69 |
| 길이 127 mm × 너비 63 mm — 30.5 cm 또는 31.8 cm | RM-HSR-SPL-1-2 | \$69 |
| 길이 190 mm × 너비 63 mm — 30.5 cm 또는 31.8 cm | RM-HSR-SPL-1-3 | \$74 |



## Harrington 광섬유 내장 내장 견인기

SKU **RM-HSR-FO-1**

가격 **\$189 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                      | 처수 / 설명                                |
|----|--------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Harrington 광섬유 내장 내장 견인기 | 127 × 62 mm 블레이드, 광섬유 다발, 흡인·관류 채널 — 1 |
| 1  | 범용 광원 케이블 연결구            | 수술실용 표준 광섬유 케이블에 연결 — 1                |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자              | 표준 운송 포장 — 1                           |




## Harrington Sweetheart 견인기

SKU **RM-HSR-1**

가격 **\$129 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|----------------|-------------|-------|
| 4 × 12.8 cm    | RM-HSR-1-1  | \$129 |
| 6.5 × 12.8 cm  | RM-HSR-1-2  | \$134 |
| 6.5 × 14.6 cm  | RM-HSR-1-3  | \$139 |
| 9 × 25.5 cm    | RM-HSR-1-4  | \$144 |
| 11.5 × 25.5 cm | RM-HSR-1-5  | \$149 |



## Hasson S 견인기

SKU **RM-HSR-LAP-1**

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                    | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|-----------------------------|----------------|------|
| 강성형 — 10.0 mm 또는 13.0 mm    | RM-HSR-LAP-1-1 | \$24 |
| 형태 조절형 — 10.0 mm 또는 13.0 mm | RM-HSR-LAP-1-2 | \$44 |



## Heiss 창상 견인기

SKU **RM-HWR-1**

가격 **\$94 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                    | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|---------------------------------------------|-------------|------|
| 5×5 갈퀴 배열 — 10×10 mm 또는 15×10 mm (예리형 / 둔형) | RM-HWR-1-1  | \$94 |
| 6×6 갈퀴 배열 — 10×10 mm 또는 15×10 mm (예리형 / 둔형) | RM-HWR-1-2  | \$99 |



## Holzhimer 자가유지형 견인기

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                       | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Holzhimer 자가유지형 견인기 — 길이 4" (10 cm), 바깥쪽을 향한 4×4 갈퀴(예리형 또는 둔형) | RM-HSRR-4IN-1-1 | \$49 |



## 후크 견인기

SKU **RM-HKR-165-1**

가격 **\$14 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                   | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|----------------------------|----------------|------|
| 후크 1개(단일 후크) — 예리형 또는 둔형 팁 | RM-HKR-165-1-1 | \$14 |
| 후크 2개 — 예리형 또는 둔형 팁        | RM-HKR-165-1-2 | \$16 |
| 후크 3개 — 예리형 또는 둔형 팁        | RM-HKR-165-1-3 | \$18 |
| 후크 4개 — 예리형 또는 둔형 팁        | RM-HKR-165-1-4 | \$20 |



## Kelly 견인기

SKU **RM-KLR-26-1**

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|---------------|---------------|------|
| 55 mm × 60 mm | RM-KLR-26-1-1 | \$89 |
| 70 mm × 40 mm | RM-KLR-26-1-2 | \$94 |
| 95 mm × 60 mm | RM-KLR-26-1-3 | \$99 |



## Kelly 견인기 - 그립 핸들형

SKU **RM-KLR-GH-1**

가격 **\$94 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                 | 치수 / 설명                                                                                |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 길이 38 mm × 너비 51 mm | 선택 가능한 길이: 24 cm 또는 26 cm · 선택 가능한 핸들 유형: 중공형 그립 또는 경량 그립 · 가격(USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1  | 길이 51 mm × 너비 63 mm | 선택 가능한 길이: 24 cm 또는 26 cm · 선택 가능한 핸들 유형: 중공형 그립 또는 경량 그립 · 가격(USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1  | 길이 63 mm × 너비 76 mm | 선택 가능한 길이: 24 cm 또는 26 cm · 선택 가능한 핸들 유형: 중공형 그립 또는 경량 그립 · 가격(USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1  | 길이 76 mm × 너비 89 mm | 선택 가능한 길이: 24 cm 또는 26 cm · 선택 가능한 핸들 유형: 중공형 그립 또는 경량 그립 · 가격(USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1  | 길이 89 mm × 너비 76 mm | 선택 가능한 길이: 24 cm 또는 26 cm · 선택 가능한 핸들 유형: 중공형 그립 또는 경량 그립 · 가격(USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자         | 선택 가능한 길이: 표준 운송용 포장 · 선택 가능한 핸들 유형: — · 가격(USD): 포함                                   |



## Kelly 견인기-Lamb 핸들

SKU **RM-KLR-LH-1**

가격 **\$94 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                 | 치수 / 설명                                                                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 길이 51 mm × 너비 63 mm | 전체 길이: 24 cm · 주요 임상 용도: 표준 복벽 및 중간 깊이 근육 견인 · 가격(USD): \$94.00          |
| 1  | 길이 63 mm × 너비 76 mm | 전체 길이: 24 cm · 주요 임상 용도: 심부 골반저 및 개복술 시 내장 견인 · 가격(USD): \$94.00         |
| 1  | 길이 76 mm × 너비 89 mm | 전체 길이: 24 cm · 주요 임상 용도: 최대 너비의 복벽 노출 및 비만 수술 시 내장 노출 · 가격(USD): \$94.00 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자         | 전체 길이: 표준 운송용 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                             |



## Kirschner 견인기

SKU RM-KR-SET-1

가격 \$449 USD

구성품 목록

| 수량        | 구성품                  | 치수 / 설명                                  |
|-----------|----------------------|------------------------------------------|
| 1         | 자가유지형 가이드 레일 베이스 프레임 | 타원형 또는 정사각형 새시(240×240 mm 또는 340×240 mm) |
| 블레이드 4~6개 | 모듈형 둔성 조직 견인 블레이드    | 2-블레이드 패어 세트 또는 4-블레이드 전체 세트 선택          |
| 4         | 개별 고정 핀 잠금장치         | 블레이드를 고정하는 슬라이드 후 잠금 방식의 고정장치            |
| 2         | 인체공학적 견인 검자 빔        | 바깥쪽 가장자리가 매끄러운 초경량 구조의 손잡이               |
| 1         | 보관용 보호 케이스 / 상자      | 표준 운송 포장                                 |



## Kocher Langenbeck 견인기

SKU RM-KLR-GEN-1

가격 \$44 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                            | 치수 / 설명                                                                                                               |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 좁은 블레이드(예: 25×6, 35×8 mm)      | 선택 가능한 길이 및 손잡이: 20.3 또는 22 cm(링형 / 중공형) · 주요 임상 용도: 갑상선, 힘줄 및 소수술 부위의 국소 견인 · 가격(USD): \$44.00 / \$49.00             |
| 1  | 중간 크기 블레이드(예: 28×15, 41×14 mm) | 선택 가능한 길이 및 손잡이: 20.3 또는 22 cm(링형 / 중공형) · 주요 임상 용도: 일반적인 충수절제술, 탈장 수술 및 정형외과 관절 접근 · 가격(USD): \$44.00 / \$49.00      |
| 1  | 심부용 블레이드(예: 70×14, 80×16 mm)   | 선택 가능한 길이 및 손잡이: 20.3 또는 22 cm(링형 / 중공형) · 주요 임상 용도: 심부 근육 유지 및 골반 또는 고관절 재건술 시 수술 부위 노출 · 가격(USD): \$44.00 / \$49.00 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자                    | 선택 가능한 길이 및 손잡이: 표준 운송 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                                                                 |



## Kocher 견인기

SKU RM-KCR-1

가격 \$49 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                                   | 치수 / 설명                                              |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 20 mm × 12 mm 블레이드가 장착된 20.3 cm 구성    | 주요 임상 용도: 표재성 창상 가장자리 및 갑상선염 거상 · 가격(USD): \$49.00   |
| 1  | 8×25, 12×40, 12×45 mm 블레이드의 21 cm 구성  | 주요 임상 용도: 중간 깊이 연조직 견인 및 충수절제술 · 가격(USD): \$54.00    |
| 1  | 12×60, 12×65 mm 블레이드의 21 cm 구성        | 주요 임상 용도: 심부 근육 견인 및 사지 근육 유지 · 가격(USD): \$54.00     |
| 1  | 18×40, 20×38, 20×60 mm 블레이드의 23 cm 구성 | 주요 임상 용도: 표준 성인 개복술 및 정형외과 관절 노출 · 가격(USD): \$64.00  |
| 1  | 25×60, 30×75, 40×75 mm 블레이드의 23 cm 구성 | 주요 임상 용도: 골반 및 고관절 수술 시 넓은 근육층 견인 · 가격(USD): \$64.00 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자                           | 주요 임상 용도: 표준 운송 포장 · 가격(USD): 포함                     |



## Koenig 견인기

SKU **RM-KNR-17-1**

가격 **\$49 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품         | 치수 / 설명                                                                                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 유창형 블레이드    | 선택 가능한 크기: 13×13 mm 또는 13×16 mm · 주요 임상 용도: 블레이드 창을 통해 하부 혈관 및 구조물을 직접 관찰 · 가격(USD): \$49.00 |
| 1  | 무창형 블레이드    | 선택 가능한 크기: 13×13 mm 또는 13×16 mm · 주요 임상 용도: 막힌 차폐면으로 연조직 유지 및 창상 가장자리 견인 · 가격(USD): \$49.00  |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자 | 선택 가능한 크기: 표준 운송 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                                              |



## Koerte 견인기

SKU **RM-KTR-24-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                                            | 가격   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Koerte 견인기  | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 24 cm, 날카로운 갈퀴형 첨단 8개, 미끄럼 방지 링이 있는 링 손잡이 · 포함 수량: 1 | \$54 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 치수 / 상세 정보: 운송용 개별 포장 · 포함 수량: 1                                       | \$54 |



## Krasky 견인기

SKU **RM-KRK-28-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                                     | 가격   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Krasky 견인기  | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 28 cm, 50 × 25 mm 블레이드, 날카로운 돌기 6개 · 포함 수량: 1 | \$99 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 치수 / 상세 정보: 개별 운송용 포장 · 포함 수량: 1                                | \$99 |



## Lahey 핑거 견인기

SKU **RM-LFR-12-1**

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|----------------|---------------|------|
| 첨단 1개 / 단일 갈고리 | RM-LFR-12-1-1 | \$24 |
| 첨단 2개          | RM-LFR-12-1-2 | \$29 |
| 첨단 3개          | RM-LFR-12-1-3 | \$34 |



## Lahey 견인기

SKU **RM-LR-HH-1**

가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|----------------|--------------|------|
| 18 cm (약 7")   | RM-LR-HH-1-1 | \$39 |
| 20.3 cm (약 8") | RM-LR-HH-1-2 | \$49 |



## Langenbeck Green 견인기

SKU **RM-LGR-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 17 cm    | RM-LGR-1-1  | \$44 |
| 및 22 cm  | RM-LGR-1-2  | \$49 |





## Langenbeck 견인기-솔리드 핸들

SKU **RM-LRSH-203-1**

가격 **\$49 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품         | 치수 / 설명                                                                                           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 유형 #1       | 치수(길이 × 너비): 길이 32 mm × 너비 10 mm · 주요 임상 용도: 국소 창상 가장자리 및 표재성 연조직 견인 · 가격(USD): \$49.00           |
| 1  | 유형 #2       | 치수(길이 × 너비): 길이 38 mm × 너비 10 mm · 주요 임상 용도: 중간 깊이의 근막 견인 및 힘줄 노출 · 가격(USD): \$49.00              |
| 1  | 유형 #3       | 치수(길이 × 너비): 길이 38 mm × 너비 12 mm · 주요 임상 용도: 일반적인 성인 흉수절제술, 탈장 수술 및 정형외과 관절 접근 · 가격(USD): \$49.00 |
| 1  | 유형 #4       | 치수(길이 × 너비): 길이 38 mm × 너비 16 mm · 주요 임상 용도: 넓은 범위의 근육 이동 및 심부 연조직 유지 · 가격(USD): \$49.00          |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자 | 치수(길이 × 너비): 표준 운송용 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                                                |



## Leriche 견인기-비외상성 광폭 블레이드

SKU **RM-LRAW-1**

가격 **\$94 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 25.5 cm  | RM-LRAW-1-1 | \$94 |
| 및 27 cm  | RM-LRAW-1-2 | \$99 |



## Little 견인기

SKU **RM-LTR-195-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|---------------|----------------|------|
| 10 mm × 12 mm | RM-LTR-195-1-1 | \$54 |
| 16 mm × 12 mm | RM-LTR-195-1-2 | \$59 |



## Lobster 일반외과용 견인기 시스템

SKU RM-LGRS-1

가격 \$2,699 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                               | 지수 / 설명   |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1  | Lobster 프레임                       | —         |
| 1  | 수직 지지대 및 프레임이 포함된 Lobster 수술대 클램프 | —         |
| 6  | Lobster 견인기 클램프                   | —         |
| 2  | Lobster Mayo 회전형 견인기              | ¾" × 2"   |
| 1  | Lobster 펜스형 회전형 견인기               | 4" × 6"   |
| 1  | Lobster 내장용 회전형 견인기               | 2" × 6"   |
| 1  | Lobster Deaver 회전형 견인기            | 2¾" × 4½" |
| 1  | Lobster 가단성 회전형 견인기(천공형)          | 2" × 6½"  |
| 1  | Lobster 가단성 회전형 견인기(천공형)          | 3" × 6½"  |
| 1  | Lobster Harrington Sweetheart 견인기 | 2" × 5"   |
| 1  | Lobster Kelly 회전형 견인기, 변형형        | 3" × 2½"  |
| 1  | Lobster Kelly 회전형 견인기, 변형형        | 3" × 4"   |
| 1  | 멸균 박스                             | —         |



## Lone Star 견인기 (결장, 직장, 두경부 수술용)


SKU RM-LSR-CRHN-1

가격 \$399 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                          | SKU / 상세 정보     | 가격    |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| 소형 링 — 14.1 cm x 14.1 cm (대장·직장용) | RM-LSR-CRHN-1-1 | \$384 |
| 표준형 링 — 18.6 cm x 8.9 cm (대장·직장용) | RM-LSR-CRHN-1-2 | \$399 |
| 대형 링 — 25.0 cm x 25.0 cm (대장·직장용) | RM-LSR-CRHN-1-3 | \$414 |





## Lone Star 견인기 (일반외과 및 두경부 수술용)

SKU RM-LSR-GHN-1

가격 \$499 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                             | SKU / 상세 정보    | 가격    |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| 소형 링 — 22.0 cm x 11.3 cm (일반외과/두경부)  | RM-LSR-GHN-1-1 | \$484 |
| 표준형 링 — 28.3 cm x 18.3 cm (일반외과/두경부) | RM-LSR-GHN-1-2 | \$499 |
| 대형 링 — 32.5 cm x 18.3 cm (일반외과/두경부)  | RM-LSR-GHN-1-3 | \$514 |



## Martin 암 견인기

SKU RM-MAR-1

가격 \$799 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품   | 치수 / 설명                                                     |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 커플러   | 수술대 측면 레일에 단단히 체결되며 L자형 바를 지지하고 제자리에 고정합니다                  |
| 1  | L자형 바 | 커플러에 삽입되어 수직 및 수평 방향의 주요 구조적 지지대 역할을 합니다                    |
| 1  | 관절식 암 | L자형 바에 연결되어 수술 부위 위에서 견인 기구를 여러 축으로 움직이고 원하는 위치에 고정할 수 있습니다 |



## Mathieu 수지 견인기

SKU RM-MFR-16-1

가격 \$34 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                                                           | 가격   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Mathieu 수지 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 16 cm, 폭 8.0 mm, 각 끝단에 3개의 갈퀴(예리형 또는 둔형) · 포함 수량: 1 | \$34 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 치수 / 상세 정보: 개별 운송 포장 · 포함 수량: 1                                       | \$34 |



### Mathieu 견인기

SKU **RM-MTR-20-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|-------------------------------|---------------|------|
| 42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm | RM-MTR-20-1-1 | \$44 |
| 47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm | RM-MTR-20-1-2 | \$54 |



### Mayo 복부 견인기

SKU **RM-MAR-28-1**

가격 **\$109 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                    | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|-----------------------------|---------------|-------|
| 표준형 — 11 in, 70 mm 곡선형 블레이드 | RM-MAR-28-1-1 | \$109 |



### Mayo-Collins 견인기 2개 세트

SKU **RM-MCR-SET-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                 | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|--------------------------|----------------|------|
| 표준형 — 5 7/8 in, 양단형 블레이드 | RM-MCR-SET-1-1 | \$49 |



## Meyerding 수지 견인기

SKU RM-MFR-178-1

가격 \$39 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품         | 치수 / 설명                                                                                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 3갈래 예리형     | 치수(길이 × 폭): 9.5 mm × 폭 3.9 mm · 주요 임상 용도: 미끄러짐 없는 진피 고정 및 작은 피부 피판 거상 · 가격(USD): \$39.00 |
| 1  | 유치형         | 치수(길이 × 폭): 3.1 mm × 폭 6.3 mm · 주요 임상 용도: 국소 건초 노출 및 섬유성 조직 가장자리 고정 · 가격(USD): \$39.00   |
| 1  | 유치형         | 치수(길이 × 폭): 4.7 mm × 폭 15.8 mm · 주요 임상 용도: 중간 범위의 근막 견인 및 힘줄 재건 · 가격(USD): \$39.00       |
| 1  | 둔형          | 치수(길이 × 폭): 3.1 mm × 폭 9.5 mm · 주요 임상 용도: 비외상성 신경혈관 견인 및 수지 노출 · 가격(USD): \$39.00        |
| 1  | 둔형          | 치수(길이 × 폭): 6.3 mm × 폭 17.4 mm · 주요 임상 용도: 넓은 범위의 연조직 거상 및 수부 인대 노출 · 가격(USD): \$39.00   |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자 | 치수(길이 × 폭): 표준 운송 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                                         |



## Middledorpf 견인기

SKU RM-MDR-28-1

가격 \$49 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|-------------------|---------------|------|
| 7.0 mm × 14.0 mm  | RM-MDR-28-1-1 | \$49 |
| 22.0 mm × 20.0 mm | RM-MDR-28-1-2 | \$54 |
| 30.0 mm × 26.0 mm | RM-MDR-28-1-3 | \$59 |



## Morris 단일단 견인기

SKU RM-MRSE-23-1

가격 \$49 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                                | 가격   |
|----------------|--------------------------------------------|------|
| Morris 단일단 견인기 | 전체 길이 230 mm (23 cm), L자형 비천공 블레이드, 창형 손잡이 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 운송용 개별 포장                                  | \$49 |



## Murphy 볼 견인기

SKU **RM-MBR-35-1**

가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|-------------|---------------|------|
| 2.0 mm 구형 팁 | RM-MBR-35-1-1 | \$39 |
| 3.0 mm 구형 팁 | RM-MBR-35-1-2 | \$39 |
| 4.0 mm 구형 팁 | RM-MBR-35-1-3 | \$39 |



## Murphy 견인기

SKU **RM-MR-195-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|------------------|---------------|------|
| 갈퀴 2개(폭 8.0 mm)  | RM-MR-195-1-1 | \$44 |
| 갈퀴 3개(폭 13.0 mm) | RM-MR-195-1-2 | \$49 |
| 갈퀴 4개(폭 18.0 mm) | RM-MR-195-1-3 | \$54 |
| 갈퀴 6개(폭 28.0 mm) | RM-MR-195-1-4 | \$59 |



## 신생아용 T형 리본 견인기

SKU **RM-NTRR-265-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|------------------|-----------------|------|
| 2.5 cm × 1.25 cm | RM-NTRR-265-1-1 | \$49 |
| 3.8 cm × 1.40 cm | RM-NTRR-265-1-2 | \$54 |
| 4.5 cm × 1.60 cm | RM-NTRR-265-1-3 | \$59 |





### Ollier 견인기

SKU **RM-OR-SERIES-1**

가격 **\$74 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보      | 가격   |
|-------------------|------------------|------|
| 8 1/2" (21.59 cm) | RM-OR-SERIES-1-1 | \$74 |
| 9.0" (22.86 cm)   | RM-OR-SERIES-1-2 | \$79 |



### Parker 견인기 - 2개 세트

SKU **RM-PR-SET-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|----------|---------------|------|
| 5 in     | RM-PR-SET-1-1 | \$44 |
| 5 1/2 in | RM-PR-SET-1-2 | \$49 |
| 6 in     | RM-PR-SET-1-3 | \$54 |
| 7 in     | RM-PR-SET-1-4 | \$59 |
| 7 1/4 in | RM-PR-SET-1-5 | \$64 |



### Parker-Mott 견인기 2개 세트

SKU **RM-PMR-SET-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                     | 가격   |
|-----------------|---------------------------------|------|
| Parker-Mott 견인기 | 전체 길이 15.3 cm, 비대칭 양단형 비천공 블레이드 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 표준 운송 포장                        | \$49 |




## Parker-Tommy 견인기

SKU **RM-PTR-16-1**

가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                  | 가격   |
|------------------|------------------------------|------|
| Parker-Tommy 견인기 | 전체 길이 16 cm, 비대칭 양단형 곡선 블레이드 | \$39 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 개별 운송용 포장                    | \$39 |



## 소아용 Deaver 견인기

SKU **RM-PDR-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------------|-------------|------|
| 17.5 cm (6.9") | RM-PDR-1-1  | \$69 |
| 20.0 cm (7.9") | RM-PDR-1-2  | \$74 |
| 22.0 cm (8.7") | RM-PDR-1-3  | \$79 |



## 소아용 리본 견인기

SKU **RM-PRR-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------------|-------------|------|
| 17.5 cm (6.9") | RM-PRR-1-1  | \$44 |
| 20.0 cm (7.9") | RM-PRR-1-2  | \$49 |
| 22.0 cm (8.7") | RM-PRR-1-3  | \$54 |



## 갈퀴형 수지 견인기

SKU RM-RFR-153-1

가격 \$29 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                   | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|----------------------------|----------------|------|
| 1개 갈퀴(단일 후크) — 둔형 또는 예리형 팁 | RM-RFR-153-1-1 | \$29 |
| 2개 갈퀴 — 둔형 또는 예리형 팁        | RM-RFR-153-1-2 | \$34 |
| 3개 갈퀴 — 둔형 또는 예리형 팁        | RM-RFR-153-1-3 | \$39 |
| 4개 갈퀴 — 둔형 또는 예리형 팁        | RM-RFR-153-1-4 | \$44 |



## Redler 견인기

SKU RM-RDR-5IN-1

가격 \$49 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                              | 가격   |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|
| Redler 견인기  | 전체 길이 5" (12.7 cm), 끝으로 갈수록 좁아지는 기능성 블레이드, 가느다란 인체공학적 핸들 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장                                                | \$49 |



## Ricard 복부 견인기

SKU RM-RAR-SET-1

가격 \$229 USD

구성품 목록

| 수량      | 구성품             | 치수 / 설명                                                |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 1       | 자가유지형 기본 프레임    | 시야 확보를 돕는 곡선형 상크가 있는 프레임                               |
| 2 (1 쌍) | 탈착식 비천공 측면 블레이드 | 가장자리가 스롭 형태인 넓은 측면 패널(옵션 A: 50×58 mm / 옵션 B: 60×80 mm) |
| 1       | 탈착식 중앙 블레이드     | 비대칭 평판(옵션 A: 55×70 mm / 옵션 B: 80×90 mm)                |
| 1       | 특수 나사산 스크루 잠금장치 | 블레이드의 벌림 상태를 유지하는 수동 회전식 잠금 기어                         |
| 1       | 소형 후크 핸들        | 기구가 차지하는 공간을 줄이도록 설계된 간결한 일체형 손잡이                      |
| 1       | 보관용 보호 케이스 / 상자 | 표준 운송 포장                                               |



## Richardson Eastman 견인기

SKU **RM-RER-SERIES-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                           | SKU / 상세 정보       | 가격   |
|------------------------------------|-------------------|------|
| 10 ¼" (약 26.0 cm) — 양단 직각 오목형 블레이드 | RM-RER-SERIES-1-1 | \$54 |
| 10 ½" (약 26.7 cm) — 양단 직각 오목형 블레이드 | RM-RER-SERIES-1-2 | \$59 |
| 10 ¾" (약 27.3 cm) — 양단 직각 오목형 블레이드 | RM-RER-SERIES-1-3 | \$64 |
| 11 ¼" (약 28.6 cm) — 양단 직각 오목형 블레이드 | RM-RER-SERIES-1-4 | \$69 |



## Richardson 그립 핸들형 견인기

SKU **RM-RRGH-1**

가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                             | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|--------------------------------------|-------------|------|
| 9 ½" (24.13 cm) — 중공, Lamb 또는 경량 그립  | RM-RRGH-1-1 | \$64 |
| 10.0" (25.40 cm) — 중공, Lamb 또는 경량 그립 | RM-RRGH-1-2 | \$69 |
| 11.0" (27.94 cm) — 중공, Lamb 또는 경량 그립 | RM-RRGH-1-3 | \$74 |



## Richardson 루프 핸들 견인기

SKU **RM-RRLH-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                              | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|---------------------------------------|-------------|------|
| 9 ½" (24.13 cm) — 직각 곡선형 블레이드, 루프 핸들  | RM-RRLH-1-1 | \$54 |
| 10.0" (25.40 cm) — 직각 곡선형 블레이드, 루프 핸들 | RM-RRLH-1-2 | \$59 |



## Rochard 견인기

SKU **RM-RR-1**

가격 **\$1,699 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품            | 처수 / 설명      |
|----|----------------|--------------|
| 2  | 레일 클램프         | 수술대 레일 부착 장치 |
| 2  | 수술대 측면 바       | 26" (장착 프레임) |
| 1  | 수술대 가로 바       | 21" (장착 프레임) |
| 1  | Rochard 고정 장치  | 프레임 고정 기구    |
| 1  | Rochard 복부 견인기 | 50 × 90 mm   |
| 1  | Rochard 복부 견인기 | 50 × 105 mm  |
| 1  | Rochard 복부 견인기 | 50 × 120 mm  |



## Rose 양단 견인기

SKU **RM-RRDE-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                        | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------------------------------------------|-------------|------|
| 5.0" (12.7 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm 둔성 갈퀴  | RM-RRDE-1-1 | \$44 |
| 5 ½" (13.97 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm 둔성 갈퀴 | RM-RRDE-1-2 | \$49 |



## Roux 견인기 - 양단형

SKU **RM-RRDE-14-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                        | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|---------------------------------|----------------|------|
| 소형 블레이드 — 너비 19 mm × 길이 25 mm   | RM-RRDE-14-1-1 | \$54 |
| 중형 블레이드 — 너비 22 mm × 길이 41 mm   | RM-RRDE-14-1-2 | \$59 |
| 대형 블레이드 — 너비 25 mm × 길이 41 mm   | RM-RRDE-14-1-3 | \$64 |
| 3종 세트 업그레이드 — 소형, 중형 및 대형 통합 구성 | RM-RRDE-14-1-4 | \$94 |



### S자형 양단 견인기

SKU **RM-SSDER-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                  | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|-------------------------------------------|--------------|------|
| 10.0 cm (약 4.0") — 15×11 mm / 14×10 mm 양단 | RM-SSDER-1-1 | \$29 |
| 11.5 cm (약 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm 양단 | RM-SSDER-1-2 | \$34 |



### Sauerbruch 견인기

SKU **RM-SBR-9IN-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                           | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| $\frac{5}{8}$ " × 1 $\frac{3}{4}$ " (약 16 × 44 mm) — 9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-1 | \$69 |
| 2 $\frac{1}{8}$ " × $\frac{7}{8}$ " (약 54 × 22 mm) — 9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-2 | \$69 |
| $\frac{7}{8}$ " × 2 $\frac{1}{2}$ " (약 22 × 64 mm) — 9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-3 | \$69 |
| $\frac{3}{4}$ " × 2 $\frac{7}{8}$ " (약 19 × 73 mm) — 9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-4 | \$69 |



### Seeburger 견인기 2개 세트

SKU **RM-SRS-14-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                    | 가격   |
|---------------|--------------------------------|------|
| Seeburger 견인기 | 전체 길이 14 cm, 평평한 손잡이, 곡선형 블레이드 | \$54 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 표준 운송용 포장                      | \$54 |



### Senn 전방형 견인기

SKU **RM-SFR-625-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보                                | 가격   |
|--------------|--------------------------------------------|------|
| Senn 전방형 견인기 | 길이 6.25" (15.87 cm), 낮은 치형의 전방형 팁, 평평한 손잡이 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 개별 운송용 포장                                  | \$49 |



### Senn Green 견인기

SKU **RM-SGR-14-1**

가격 **\$27 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|---------------------------|---------------|------|
| 6 mm × 10 mm 블레이드 — 14 cm | RM-SGR-14-1-1 | \$27 |
| 6 mm × 20 mm 블레이드 — 14 cm | RM-SGR-14-1-2 | \$29 |



### Senn Miller 견인기

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                             | SKU / 상세 정보       | 가격   |
|------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 도달 길이 15.0 cm — 10×9 mm 평판형 블레이드 / 10×11 mm 3갈퀴형 견인부 | RM-SMR-SERIES-1-1 | \$29 |
| 도달 길이 15.5 cm — 10×9 mm 평판형 블레이드 / 10×11 mm 3갈퀴형 견인부 | RM-SMR-SERIES-1-2 | \$34 |
| 도달 길이 16.0 cm — 10×9 mm 평판형 블레이드 / 10×11 mm 3갈퀴형 견인부 | RM-SMR-SERIES-1-3 | \$39 |
| 도달 길이 20.0 cm — 10×9 mm 평판형 블레이드 / 10×11 mm 3갈퀴형 견인부 | RM-SMR-SERIES-1-4 | \$49 |



## Senn T형 핸들 견인기

SKU **RM-STHR-45-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                                    | 가격   |
|----------------|------------------------------------------------|------|
| Senn T형 핸들 견인기 | 길이 4.5" (11.43 cm), 다갈퀴형 작업부(둔성 또는 예리형), T형 핸들 | \$54 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 개별 운송 포장                                       | \$54 |



## Strandell Stille 견인기

SKU **RM-SSR-17-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보                                    | 가격   |
|----------------------|------------------------------------------------|------|
| Strandell Stille 견인기 | 전체 길이 17 cm, 6 × 15 mm 곡선형 블레이드(예리한 형 또는 둔한 형) | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자          | 개별 운송용 포장                                      | \$44 |



## US Army 견인기, 2개 세트

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                   | 가격   |
|-------------|-----------------------------------------------|------|
| US Army 견인기 | 전체 길이 21 cm, 38×22 mm 및 41×25 mm 블레이드를 갖춘 양단형 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 표준 운송 포장                                      | \$49 |



## Volkman 견인기-미국형

SKU **RM-VRUP-223-1**

가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                        | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|---------------------------------|-----------------|------|
| 갈퀴 2개(둔형 / 예리형) — 8 mm – 11 mm  | RM-VRUP-223-1-1 | \$64 |
| 갈퀴 3개(둔형 / 예리형) — 11 mm – 18 mm | RM-VRUP-223-1-2 | \$69 |
| 갈퀴 4개(둔형 / 예리형) — 18 mm – 26 mm | RM-VRUP-223-1-3 | \$74 |
| 갈퀴 6개(둔형 / 예리형) — 26 mm – 40 mm | RM-VRUP-223-1-4 | \$79 |



## Volkman 견인기

SKU **RM-VR-SERIES-1**

가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                        | SKU / 상세 정보      | 가격   |
|---------------------------------|------------------|------|
| 갈퀴 2개(둔형 / 예리형) — 8 mm – 11 mm  | RM-VR-SERIES-1-1 | \$64 |
| 갈퀴 3개(둔형 / 예리형) — 10 mm – 18 mm | RM-VR-SERIES-1-2 | \$69 |
| 갈퀴 4개(둔형 / 예리형) — 13 mm – 28 mm | RM-VR-SERIES-1-3 | \$74 |
| 갈퀴 6개(둔형 / 예리형) — 18 mm – 28 mm | RM-VR-SERIES-1-4 | \$79 |
| 갈퀴 8개(둔형 / 예리형) — 28 mm – 42 mm | RM-VR-SERIES-1-5 | \$84 |



## W.M. Lemmon Deaver 견인기

SKU **RM-WMLDR-395-1**

가격 **\$119 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                               | SKU / 상세 정보      | 가격    |
|----------------------------------------|------------------|-------|
| 폭 25 mm 블레이드 — 폭 25 mm × 작업면 길이 235 mm | RM-WMLDR-395-1-1 | \$119 |
| 폭 50 mm 블레이드 — 폭 50 mm × 작업면 길이 235 mm | RM-WMLDR-395-1-2 | \$119 |



## Weitlaner 견인기

SKU **RM-WR-SERIES-1**

가격 **\$94 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                               | SKU / 상세 정보      | 가격    |
|----------------------------------------|------------------|-------|
| 4"부터 4 ½" (10~11.5 cm) — 2×2 또는 2×3 갈퀴 | RM-WR-SERIES-1-1 | \$94  |
| 5"부터 5 ½" (13~14 cm) — 3×4 갈퀴          | RM-WR-SERIES-1-2 | \$99  |
| 6 ½" (16.5 cm) — 3×4 갈퀴                | RM-WR-SERIES-1-3 | \$104 |
| 8" (20 cm) — 3×4 갈퀴                    | RM-WR-SERIES-1-4 | \$109 |
| 9 ½"부터 10" (24~25.5 cm) — 5×6 갈퀴       | RM-WR-SERIES-1-5 | \$114 |



## 광폭 자가유지형 견인기

SKU **RM-WSRR-35-1**

가격 **\$139 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보                                     | 가격    |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|
| 광폭 자가유지형 견인기 | 폭 3.5" (8.89 cm)의 매끄러운 블레이드, 10×12 mm 팁, 래치 프레임 | \$139 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 운송용 개별 포장                                       | \$139 |



## Zalkind 가변형 리본 견인기

SKU **RM-ZMRR-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 10 cm    | RM-ZMRR-1-1 | \$44 |
| 18 cm    | RM-ZMRR-1-2 | \$49 |
| 20 cm    | RM-ZMRR-1-3 | \$54 |
| 21 cm    | RM-ZMRR-1-4 | \$59 |
| 26 cm    | RM-ZMRR-1-5 | \$64 |
| 30 cm    | RM-ZMRR-1-6 | \$69 |
| 33 cm    | RM-ZMRR-1-7 | \$69 |



## Bookwalter 견인기 (표준형)

SKU RM-SBR-1

가격 \$2,499 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품                  | 치수 / 설명                      |
|----|----------------------|------------------------------|
| 1  | Bookwalter 지지 기둥     | 12" (30.5 cm)                |
| 1  | Bookwalter 수평 바      | 표준형                          |
| 1  | Bookwalter 기둥 연결구    | 고강도형                         |
| 1  | Bookwalter 수평 플렉스 바  | 직경 1" (2.5 cm)               |
| 2  | Bookwalter 표준형 래칫    | 비틸트형                         |
| 7  | Bookwalter 틸트형 래칫 기구 | 다각도 조절형                      |
| 1  | 중형 타원형 링             | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm) |
| 1  | 중형 분절형 링             | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)  |
| 2  | Balfour 블레이드         | 2¼" × 3" (6.7 × 7.6 cm)      |
| 4  | Kelly 블레이드           | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)       |
| 4  | Kelly 블레이드           | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)      |
| 4  | Kelly 블레이드           | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)      |
| 4  | Kelly 블레이드           | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)      |
| 4  | Kelly 블레이드           | 2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)      |
| 1  | 가단성 블레이드             | 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)      |
| 2  | 가단성 블레이드             | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)      |
| 1  | 멸균 상자                | 타공형 정리 케이스                   |



## Omni 견인기 시스템

SKU RM-OR-1

가격 \$2,499 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품                             | 치수 / 설명                                   |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Omni 클램프 멸균 영역 지지대              | 고강도 수술대 레일 클램프 및 지지대                      |
| 1  | 표준 Wishbone 프레임                 | 분할 포크형 구조의 링 프레임                          |
| 1  | 힌지형 연장 암                        | 도달 범위 확장과 유연한 조절을 위한 19" (48.3 cm) 연장 암   |
| 8  | SnapClamp 블레이드 홀더               | 프레임에 밀어 끼우는 신속 연결형 클램프                    |
| 2  | Mayo 회전형 견인기                    | 2¼" × 2" (7.0 × 5.1 cm)                   |
| 1  | Mayo 회전형 견인기                    | 3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)                   |
| 1  | 펜스형 회전형 견인기                     | 4" × 6" (10.2 × 15.2 cm) 넓은 근육벽용 블레이드     |
| 1  | 내장용 회전형 견인기                     | 2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm) 심부 내장용 블레이드      |
| 1  | 내장용 회전형 견인기                     | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm) 심부 내장용 블레이드       |
| 2  | 신장맥용 회전형 견인기                    | 1" × 6" (2.5 × 15.2 cm) 폭이 좁은 혈관용 블레이드    |
| 1  | Deaver 회전형 견인기                  | 2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm) 곡선형 블레이드        |
| 1  | 성형 가능한 슬롯형 회전형 견인기              | 2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm) 구부릴 수 있는 띠형 블레이드 |
| 1  | 성형 가능한 슬롯형 회전형 견인기              | 3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm) 구부릴 수 있는 띠형 블레이드 |
| 1  | Harrington (Sweetheart) 회전형 견인기 | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm) 하트형 블레이드          |
| 1  | 보관함                             | 맞춤형 완충재 수납 홈이 있는 목재 보관 케이스                |



## Bookwalter 비만대사수술용 견인기 시스템

SKU **RM-BBRS-1**

가격 **\$1,899 USD**

구성품 목록



| 수량 | 구성품             | 치수 / 설명                              |
|----|-----------------|--------------------------------------|
| 1  | 지지 포스트          | 18" (45.7 cm)                        |
| 1  | 수평 바            | 표준형                                  |
| 1  | 포스트 연결구         | 표준형                                  |
| 6  | 틸트 래치 기구        | 다각도                                  |
| 1  | 래치 연장 부품        | 표준 연장형                               |
| 1  | 트위스트 래치         | 가변 각도                                |
| 1  | 타원형 링           | 중형                                   |
| 1  | Kelly 블레이드      | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)               |
| 1  | Kelly 블레이드      | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)              |
| 1  | Kelly 블레이드      | 2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)              |
| 1  | Balfour 블레이드    | 3½" × 2¼" (8.9 × 7.0 cm)             |
| 1  | 가변형 블레이드        | 3" × 10" (7.6 × 25.4 cm)             |
| 1  | 가변형 블레이드        | 2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)              |
| 1  | 가변형 블레이드        | 2" × 10" (5.1 × 25.4 cm)             |
| 1  | 가변형 블레이드        | 4" × 8" (10.2 × 20.3 cm)             |
| 1  | Harrington 블레이드 | 2½" × 8" × 3½" (6.4 × 20.3 × 8.9 cm) |
| 1  | 열균 박스           | 보호 케이스                               |




## Bookwalter 일반외과용 견인기

SKU **RM-BGSR-1**

가격 **\$1,999 USD**

구성품 목록



| 수량 | 구성품             | 치수 / 설명                              |
|----|-----------------|--------------------------------------|
| 1  | 수직 지지대          | 12" (30.5 cm)                        |
| 1  | 수평 바            | 표준형                                  |
| 1  | 지지대 커플러         | 표준형                                  |
| 1  | 수평 플렉스 바        | 직경 1" (2.5 cm)                       |
| 2  | 표준 래치           | 비경사형                                 |
| 6  | 경사 조절형 래치 기구    | 다각도                                  |
| 1  | 타원형 링, 중형       | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)         |
| 1  | 분절형 링, 중형       | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)          |
| 1  | Balfour 블레이드    | 2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)              |
| 2  | Kelly 블레이드      | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)               |
| 1  | Kelly 블레이드      | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)              |
| 1  | Kelly 블레이드      | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)              |
| 1  | Kelly 블레이드      | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | 가단성 블레이드        | 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)              |
| 2  | 가단성 블레이드        | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | 가단성 블레이드        | 1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)             |
| 1  | Harrington 블레이드 | 1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm) |
| 1  | Gelpi 블레이드      | 표준형                                  |
| 1  | 열균 박스           | 보호 케이스                               |



## Thompson 견인기 시스템

SKU RM-TRS-1

가격 \$2,499 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품                          | 치수 / 설명                                                  |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2  | Elite 레일 클램프                 | 22" (55.9 cm) 고정도 측면 레일 마운트                              |
| 1  | 이중 절곡형 암                     | 22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)               |
| 1  | 측면 절곡형 암                     | 19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm), 각도 45° (직경 3/8")        |
| 2  | 측면 절곡형 암                     | 17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm), 각도 45° (직경 3/8")        |
| 1  | 양측 크로스바(원자형)                 | 34" (11 1/2" × 8 1/2" × 11 1/2" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm) |
| 3  | Cam Clip-On                  | 신속 연결식 프레임 슬라이딩 클립                                       |
| 1  | 미세 조절 핸들                     | 정밀 장력 나사가 장착된 10" (25.4 cm) 핸들                           |
| 3  | 턱이 있는 Balfour 블레이드           | 83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm                     |
| 3  | 광폭 Balfour 블레이드              | 교체 가능, 넓은 근육벽을 지지                                        |
| 1  | Harrington (Sweetheart) 블레이드 | 심부 장기 지지용 114 × 254 mm (4 1/2" × 10")                    |
| 9  | Kelly 교체형 블레이드               | 3" × 3 1/2" (7.6 × 8.9 cm) 표준 직각형                        |
| 1  | 가단성 교체형 블레이드 세트              | 25 × 190 mm, 51 × 254 mm, 76 × 254 mm, 102 × 254 mm      |
| 2  | St. Marks 교체형 블레이드           | 같은 턱 가장자리가 있는 51 × 152 mm (2" × 6")                      |
| 1  | 보관함                          | 맞춤형 원통재 수납 홈이 있는 목재 보관 케이스                               |




## Bookwalter 직장/경향문 수술용 견인기

SKU RM-BRTASR-1

가격 \$2,199 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품            | 치수 / 설명                              |
|----|----------------|--------------------------------------|
| 1  | 지지 포스트         | 12" (30 cm)                          |
| 2  | 스테인리스강 포스트 커플러 | 1" × 1" (2.5 cm × 2.5 cm)            |
| 2  | 수평 플렉스 바       | 직경 1" (2.5 cm)                       |
| 1  | 수직 연장 바        | 12" (30 cm)                          |
| 5  | 틸트 래치          | 표준형 다각도                              |
| 1  | 소형 반원형 링       | 내경 8 1/2" (21.3 cm)                  |
| 1  | 분절형 회음부 링      | 9 1/2" × 14 1/2" (23.8 cm × 36.3 cm) |
| 2  | 직장용 블레이드       | 7/8" × 3 3/8" (2.2 cm × 9.7 cm)      |
| 2  | 직장용 블레이드       | 7/8" × 2 1/4" (2.2 cm × 7.2 cm)      |
| 2  | 가단성 블레이드       | 1" × 3 1/2" (2.5 cm × 10 cm)         |
| 2  | 가단성 블레이드       | 1/2" × 4" (1.3 cm × 8.8 cm)          |
| 2  | 가단성 블레이드       | 3/4" × 4" (1.9 cm × 10 cm)           |
| 2  | Deaver 블레이드    | 1" × 3 1/2" (2.5 cm × 8.8 cm)        |
| 1  | 멸균 상자          | 보호 케이스                               |



## Bookwalter 견인기

SKU RM-BR-1

가격 \$1,999 USD

### 구성품 목록

| 수량 | 구성품                        | 치수 / 설명                              |
|----|----------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Bookwalter 지지 포스트          | 12" (30.5 cm)                        |
| 1  | Bookwalter 수평 바            | 표준형                                  |
| 1  | Bookwalter 포스트 커플러         | 표준형                                  |
| 1  | Bookwalter 수평 플렉스 바        | 직경 1" (2.5 cm)                       |
| 2  | Bookwalter 표준형 래치          | 비경사형                                 |
| 5  | Bookwalter 경사 조절형 래치 기구    | 다각도 조절형                              |
| 1  | Bookwalter 타원형 링, 중형       | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)         |
| 1  | Bookwalter 분절형 링, 중형       | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)          |
| 2  | Bookwalter Balfour 블레이드    | 2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)              |
| 1  | Bookwalter Kelly 블레이드      | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)               |
| 1  | Bookwalter Kelly 블레이드      | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)              |
| 1  | Bookwalter Kelly 블레이드      | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)              |
| 1  | Bookwalter Kelly 블레이드      | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | Bookwalter 가단성 블레이드        | 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)              |
| 2  | Bookwalter 가단성 블레이드        | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | Bookwalter Harrington 블레이드 | 1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm) |
| 1  | 목재 보관 상자                   | 구성품 맞춤형 보호 케이스                       |



## Bookwalter 소절개 견인기 시스템

SKU RM-BSIRS-1

가격 \$2,199 USD

### 구성품 목록

| 수량 | 구성품             | 치수 / 설명                                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------|
| 1  | 수직 지지대          | 12" (30 cm) 수직 지지봉                      |
| 1  | 스테인리스강 지지대 커플러  | 1" × 1" (2.5 × 2.5 cm) 고정도 레일 클램프       |
| 1  | 수평 플렉스 바        | 직경 1" (2.5 cm) 다관절 암                    |
| 1  | 소형 원형 일체형 링     | 내경(ID) 8½" (21.3 cm)                    |
| 1  | 소형 타원형 분절 링     | 8½" × 14" (20 × 35 cm) 힌지형 형태 조정 가능 프레임 |
| 6  | 틸트 래치           | 로우 프로파일 기계식 프레임 잠금장치                    |
| 2  | 가변형 블레이드        | 1" × 3½" (2.5 × 12.5 cm)                |
| 2  | 가변형 블레이드        | ¾" × 4" (1.9 × 10 cm)                   |
| 2  | 가변형 블레이드        | 2" × 6" (5 × 15 cm)                     |
| 2  | Deaver 블레이드     | 1" × 3½" (2.5 × 8.8 cm) 곡선형 골반용 블레이드    |
| 2  | Kelly 블레이드      | 2" × 1½" (5 × 3.8 cm) 얇은 직각형 블레이드       |
| 2  | Kelly 블레이드      | 1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm) 직각형 블레이드        |
| 2  | Kelly 블레이드      | 1" × 3" (2.5 × 7.5 cm) 직각형 블레이드         |
| 2  | 심부 갈퀴 블레이드      | 깊이 ¾" × 폭 ¾" (1.9 × 1.7 cm) 다지형 갈퀴      |
| 2  | Richardson 블레이드 | ¾" × 2" (1.9 × 5 cm) 얇은 평평한 립형 블레이드     |
| 2  | Richardson 블레이드 | 1" × 1¼" (2.5 × 3.1 cm) 얇은 평평한 립형 블레이드  |
| 2  | Richardson 블레이드 | ¾" × 1" (1.9 × 2.5 cm) 얇은 평평한 립형 블레이드   |
| 1  | 멸균 박스           | 맞춤형 타공 정리 용기                            |




## Bookwalter StrongArm 기본 일반외과용 견인기 시스템

SKU RM-BSABGRS-1

가격 \$1,499 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                      | 치수 / 설명                              |
|----|--------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 상부 장착형 StrongArm PLUS 홀더 | 높이 조절식 / 관절식                         |
| 1  | 타원형 링, 중형                | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)         |
| 1  | 고강도 레일 클램프               | 수술대 레일 호환                            |
| 4  | 경사 조절 래치 기구              | 다각도 조절                               |
| 1  | Balfour 블레이드             | 2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)              |
| 1  | Harrington 블레이드          | 1" × 5¾" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm) |
| 2  | 가단성 블레이드                 | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | 멸균 박스                    | 보호 케이스                               |



## Bookwalter StrongArm 일반외과용 견인기 시스템

SKU RM-BSAGSRS-1

가격 \$2,199 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                      | 치수 / 설명                              |
|----|--------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 상부 장착형 StrongArm PLUS 홀더 | 높이 조절식 / 관절식                         |
| 1  | 고하중용 레일 클램프              | 수술대 레일 호환                            |
| 2  | 래치 장치                    | 표준 각도 고정형                            |
| 6  | 각도 조절형 래치 장치             | 다각도 조절형                              |
| 1  | 분절형 링                    | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)         |
| 1  | 분절형 링                    | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)          |
| 1  | Balfour 블레이드             | 2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)              |
| 2  | Kelly 블레이드               | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)               |
| 1  | Kelly 블레이드               | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)              |
| 1  | Kelly 블레이드               | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)              |
| 1  | Kelly 블레이드               | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | Harrington 블레이드          | 1" × 5¾" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm) |
| 1  | Gelpi 블레이드               | 표준형                                  |
| 1  | 성형 가능한 블레이드              | 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)              |
| 2  | 성형 가능한 블레이드              | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | 성형 가능한 블레이드              | 1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)             |
| 1  | 멸균 박스                    | 보호 케이스                               |





## 맞춤형 Bookwalter 견인기

SKU RM-CBR-1

가격 \$2,999 USD

### 구성품 목록

| 수량    | 구성품                        | 치수 / 설명                                                                                                                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구성 가능 | 장착 부품(선택 가능 옵션)            | 표준 수술 부위 지지 포스트(12", 18"), 상부 장착형 StrongArm PLUS 홀더, 고하중용 레일 클램프, 포스트 커플러, 수평 바, 수평 플렉스 바, 연장 바                          |
| 구성 가능 | 링 프레임(선택 가능 옵션)            | 일체형 타원형 링, 일체형 원형 링, 분절형 타원형 링, 분절형 원형 링, 반원형 세그먼트, 직선형 링 세그먼트(4", 6", 8"), 노치형 회음부 링                                    |
| 구성 가능 | 래치 메커니즘(선택 가능 옵션)          | 표준 비경사형 래치, 다각도 경사 조절형 래치, 트위스트 래치, 래치 연장 부품, 낮은 높이의 잠금 메커니즘                                                             |
| 구성 가능 | 강성 및 성형 가능한 블레이드(선택 가능 옵션) | Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, 성형 가능한 블레이드, Richardson, Meyerdig, Gelpi, 질 축벽/후벽용, 신장용 Wylie 및 직장용 블레이드, 심부용 갈퀴형 클로 |
| 구성 가능 | 보관 및 포장(선택 가능 옵션)          | 타공형 멸균 박스, 맞춤형 트레이 inser트, 보호용 운송 용기, OEM 자체 브랜드 포장                                                                      |




## 직장/경향문 수술용 액세서리 세트

SKU RM-RTAAS-1

가격 \$499 USD

### 구성품 목록

| 수량 | 구성품         | 치수 / 설명                      |
|----|-------------|------------------------------|
| 2  | 직장용 블레이드    | 7/8" × 2 1/8" (2.2 × 7.2 cm) |
| 2  | 직장용 블레이드    | 7/8" × 3 3/8" (2.2 × 9.7 cm) |
| 1  | 소형 원형 일체형 링 | 내경(ID) 8.5" (21.3 cm)        |
| 1  | 멸균 박스       | 보호 및 정리 보관용 케이스              |



## 소절개용 액세서리 세트

SKU RM-SIAS-1

가격 \$449 USD

### 구성품 목록

| 수량 | 구성품           | 치수 / 설명                    |
|----|---------------|----------------------------|
| 1  | Gelpi 후크 블레이드 | 표준 미세 침단 형태                |
| 1  | Kelly 블레이드    | 1" × 1 1/2" (2.5 × 3.8 cm) |
| 1  | Kelly 블레이드    | 1" × 2 1/2" (2.5 × 6.3 cm) |
| 1  | 소형 원형 일체형 링   | 내경(ID) 8.5" (21.3 cm)      |
| 1  | 멸균 박스         | 전용 정리 보관함                  |




## Bookwalter StrongArm 시스템

SKU **RM-BSA-1**

가격 **\$899 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                          | 처수 / 설명                             |
|----|------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Bookwalter StrongArm 위치 조절 암 | 3관절 위치 조절 시스템 전체 세트                 |
| 1  | 지지 포스트                       | 12" (30 cm) 또는 18" (45 cm) 길이 선택 가능 |



## 스네이크 간 견인기

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

가격 **\$299 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보     | 가격      |
|-------------|-----------------|---------|
| 삼각형 팁 모델    | RM-SLR-TRI-1    | \$299   |
| 위밴드형 팁 모델   | RM-SLR-GB-1     | \$299   |
| 원형 팁 모델     | RM-SLR-CIR-1    | \$299   |
| 후크형 팁 모델    | RM-SLR-HOOK-1   | \$299   |
| 다각형 팁 모델    | RM-SLR-POLY-1   | \$299   |
| 5종 모델 전체 세트 | RM-SLR-SERIES-1 | \$1,399 |



## 5지형 팬 견인기

SKU **RM-FR5F-299-1**

가격 **\$299 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|--------------|---------------|-------|
| 5 mm — 관절형   | RM-FR5F-5A-1  | \$299 |
| 5 mm — 비관절형  | RM-FR5F-5N-1  | \$299 |
| 10 mm — 관절형  | RM-FR5F-10A-1 | \$299 |
| 10 mm — 비관절형 | RM-FR5F-10N-1 | \$299 |



### 3핑거 부채형 견인기

SKU **RM-FR3F-299-1**

가격 **\$299 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|--------------|---------------|-------|
| 5 mm — 관절형   | RM-FR3F-5A-1  | \$299 |
| 5 mm — 비관절형  | RM-FR3F-5N-1  | \$299 |
| 10 mm — 관절형  | RM-FR3F-10A-1 | \$299 |
| 10 mm — 비관절형 | RM-FR3F-10N-1 | \$299 |



### 식도 관절형 견인기

SKU **RM-EAR-299-1**

가격 **\$299 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션  | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|-----------|-------------|-------|
| 5 mm 샤프트  | RM-EAR-5-1  | \$299 |
| 10 mm 샤프트 | RM-EAR-10-1 | \$299 |



### 연 모양 팬 견인기

SKU **RM-KSFR-299-1**

가격 **\$299 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|-----------------|---------------|-------|
| 5 mm — 직선형 샤프트  | RM-KSFR-5S-1  | \$299 |
| 5 mm — 곡선형 샤프트  | RM-KSFR-5C-1  | \$299 |
| 10 mm — 직선형 샤프트 | RM-KSFR-10S-1 | \$299 |
| 10 mm — 곡선형 샤프트 | RM-KSFR-10C-1 | \$299 |



## Iron Intern 단일 암

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

가격 **\$999 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보  | 가격      |
|-------------|--------------|---------|
| 17" 표준형 모델  | RM-IIISA-1-1 | \$999   |
| 22" 표준형 모델  | RM-IIISA-2-1 | \$1,199 |
| 22" 정보 고하중형 | RM-IIISA-3-1 | \$1,299 |
| 22" 듀플렉스형   | RM-IIISA-4-1 | \$1,399 |
| 22" 접이식     | RM-IIISA-5-1 | \$1,499 |
| 26" 표준형 모델  | RM-IIISA-6-1 | \$1,599 |
| 26" 정보 고하중형 | RM-IIISA-7-1 | \$1,699 |



## Iron Intern Hydra 이중 암

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

가격 **\$1,699 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보  | 가격      |
|------------------|--------------|---------|
| 22" 표준형 Hydra 모델 | RM-IIHDA-1-1 | \$1,699 |
| 22" 정보 고하중형      | RM-IIHDA-2-1 | \$1,799 |
| 26" 정보 고하중형      | RM-IIHDA-3-1 | \$1,999 |





## Stieber 늑골 그립 견인기 키트

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

가격 **\$4,999 USD**

### 구성품 목록

| 수량             | 구성품                      | 지수 / 설명                                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 1              | Lees 중앙 플랫폼              | 메인 크로스바를 전용 Hydra Yoke 이중 암 부착 장치에 연결            |
| 1              | Hydra Yoke 이중 암          | 단일 포스트 구성을 양측 접근이 가능한 견고한 이중 암 프레임으로 전환          |
| 1              | 나비너트형 수직 지지대             | 표준 수직 지지 포스트로, 반드시 수술대 왼쪽에 장착해야 함                |
| 1              | V형 홈 수직 지지대              | 이중 고정 방식의 수직 포스트로 프레임의 균형을 유지하고 회전을 방지하여 안정성을 제공 |
| 1              | 2피스 수평 바                 | 상부 흉부/복부 영역을 가로질러 고정되는 고강도 수평 크로스바               |
| 2              | 홈이 있는 3/D Swinger 레일 클램프 | 수직 지지대를 수술대 레일에 직접 단단히 고정                        |
| 1              | Stieber 소형 플랫폼(좌측)       | 좌측 견인기 블레이드의 전진 또는 후진을 유도하는 래치 하우징               |
| 1              | Stieber 소형 플랫폼(우측)       | 우측 견인기 블레이드의 전진 또는 후진을 유도하는 래치 하우징               |
| 1              | Stieber 대형 플랫폼(좌측)       | 좌측 수술 부위에 구조적 지렛대 작용을 제공하는 해부학적 형상의 외측 날개        |
| 1              | Stieber 대형 플랫폼(우측)       | 우측 수술 부위에 구조적 지렛대 작용을 제공하는 해부학적 형상의 외측 날개        |
| 2              | Stieber 회전 핸들            | 래치형 블레이드를 수동으로 전진 또는 후진시키는 삼입형 구동 핸들             |
| 1              | Stieber 니들               | 플랫폼 어셈블리를 단단히 고정하거나 풀 때 사용하는 전용 조절 핀 도구          |
| 2              | Stieber 래치형 블레이드(크기 4A)  | 중간 길이의 고강도 구조용 블레이드(Type A 또는 Type B 핸들과 함께 제공)  |
| 2              | Stieber 래치형 블레이드(크기 5A)  | 길은 형상의 고강도 구조용 블레이드(Type A 또는 Type B 핸들과 함께 제공)  |
| 1              | 보호용 보관함 / 박스             | 표준 고강도 운송 및 보관 케이스                               |
| 기계적 연결 방식      | 블레이드 핸들 옵션               | 가동 범위 세부 사항                                      |
| 고정형 / 영구 핀 구성  | Type A 핸들                | 블레이드 회전을 단일 평면으로만 제한                             |
| 슬롯형 끝단 / 교체 가능 | Type B 핸들                | 다평면에서 자유로운 회전이 가능하며, 들어 올리기 어려운 늑골 견인 거상에 적합     |





### 비익 견인기

SKU **RM-AR-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                  | 가격   |
|-------------|------------------------------|------|
| 비익 견인기      | 전체 길이 15 cm, 블레이드 22 × 13 mm | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장                    | \$29 |



### Allport 유양돌기 견인기

SKU **RM-AMR-1**

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보               | 가격   |
|------------------|---------------------------|------|
| Allport 유양돌기 견인기 | 전체 길이 10.2 cm, 4×4 에리한 갈퀴 | \$59 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 개별 운송용 포장                 | \$59 |



### Arnett Le Fort 상순 견인기

SKU **RM-ALFULR-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션              | SKU / 상세 정보      | 가격   |
|-----------------------|------------------|------|
| Arnett Le Fort 상순 견인기 | 악안면 수술용 상순 노출 기구 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자           | 운송용 개별 포장        | \$49 |



### Aufricht Daniel 비강 견인기

SKU **RM-ADNR-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보                  | 가격   |
|------------------------|------------------------------|------|
| Aufricht Daniel 비강 견인기 | 전체 길이 11 cm, 블레이드 50 × 10 mm | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자            | 개별 운송용 포장                    | \$29 |



### Aufricht 비강 견인기

SKU **RM-ANR-6IN-1**

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보    | 가격    |
|--------------|----------------|-------|
| 흡인관 미포함(표준형) | RM-ANR-6IN-1-1 | \$59  |
| 흡인관 포함형      | RM-ANR-6IN-1-2 | \$199 |



### Aufricht 비강 견인기 - 광섬유형

SKU **RM-ANR-FO-1**

가격 **\$149 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                    | 치수 / 설명                                    |
|----|------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Aufricht 비강 견인기 - 광섬유형 | 길이 6 ¼" (15.9 cm), 7.0 mm 오목형 블레이드, 광섬유 다발 |
| 1  | 범용 라이트 가이드 어댑터         | 표준 수술실 광섬유 케이블과 호환                         |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자            | 표준 운송용 포장                                  |



### Aufricht Walter 비강 견인기

SKU **RM-AWNR-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보                       | 가격   |
|------------------------|-----------------------------------|------|
| Aufricht Walter 비강 견인기 | 전체 길이 13.5 cm, 42 × 7 mm 양단형 블레이드 | \$69 |
| 보호 슬리브 / 상자            | 개별 운송용 포장                         | \$69 |



### Austin 조직 및 볼 견인기

SKU **RM-ATCR-1**

가격 **\$45 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|-------------------|----------------|------|
| Austin 조직 및 볼 견인기 | 소형 직각 구강 내 견인기 | \$45 |
| 보호 슬리브 / 상자       | 운송용 개별 포장      | \$45 |



### Awty 하악과두경 견인기

SKU **RM-ACNR-1**

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                | 가격   |
|----------------|----------------------------|------|
| Awty 하악과두경 견인기 | 전체 길이 22 cm, 곡선형 하악과두 블레이드 | \$59 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 개별 운송 포장                   | \$59 |



### Barsky 비강 견인기

SKU **RM-BNR-1**

가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                         | 가격   |
|---------------|-------------------------------------|------|
| Barsky 비강 견인기 | 길이 3 3/4" (9.5 cm), 10 × 55 mm 블레이드 | \$64 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 개별 운송용 포장                           | \$64 |



### Bauer 하악절흔 구강 내 견인기

SKU **RM-BSNIOR-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                   | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|----------------------------|---------------|-------|
| 라이트 가이드 미포함(좌측형 또는 우측형)    | RM-BSNIOR-1-1 | \$79  |
| 광섬유 라이트 가이드 포함(좌측형 또는 우측형) | RM-BSNIOR-1-2 | \$149 |



### Bellucci 이내 견인기

SKU **RM-BER-1**

가격 **\$174 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|-------------------------|-------------|-------|
| 2개의 둔한 치형이 있는 솔리드 블레이드  | RM-BER-1-1  | \$174 |
| 2개의 예리한 치형이 있는 솔리드 블레이드 | RM-BER-1-2  | \$174 |



## Bishop 입술 및 볼 견인기

SKU RM-BLCR-1

가격 \$24 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보                   | 가격   |
|-------------------|-------------------------------|------|
| Bishop 입술 및 볼 견인기 | 전체 길이 13.5 cm, 27 mm 양단형 블레이드 | \$24 |
| 보호 슬리브 / 상자       | 개별 운송용 포장                     | \$24 |



## Bose 기관 견인기

SKU RM-BOTR-1

가격 \$29 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 좌측형      | RM-BOTR-1-1 | \$29 |
| 우측형      | RM-BOTR-1-2 | \$29 |



## Bose 스프링형 기관 견인기

SKU RM-BTR-ST-1

가격 \$59 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                  | 가격   |
|------------------|------------------------------|------|
| Bose 스프링형 기관 견인기 | 전체 길이 7 cm, 스프링 작동식 곡선형 블레이드 | \$59 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 개별 운송용 포장                    | \$59 |



## Bremerich 하악 채널 견인기

SKU RM-BMCR-1

가격 \$44 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 18 cm    | RM-BMCR-1-1 | \$44 |
| 22.5 cm  | RM-BMCR-1-2 | \$49 |



## Cerkes 양단 비강 견인기

SKU RM-CDENR-1

가격 \$69 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|------------------------|--------------|------|
| 소형(10×7 mm & 15×7 mm)  | RM-CDENR-1-1 | \$69 |
| 대형(30×8 mm & 35×10 mm) | RM-CDENR-1-2 | \$74 |



## Cerkes 추 장착형 비강 견인기 - Gruber 비주 견인기

SKU RM-CNRW-1

가격 \$79 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                     | SKU / 상세 정보                          | 가격   |
|------------------------------|--------------------------------------|------|
| Cerkes / Gruber 추 장착형 비주 견인기 | 정밀하게 보정된 구형 추가 장착된 해부학적 윤곽의 후크형 블레이드 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자                  | 개별 운송 포장                             | \$79 |


**창상·볼 겸용 견인기**

SKU **RM-CWCR-1**

가격 **\$69 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보         | 가격   |
|-------------|---------------------|------|
| 창상·볼 겸용 견인기 | 양단형 구강 및 창상 견인기 — 1 | \$69 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장 — 1       | \$69 |


**하악과두 견인기**

SKU **RM-CONDR-1**

가격 **\$44 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|---------------|--------------|------|
| 8 mm × 27 mm  | RM-CONDR-1-1 | \$44 |
| 10 mm × 44 mm | RM-CONDR-1-2 | \$49 |


**Converse 양단형 비익 견인기**

SKU **RM-CARDE-1**

가격 **\$49 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|-------------|--------------|------|
| 10 mm 폭 개구부 | RM-CARDE-1-1 | \$49 |
| 14 mm 폭 개구부 | RM-CARDE-1-2 | \$54 |



## Converse 비강 견인기

SKU RM-CNR-45-1

가격 \$69 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션   | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|------------|---------------|-------|
| 광섬유 조명 미포함 | RM-CNR-45-1-1 | \$69  |
| 광섬유 조명 포함  | RM-CNR-45-1-2 | \$209 |



## Converse 비강 견인기, 10 cm

SKU RM-CNR-10CM-1

가격 \$14 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|---------------|-----------------|------|
| 10 mm × 16 mm | RM-CNR-10CM-1-1 | \$14 |
| 12 mm × 30 mm | RM-CNR-10CM-1-2 | \$19 |
| 12 mm × 40 mm | RM-CNR-10CM-1-3 | \$24 |
| 12 mm × 50 mm | RM-CNR-10CM-1-4 | \$29 |



## Cottle 비익 견인기 / 후크

SKU RM-CANR-1

가격 \$44 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                              | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|---------------------------------------|-------------|------|
| 볼 좌측형 — 길이 14.0 cm, 폭 10 mm, 좌측 볼 갈고리 | RM-CANR-1-1 | \$44 |
| 볼 우측형 — 길이 14.0 cm, 폭 10 mm, 우측 볼 갈고리 | RM-CANR-1-2 | \$44 |



### Cottle 비강 견인기 - 4개 둔성 갈퀴

SKU RM-CNR4BP-1

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                 | SKU / 상세 정보                             | 가격   |
|--------------------------|-----------------------------------------|------|
| Cottle 비강 견인기 - 4개 둔성 갈퀴 | 길이 6" (15.0 cm), 갈퀴 폭 10.0 mm, 둔성 갈퀴 4개 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자              | 개별 운송용 포장                               | \$44 |




### Cottle 2발 갈고리 견인기

SKU RM-CRH2P-1

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                   | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|----------------------------|--------------|------|
| 볼형 팁 — 길이 6 3/4", 폭 12 mm  | RM-CRH2P-1-1 | \$49 |
| 예리한 팁 — 길이 6 3/4", 폭 12 mm | RM-CRH2P-1-2 | \$49 |



### Cronin 볼 견인기

SKU RM-CCR-ORAL-1

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보                    | 가격   |
|--------------|--------------------------------|------|
| Cronin 볼 견인기 | 전체 길이 16 cm, 폭 19 mm의 곡선형 블레이드 | \$24 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 개별 운송용 포장                      | \$24 |



### Cronin 입술 및 콧구멍 견인기

SKU RM-CLNR-1

가격 \$49 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션            | SKU / 상세 정보                      | 가격   |
|---------------------|----------------------------------|------|
| Cronin 입술 및 콧구멍 견인기 | 전체 길이 6" (15.2 cm), 폭 14 mm, 양단형 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자         | 운송용 개별 포장                        | \$49 |



### Dumbach 하악 채널형 견인기

SKU RM-DMCR-1

가격 \$49 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------------|-------------|------|
| 좌측 만곡형 — 23 cm | RM-DMCR-1-1 | \$49 |
| 우측 만곡형 — 23 cm | RM-DMCR-1-2 | \$49 |



### Dunn Dautrey 측방 견인기

SKU RM-DDLR-135-1

가격 \$29 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션            | SKU / 상세 정보               | 가격   |
|---------------------|---------------------------|------|
| Dunn Dautrey 측방 견인기 | 전체 길이 13.5 cm, 각진 측방 블레이드 | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자         | 운송용 개별 포장                 | \$29 |



## Fisch 관절형 견인기

SKU **RM-FRWJ-1**

가격 **\$109 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                    | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|-----------------------------|-------------|-------|
| 우측 2개 치형 / 좌측 톱니형 판 — 17 cm | RM-FRWJ-1-1 | \$109 |
| 좌측 2개 치형 / 우측 톱니형 판 — 17 cm | RM-FRWJ-1-2 | \$109 |



## 유연형 넥 견인기

SKU **RM-FNR-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|--------------------|-------------|------|
| 2갈래형 — 예리형 또는 둔형 팁 | RM-FNR-1-1  | \$29 |
| 3갈래형 — 예리형 또는 둔형 팁 | RM-FNR-1-2  | \$34 |
| 4갈래형 — 예리형 또는 둔형 팁 | RM-FNR-1-3  | \$39 |



## Fomon 견인기

SKU **RM-FMR-17-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                              | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|---------------------------------------|---------------|------|
| 표준형 — 길이 17 cm, 5 × 10 mm 볼 팁, 스테인리스강 | RM-FMR-17-1-1 | \$44 |
| 절연형 — 길이 17 cm, 5 × 10 mm 볼 팁, 유전체 코팅 | RM-FMR-17-1-2 | \$54 |



### Gerbault Tebbett's 흡인 견인기

SKU **RM-GTSR-1**

가격 **\$209 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                      | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|
| 14 cm — 흡인 견인기                                | RM-GTSR-1-1 | \$194 |
| 18 cm — 흡인 견인기 — 표준형                          | RM-GTSR-1-2 | \$209 |
| 흡인 및 광섬유 겸용 구성 — 3공 팁, 흡인 라인 및 광섬유 번들을 갖춘 견인기 | RM-GTSR-1-3 | \$209 |



### Gifford-Jansen 견인기

SKU **RM-GJR-115-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|---------------------------|----------------|------|
| 3×3 갈퀴 배열 — 예리한 팁 또는 무딘 팁 | RM-GJR-115-1-1 | \$84 |
| 4×4 갈퀴 배열 — 예리한 팁 또는 무딘 팁 | RM-GJR-115-1-2 | \$89 |



### Goodyear 구개수 견인기

SKU **RM-GUR-18-1**

가격 **\$34 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                             | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|--------------------------------------|---------------|------|
| 6 1/4 in (15.9 cm)                   | RM-GUR-18-1-1 | \$26 |
| 7 3/8 in (18.7 cm) — 표준형, 15 mm 블레이드 | RM-GUR-18-1-2 | \$34 |


**Green 감상선 견인기**

SKU **RM-GTR-223-1**

가격 **\$44 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                                  | 가격   |
|---------------|----------------------------------------------|------|
| Green 감상선 견인기 | 전체 길이 22.3 cm, 만곡형 개방형 와이어 루프 블레이드, 링 핸들 — 1 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 운송용 개별 포장 — 1                                | \$44 |


**Gruber 코성형 견인기**

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

가격 **\$89 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**


| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                 | 가격   |
|----------------|-----------------------------|------|
| Gruber 코성형 견인기 | 폭 10 mm 이중 후크 구성, 평형 핸들 — 1 | \$89 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 개별 운송용 포장 — 1               | \$89 |


**Hajek 협부 견인기**

SKU **RM-HCR-175-1**

가격 **\$24 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보                             | 가격   |
|--------------|-----------------------------------------|------|
| Hajek 협부 견인기 | 전체 길이 17.5 cm, 비외상성 협부 블레이드, 컴포트 그립 — 1 | \$24 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 개별 운송 포장 — 1                            | \$24 |



### Hargis 체인 부착형 근돌기 견인기

SKU **RM-HCRWC-1**

가격 **\$49 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품            | 처수 / 설명                         |
|----|----------------|---------------------------------|
| 1  | Hargis 근돌기 견인기 | 전체 길이 19 cm, 홈이 있는 근돌기 블레이드 — 1 |
| 1  | 일체형 견인 체인      | 20 cm 고강도 스테인리스강 링크 체인 — 1      |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자    | 운송용 개별 포장 — 1                   |



### Hargis 하악체 견인기

SKU **RM-HMBR-17-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                 | 가격   |
|----------------|-----------------------------|------|
| Hargis 하악체 견인기 | 전체 길이 17 cm, 13 mm 후크 팁 — 1 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 개별 운송 포장 — 1                | \$44 |



### Hargis 하악지 내측 견인기

SKU **RM-HMRR-1**

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|------------------------|-------------|------|
| 좌향형 — 7 3/4" (19.7 cm) | RM-HMRR-1-1 | \$59 |
| 우향형 — 7 3/4" (19.7 cm) | RM-HMRR-1-2 | \$59 |



### Helms 견인기

SKU **RM-HLR-11-1**

가격 **\$109 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                            | 가격    |
|-------------|----------------------------------------|-------|
| Helms 견인기   | 전체 길이 11 cm, 매끄럽고 끝이 무딘 갈래 2개, 나사 잠금장치 | \$109 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장                              | \$109 |



### Henahan 견인기

SKU **RM-HNHR-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                    | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------------------|-------------|------|
| 17 cm (약 6.7") — 2호 둔성 블레이드 | RM-HNHR-1-1 | \$44 |
| 20 cm (약 7.9") — 2호 둔성 블레이드 | RM-HNHR-1-2 | \$49 |



### Henner 이내 견인기

SKU **RM-HER-475-1**

가격 **\$189 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보    | 가격    |
|---------------------------|----------------|-------|
| 4 1/2 in (11.4 cm)        | RM-HER-475-1-1 | \$179 |
| 4 3/4 in (12.06 cm) — 표준형 | RM-HER-475-1-2 | \$189 |



### House 수동 견인기

SKU **RM-HHR-6IN-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보                                  | 가격   |
|--------------|----------------------------------------------|------|
| House 수동 견인기 | 길이 6" (15.24 cm), 5×16 mm & 9×25 mm 양단형 블레이드 | \$69 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 개별 운송 포장                                     | \$69 |



### Jackson 기관 견인기

SKU **RM-JTR-14-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                           | 가격   |
|----------------|---------------------------------------|------|
| Jackson 기관 견인기 | 전체 길이 14 cm, 8.0 mm의 각진 예리한 팁, 평면 손잡이 | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 운송용 개별 포장                             | \$29 |




### Jackson 기관 견인기-양단형

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보                   | 가격   |
|--------------------|-------------------------------|------|
| Jackson 기관 견인기-양단형 | 전체 길이 17 cm, 가늘고 곡선형인 양단 블레이드 | \$39 |
| 보호 슬리브 / 상자        | 운송용 개별 포장                     | \$39 |



### Jansen 유양돌기 견인기

SKU **RM-JMR-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 3"       | RM-JMR-1-1  | \$69 |
| 3 ¼"     | RM-JMR-1-2  | \$74 |
| 3 ½"     | RM-JMR-1-3  | \$79 |
| 4"       | RM-JMR-1-4  | \$84 |
| 4 ¼"     | RM-JMR-1-5  | \$89 |
| 4 ½"     | RM-JMR-1-6  | \$94 |



### Jolls Friedman 자가 유지형 견인기

SKU **RM-JFSRR-1**

가격 **\$94 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보                                     | 가격   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------|
| Jolls Friedman 자가 유지형 견인기 | 치수 / 세부 사항: 길이 6" (15.24 cm), 유창형 곡선 조, 나사 잠금장치 | \$94 |
| 보호 슬리브 / 상자               | 치수 / 세부 사항: 개별 운송 포장                            | \$94 |



### Kreidler 연조직 견인기

SKU **RM-KSTR-21-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                                               | 가격   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| Kreidler 연조직 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 21 cm, 5 × 20 mm 크기의 넓은 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 치수 / 상세 정보: 개별 운송용 포장 · 포함 수량: 1                          | \$44 |



## Lahey 갑상선 견인기

SKU **RM-LTR-203-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                                                             | 가격   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Lahey 갑상선 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 20.3 cm (8"), 조직 이탈 방지 턱이 있는 25 mm 직각 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 치수 / 상세 정보: 개별 운송용 포장 · 포함 수량: 1                                        | \$49 |



## Levasseur Merrill 견인기

SKU **RM-LMR-25-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션              | SKU / 상세 정보                                                     | 가격   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Levasseur Merrill 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 25 cm, 12.5 / 27 mm 골절단술용 채널형 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$69 |
| 보호 슬리브 / 상자           | 치수 / 상세 정보: 개별 운송 포장 · 포함 수량: 1                                 | \$69 |




## Levasseur Merrill 광섬유 견인기

SKU **RM-LMR-FO-1**

가격 **\$139 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                       | 치수 / 설명                                                        |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Levasseur Merrill 광섬유 견인기 | 치수 / 상세 정보: 길이 25 cm, 12.5 / 27 mm 블레이드, 조명용 광섬유 다발 · 포함 수량: 1 |
| 1  | 범용 광원 케이블 어댑터             | 치수 / 상세 정보: 표준 수술실 광원 케이블에 연결 · 포함 수량: 1                       |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자               | 치수 / 상세 정보: 표준 운송용 포장 · 포함 수량: 1                               |


**입술 및 볼 견인기**

SKU **RM-LCR-26-1**

가격 **\$49 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                                      | 가격   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 입술 및 볼 견인기  | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 26 cm, 조직 손상을 최소화하는 곡선형 블레이드, 평면 핸들 · 포함 수량: 1 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 치수 / 상세 정보: 개별 운송 포장 · 포함 수량: 1                                  | \$49 |


**Lothrop 목젖 견인기**

SKU **RM-LUR-1**

가격 **\$44 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 17 cm    | RM-LUR-1-1  | \$44 |
| 25 cm    | RM-LUR-1-2  | \$49 |


**Love 구개수 견인기**

SKU **RM-LUR-17-1**

가격 **\$59 USD**
**사용 가능한 사이즈 및 가격**

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|--------------|---------------|------|
| 18 mm 폭 블레이드 | RM-LUR-17-1-1 | \$59 |
| 20 mm 폭 블레이드 | RM-LUR-17-1-2 | \$64 |



## Luer S 기관 견인기

SKU **RM-LSTR-1**

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 10 cm    | RM-LSTR-1-1 | \$24 |
| 13 cm    | RM-LSTR-1-2 | \$29 |
| 14 cm    | RM-LSTR-1-3 | \$34 |



## Lukens 기관 견인기

SKU **RM-LTR-634-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                                                             | 가격   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Lukens 기관 견인기 | 치수 / 상세 정보: 길이 6 3/4" (17.1 cm), 10 mm 곡선형 및 7 mm 각진 양단 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 치수 / 상세 정보: 개별 운송용 포장 · 포함 수량: 1                                        | \$79 |



## 하악 채널 견인기

SKU **RM-MCR-17-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                         | 가격   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|
| 하악 채널 견인기   | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 17 cm, 폭 8 mm 채널형 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 치수 / 상세 정보: 개별 운송용 포장 · 포함 수량: 1                    | \$29 |





### Martin-Simplex 볼 및 입술 견인기

SKU **RM-MSCLR-1**

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|--------------------|--------------|------|
| 10 cm              | RM-MSCLR-1-1 | \$24 |
| 4 ½ inches / 11 cm | RM-MSCLR-1-2 | \$29 |



### McBurney 갑상선 견인기

SKU **RM-MTR-19-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                    | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|-----------------------------|---------------|------|
| 표준형 — 7.5 in, 16x10 mm 블레이드 | RM-MTR-19-1-1 | \$49 |



### McCabe 상악동 견인기

SKU **RM-MAR-658-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|----------------|----------------|------|
| 표준형 — 6 5/8 in | RM-MAR-658-1-1 | \$99 |



### 하악지 내측 및 안와연 견인기

SKU **RM-MRORR-29-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                                            | 가격   |
|------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 하악지 내측 및 안와연 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 29 cm, 해부학적 곡선형 두개안면 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 치수 / 상세 정보: 개별 운송 포장 · 포함 수량: 1                        | \$49 |



### 하악지 내측 견인기

SKU **RM-MRR-195-1**

가격 **\$99 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품         | 치수 / 설명                                                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 좌측용 모델      | 전체 길이: 19.5 cm · 주요 임상 용도: 좌측 시상분할골절단술 시 내측 연조직 보호 · 가격(USD): \$99.00 |
| 1  | 우측용 모델      | 전체 길이: 19.5 cm · 주요 임상 용도: 우측 시상분할골절단술 시 내측 연조직 보호 · 가격(USD): \$99.00 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자 | 전체 길이: 표준 운송 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                           |



### 손가락 링형 Millard Cottle 견인기

SKU **RM-MCRFR-1**

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보                                    | 가격   |
|---------------------------|------------------------------------------------|------|
| 손가락 링형 Millard Cottle 견인기 | 길이 5.5 cm, 5 × 12 mm 크기의 날카로운 2갈고리 블레이드, 손가락 링 | \$24 |
| 보호 슬리브 / 상자               | 운송용 개별 포장                                      | \$24 |



### Minnesota 견인기

SKU **RM-MNR-55-1**

가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|---------------|---------------|------|
| 표준형(흡인 기능 없음) | RM-MNR-55-1-1 | \$39 |
| 흡인관 부착형       | RM-MNR-55-1-2 | \$49 |



### Mollison 전구개궁 견인기

SKU **RM-MAPR-22-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보                                  | 가격   |
|-------------------|----------------------------------------------|------|
| Mollison 전구개궁 견인기 | 전체 길이 22 cm, 폭이 좁은 10 mm 블레이드 2개, 각도가 있는 손잡이 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자       | 개별 운송용 포장                                    | \$44 |



### Mollison 견인기

SKU **RM-MLR-155-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보                        | 가격   |
|--------------|------------------------------------|------|
| Mollison 견인기 | 전체 길이 15.5 cm, 4×4 예리한 갈퀴, 래치 잠금장치 | \$99 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 개별 운송용 포장                          | \$99 |



### 점막골막 견인기

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                            | 가격   |
|-------------|----------------------------------------|------|
| 점막골막 견인기    | 곡선형 비외상성 블레이드와 평면 손잡이를 갖춘 수동식 구강 내 견인기 | \$54 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장                              | \$54 |



### 비부 피부 견인기

SKU **RM-NSR-6IN-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                  | 가격   |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| 비부 피부 견인기   | 전체 길이 6" (15 cm), 폭 16 mm 곡선형 블레이드, 인체공학적 핸들 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송용 포장                                    | \$44 |




### Neivert 나이프 가이드 겸용 견인기

SKU **RM-NKGR-1**

가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------------|-------------|------|
| 소형 — 6 3/4 in  | RM-NKGR-1-1 | \$39 |
| 표준형 — 7 3/4 in | RM-NKGR-1-2 | \$44 |



### Obwegeser 치조 견인기

SKU **RM-OAR-22-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                     | 가격   |
|------------------|---------------------------------|------|
| Obwegeser 치조 견인기 | 전체 길이 22 cm, 노치가 있는 곡선형 치조 블레이드 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 개별 운송 포장                        | \$49 |



### Obwegeser 턱끝 견인기

SKU **RM-OCR-16-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                    | 가격   |
|------------------|--------------------------------|------|
| Obwegeser 턱끝 견인기 | 전체 길이 16 cm, 곡선형 안장 모양 턱끝 블레이드 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 개별 운송용 포장                      | \$44 |




### Obwegeser 하악골 채널 견인기

SKU **RM-OMCR-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------|-------------|------|
| 8 mm 채널 크기  | RM-OMCR-1-1 | \$44 |
| 10 mm 채널 크기 | RM-OMCR-1-2 | \$49 |




### Obwegeser 하악골연 견인기

SKU **RM-OMRR-20-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보                | 가격   |
|--------------------|----------------------------|------|
| Obwegeser 하악골연 견인기 | 전체 길이 20 cm, 만곡형 하악골연 블레이드 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자        | 운송용 개별 포장                  | \$49 |




### Obwegeser 비극 견인기

SKU **RM-ONSR-22-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                 | 가격   |
|------------------|-----------------------------|------|
| Obwegeser 비극 견인기 | 전체 길이 22 cm, 홈이 있는 비극용 블레이드 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 개별 운송 포장                    | \$49 |



### Obwegeser 하악지 견인기

SKU **RM-ORR-22-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보                    | 가격   |
|-------------------|--------------------------------|------|
| Obwegeser 하악지 견인기 | 전체 길이 22 cm, 해부학적 곡선의 하악지 블레이드 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자       | 개별 운송 포장                       | \$49 |




### Obwegeser 연조직 견인기

SKU **RM-OSTR-1**

가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보            | 가격   |
|-------------------|------------------------|------|
| Obwegeser 연조직 견인기 | 전체 길이 8 3/4" (22.2 cm) | \$39 |
| 보호 슬리브 / 상자       | 운송용 개별 포장              | \$39 |



### Orringer 볼 견인기

SKU **RM-OCR-4IN-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                                    | 가격   |
|----------------|------------------------------------------------|------|
| Orringer 볼 견인기 | 길이 4" (10.16 cm), 너비 3" (8 cm), 자가 유지형 스프링 와이어 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 운송용 개별 포장                                      | \$49 |




### Paparella-Weitlaner 자가유지형 견인기

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보                                             | 가격   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| Paparella-Weitlaner 자가유지형 견인기 | 전체 길이 5" (12.7 cm), 2x2 갈고리(13 mm), 벌림 폭 33 mm, 래치 잠금장치 | \$89 |
| 보호 슬리브 / 상자                   | 개별 운송용 포장                                               | \$89 |



### Petri 구강 내 익돌부 견인기

SKU **RM-PPIOR-23-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보                     | 가격   |
|--------------------|---------------------------------|------|
| Petri 구강 내 익돌부 견인기 | 전체 길이 23 cm, 폭 25.5 mm 익돌부 블레이드 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자        | 운송용 개별 포장                       | \$79 |



### Petri 광섬유 조명형 구강 내 익돌부 견인기

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

가격 **\$149 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                        | 치수 / 설명                             |
|----|----------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Petri 광섬유 조명형 구강 내 익돌부 견인기 | 길이 23 cm, 폭 25.5 mm 블레이드, 광섬유 조명 다발 |
| 1  | 범용 광원 케이블 어댑터              | 표준 수술실 광원 케이블에 연결                   |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자                | 표준 운송용 포장                           |



### 이상구 변연 견인기

SKU **RM-PRR-17-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                    | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|-----------------------------|---------------|------|
| 소형 — 17 cm                  | RM-PRR-17-1-1 | \$44 |
| 표준형 — 18.5 cm, 45×7 mm 블레이드 | RM-PRR-17-1-2 | \$49 |



## Plester 자가유지형 견인기

SKU RM-PSRR-109-1

가격 \$109 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                      | SKU / 상세 정보     | 가격    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 분리형 표준 모델 — 4", 5" (약 11 cm), 반예리형 미세 갈퀴, 좌측 또는 우측 막힌 판형 블레이드 | RM-PSRR-109-1-1 | \$109 |
| 초미세 2:2 갈퀴 모델 — 11 cm 또는 13 cm, 비대칭 2×2 초미세 갈퀴 배열             | RM-PSRR-109-1-2 | \$109 |
| 비대칭 좌측 3갈퀴 모델 — 13 cm, 좌측 반예리형 갈퀴 3개와 우측 매끄러운 블레이드            | RM-PSRR-109-1-3 | \$109 |



## 하악지 견인기

SKU RM-RR-MAX-1

가격 \$69 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                     | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|------------------------------|---------------|------|
| 소형 — 17 cm, 11/15×70 mm 블레이드 | RM-RR-MAX-1-1 | \$59 |
| 표준형 — 22 cm, 11×70 mm 블레이드   | RM-RR-MAX-1-2 | \$69 |
| 대형 — 22 cm, 12/22×70 mm 블레이드 | RM-RR-MAX-1-3 | \$79 |



## Reich 과두 견인기

SKU RM-RCR-1

가격 \$49 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|---------------------------|-------------|------|
| 전장 18 cm — 80° 또는 110° 형상 | RM-RCR-1-1  | \$49 |
| 전장 19 cm — 80° 또는 110° 형상 | RM-RCR-1-2  | \$59 |



### Sailer 비배부 견인기

SKU **RM-SNBR-235-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                              | 가격   |
|----------------|------------------------------------------|------|
| Sailer 비배부 견인기 | 전체 길이 23.5 cm, 15-20 mm × 50 mm 곡선형 블레이드 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 개별 운송용 포장                                | \$49 |



### Sailer 비극 견인기

SKU **RM-SNSR-49-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                      | 가격   |
|---------------|----------------------------------|------|
| Sailer 비극 견인기 | 홈이 있는 비극용 블레이드와 평면 핸들을 갖춘 수동 견인기 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 개별 운송 포장                         | \$49 |



### Sailer 연조직 견인기

SKU **RM-SSTR-15-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                   | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|----------------------------|----------------|------|
| 소형 — 15 cm, 7×25 mm 블레이드   | RM-SSTR-15-1-1 | \$39 |
| 표준형 — 15 cm, 10×35 mm 블레이드 | RM-SSTR-15-1-2 | \$44 |
| 중대형 — 15 cm, 12×55 mm 블레이드 | RM-SSTR-15-1-3 | \$49 |
| 대형 — 15 cm, 14×70 mm 블레이드  | RM-SSTR-15-1-4 | \$54 |
| 특대형 — 15 cm, 16×80 mm 블레이드 | RM-SSTR-15-1-5 | \$59 |



### Salzburg 하악과두경 견인기

SKU **RM-SCNR-225-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                            | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| 우측용 모델 — 길이 22.5 cm, 우측 만곡 과두경 블레이드 | RM-SCNR-225-1-1 | \$49 |
| 좌측용 모델 — 길이 22.5 cm, 좌측 만곡 과두경 블레이드 | RM-SCNR-225-1-2 | \$49 |



### Salzburg 하악골 하연 견인기

SKU **RM-SMRR-23-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션            | SKU / 상세 정보                   | 가격   |
|---------------------|-------------------------------|------|
| Salzburg 하악골 하연 견인기 | 전체 길이 23 cm, 곡선형 하악골 하연용 블레이드 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자         | 개별 운송 포장                      | \$49 |



### Salzburg 연조직 견인기

SKU **RM-SSSTR-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                 | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|--------------------------|--------------|------|
| 13 cm 모델 — 매끄러운 단일단 블레이드 | RM-SSSTR-1-1 | \$44 |
| 14 cm 모델 — 매끄러운 단일단 블레이드 | RM-SSSTR-1-2 | \$49 |



## Schuknecht Fisch 견인기

SKU **RM-SFR-13-1**

가격 **\$114 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                       | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|------------------------------------------------|---------------|-------|
| 2개 톱니(2:2 배열) — 길이 13 cm, 반예리형<br>2:2 갈고리, 분리형 | RM-SFR-13-1-1 | \$114 |
| 3개 톱니(3:3 배열) — 길이 13 cm, 반예리형<br>3:3 갈고리, 분리형 | RM-SFR-13-1-2 | \$124 |




## 광섬유 가이드 장착 Shea 견인기

SKU **RM-SRFOG-22-1**

가격 **\$139 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                 | 치수 / 설명                                     |
|----|---------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 광섬유 가이드 장착 Shea 견인기 | 길이 22 cm, 블레이드 폭 14.5 mm, 일체형 조명용<br>광섬유 다발 |
| 1  | 범용 조명 케이블 어댑터       | 표준 수술실 광섬유 케이블에 연결                          |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자         | 표준 운송용 포장                                   |



## Sheen 각형 비강 견인기

SKU **RM-SNRA-65-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                                      | 가격   |
|-----------------|--------------------------------------------------|------|
| Sheen 각형 비강 견인기 | 전체 길이 6 1/2" (165 mm), 10 mm<br>비천공 블레이드, 각형 프레임 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 개별 운송 포장                                         | \$49 |



### 하악절흔 견인기

SKU **RM-SNR-22-1**

가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                 | 가격   |
|-------------|---------------------------------------------|------|
| 하악절흔 견인기    | 전체 길이 22 cm, 9.5 / 16 mm 오목형 블레이드, 완전히 굽힌 팁 | \$64 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장                                   | \$64 |



### 광섬유 가이드 일체형 하악절흔 견인기

SKU **RM-SNRFOG-22-1**

가격 **\$139 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                  | 치수 / 설명                            |
|----|----------------------|------------------------------------|
| 1  | 광섬유 가이드 일체형 하악절흔 견인기 | 길이 22 cm, 9.5 / 16 mm 블레이드, 광섬유 채널 |
| 1  | 범용 광원 케이블 어댑터        | 표준 수술실 광섬유 케이블에 연결                 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자          | 표준 운송용 포장                          |



### Sistrunk 견인기

SKU **RM-STR-153-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보                                | 가격   |
|--------------|--------------------------------------------|------|
| Sistrunk 견인기 | 전체 길이 15.3 cm, ⅜"(9.5 mm) 양단형 블레이드, 평평한 핸들 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 개별 운송용 포장                                  | \$49 |



### Snitman 자가유지형 이내 견인기

SKU **RM-SSER-108-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보                        | 가격   |
|----------------------|------------------------------------|------|
| Snitman 자가유지형 이내 견인기 | 전체 길이 10.8 cm, 3×3 예리한 갈퀴, 래치 잠금장치 | \$99 |
| 보호 슬리브 / 상자          | 개별 운송용 포장                          | \$99 |



### Sternberg 양단 견인기

SKU **RM-SDER-1**

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|------------------------------------------|-------------|------|
| 14 cm 기본형 — 서로 반대 방향을 향하는 U자형 와이어 양단     | RM-SDER-1-1 | \$24 |
| 37 cm 장거리 접근형 — 서로 반대 방향을 향하는 U자형 와이어 양단 | RM-SDER-1-2 | \$34 |




### 회전 링 비강 견인기

SKU **RM-SRNR-11-1**

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                         | 가격   |
|-------------|-------------------------------------|------|
| 회전 링 비강 견인기 | 전체 길이 11 cm, 폭 8 mm 블레이드, 360° 회전 링 | \$59 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장                           | \$59 |



## Terry 비강 견인기

SKU **RM-TNR-6IN-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보                                 | 가격   |
|--------------|---------------------------------------------|------|
| Terry 비강 견인기 | 전체 길이 6" (152 mm), 5 × 46 mm 블레이드, 인체공학적 핸들 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 개별 운송 포장                                    | \$44 |



## Tessier 가변형 리본 견인기

SKU **RM-TMRR-22-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                                        | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 좁은 폭 블레이드 — 길이 22 cm, 좁은 폭의 가변형 주걱 — 안와저 탐색, 내안각 접근, 소아 두개안면 수술                 | RM-TMRR-22-1-1 | \$44 |
| 중간 폭 블레이드 — 길이 22 cm, 중간 폭의 가변형 주걱 — 표준 안와연 노출, 관골궁 및 상악골 절골술                   | RM-TMRR-22-1-2 | \$44 |
| 넓은 폭 블레이드 — 길이 22 cm, 넓은 폭의 가변형 주걱 — 광범위한 전두부 피판 거상, 관상 접근 및 안구 보호              | RM-TMRR-22-1-3 | \$44 |
| 3종 세트 패키지 — 좁은 폭, 중간 폭 및 넓은 폭 통합 구성 — 모든 안면골 접근 경로에 대응하는 두개안면용 가변형 기구 전체 트레이 세트 | RM-TMRR-22-1-4 | \$94 |



## 기관 후크/견인기

SKU **RM-THR-6IN-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션            | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|---------------------|----------------|------|
| 표준형 — 6 in, 15.2 cm | RM-THR-6IN-1-1 | \$29 |
| 대형 — 7 in, 18 cm    | RM-THR-6IN-1-2 | \$34 |
| 특대형 — 7.5 in, 19 cm | RM-THR-6IN-1-3 | \$39 |



## Wassmund 연조직 견인기

SKU RM-WSTR-21-1

가격 \$49 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보                              | 가격   |
|------------------|------------------------------------------|------|
| Wassmund 연조직 견인기 | 전체 길이 21 cm, 33 × 20 mm 매끄러운 블레이드, 평면 핸들 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자      | 운송용 개별 포장                                | \$49 |



## Williger 견인기

SKU RM-WLR-13-1

가격 \$79 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|---------------------------|---------------|------|
| Williger 견인기 (3발) — 13 cm | RM-WLR-13-1-1 | \$79 |
| Williger 견인기 (4발) — 13 cm | RM-WLR-13-1-2 | \$89 |



## Wullstein Weitlaner 자가유지형 견인기

SKU RM-WWSRR-1

가격 \$44 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                      | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 소형 (4", 4 1/4", 4 1/2") — 직선형 / 곡선형; 2×2 또는 2×3 갈퀴            | RM-WWSRR-1-1 | \$44 |
| 중형 (5 1/8", 5.5", 6", 6 1/2") — 직선형 / 곡선형; 2×3, 3×3 또는 3×4 갈퀴 | RM-WWSRR-1-2 | \$59 |
| 연장형 (8", 9 1/2", 10") — 직선형 / 곡선형; 3×3 또는 3×4 갈퀴              | RM-WWSRR-1-3 | \$79 |



## FK 견인기 (Feyh-Kastenbauer)

SKU RM-FK-1

가격 \$4,999 USD

### 구성품 목록

| 수량     | 구성품                           | 지수 / 설명                 |
|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 1      | 어댑터가 포함된 FK-WO TORS 기본 프레임    | 주 구조 프레임 조립체            |
| 1      | FK-WO TORS 기본 프레임용 어댑터        | 장치 연결용 어댑터              |
| 1      | 중앙 파지 겸자 또는 흡인관용 어댑터          | 보조 기구 장착용 어댑터           |
| 1      | 광 케이블 클립                      | 측면 케이블 연결용              |
| 2      | 볼 견인기                         | 곡선형                     |
| 1      | 수술 연기 흡인관                     | 4.0 × 170 mm            |
| 10 pcs | 치아 보호대                        | 라텍스 무함유, 고압증기멸균 불가      |
| 1      | 하악 블레이드                       | 11 cm                   |
| 1      | 후두 블레이드                       | 17 cm, 오목형              |
| 1      | 혀 블레이드                        | 곡선형                     |
| 1      | 혀 블레이드                        | 곡선형, 우측 개방              |
| 1      | 혀 블레이드                        | 곡선형, 좌측 개방              |
| 1      | Weinstein-O'Malley형 TORS 블레이드 | 표준 TORS 형상              |
| 2      | 소형 TORS 블레이드, 좌측              | 소형 좌측 구성                |
| 2      | 소형 TORS 블레이드, 우측              | 소형 우측 구성                |
| 1      | 멸균 박스                         | FK-WO TORS 세트 전용 성형 트레이 |





## Anderson 곰발톱형 견인기

 SKU **RM-ABCR-1**

 가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                     | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|------------------------------|-------------|------|
| 3발 첨예형 갈고리, 4 3/4" (12.1 cm) | RM-ABCR-1-1 | \$49 |
| 5발 첨예형 갈고리, 4 3/4" (12.1 cm) | RM-ABCR-1-2 | \$59 |



## Biggs 안면거상술(주름제거술) 견인기

 SKU **RM-BFLR-1**

 가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보                      | 가격   |
|------------------------|----------------------------------|------|
| Biggs 안면거상술(주름제거술) 견인기 | 길이 8" (20.3 cm), 5.2 cm 유창형 블레이드 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자            | 개별 운송 포장                         | \$79 |



## Biggs 안면거상 견인기, 광섬유 장착형

 SKU **RM-BFLR-FO-1**

 가격 **\$99 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                     | 치수 / 설명                            |
|----|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | Biggs 안면거상 견인기, 광섬유 장착형 | 길이 9" (229 mm), 52 mm 블레이드, 광섬유 다발 |
| 1  | 범용 광원 케이블 어댑터           | Storz, Olympus, Wolf, ACMI 연결부와 호환 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자             | 표준 운송용 포장                          |



### Biggs 유방성형술용 견인기 좁은형

SKU RM-BMRN-1

가격 \$89 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보                          | 가격   |
|----------------------|--------------------------------------|------|
| Biggs 유방성형술용 견인기 좁은형 | 길이 6" (15.2 cm), 폭 3 cm의 좁은형 곡선 블레이드 | \$89 |
| 보호 슬리브 / 상자          | 운송용 개별 포장                            | \$89 |



### Biggs 유방성형술용 견인기 표준형

SKU RM-BMRS-1

가격 \$69 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보                     | 가격   |
|----------------------|---------------------------------|------|
| Biggs 유방성형술용 견인기 표준형 | 길이 8" (20.3 cm), 블레이드 폭 50.0 mm | \$69 |
| 보호 슬리브 / 상자          | 개별 운송 포장                        | \$69 |



### Biggs 유방성형 견인기, 광섬유 조명형

SKU RM-BMRFO-1

가격 \$239 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                     | 치수 / 설명                  |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1  | Biggs 유방성형 견인기, 광섬유 조명형 | 50 mm 유창형 블레이드, 도광부, 흡인관 |
| 1  | 범용 조명 케이블 연결부           | 표준 수술실 광섬유 케이블에 연결       |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자             | 표준 운송 포장                 |



## Blair 핑거 견인기

SKU **RM-BFR-1**

가격 **\$94 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 둔형 4발    | RM-BFR-1-1  | \$94 |
| 예리형 4발   | RM-BFR-1-2  | \$94 |



## Engler 유방 견인기

SKU **RM-BER-OPT-1**

가격 **\$139 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품           | 치수 / 설명                     |
|----|---------------|-----------------------------|
| 1  | Engler 유방 견인기 | 광섬유 다발이 내장된 65 × 12 mm 블레이드 |
| 1  | 범용 광원 케이블 연결구 | 표준 수술실 광원 케이블에 연결           |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자   | 표준 운송용 포장                   |



## Clodius 안와 견인기

SKU **RM-COR-1**

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보               | 가격   |
|----------------|---------------------------|------|
| Clodius 안와 견인기 | 수지형 안와 주위 수술 및 안검성형술용 견인기 | \$24 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 개별 운송용 포장                 | \$24 |



### 관상절개 눈썹거상술용 견인기

 SKU **RM-CBLR-1**

 가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                                         | 가격   |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------|
| 관상절개 눈썹거상술용 견인기 | 길이 7 1/4" (18.4 cm), 70.0 mm<br>갈퀴형 헤드, 7개의 날카로운 갈퀴 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 개별 운송용 포장                                           | \$49 |



### Curtin 피부 및 조직 견인기

 SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

 가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보                              | 가격   |
|--------------------|------------------------------------------|------|
| Curtin 피부 및 조직 견인기 | 전체 길이 14 cm, 헤드 폭 15.0 mm,<br>예리한 갈고리 6개 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자        | 개별 운송 포장                                 | \$49 |



### Daniel 내시경 이마 신경 견인기

 SKU **RM-DEFNR-1**

 가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보                         | 가격   |
|----------------------|-------------------------------------|------|
| Daniel 내시경 이마 신경 견인기 | 도달 길이 9 3/4" (17 cm), 좌측 만곡 팁<br>형상 | \$54 |
| 보호 슬리브 / 상자          | 운송용 개별 포장                           | \$54 |



## Desmarres 안검 견인기

 SKU **RM-DER-1**

 가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                              | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 표준형 — 길이 5 1/2" (14 cm), 스테인리스강<br>안장형 블레이드 — 일반적인 안검 견인 및 안구<br>보호   | RM-DER-1-1  | \$49 |
| 절연형 — 길이 5 1/2" (14 cm), 유전체 폴리머<br>코팅 — 소작 및 고주파 절개 중 전기수술 안전성<br>확보 | RM-DER-1-2  | \$79 |



## EMORY 내시경 성형외과용 견인기

 SKU **RM-EEPR-1**

 가격 **\$309 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션            | SKU / 상세 정보                                   | 가격    |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------|
| EMORY 내시경 성형외과용 견인기 | 길이 10" (254 mm), 팁 1" (25.4 mm), 10 mm 내시경 채널 | \$309 |
| 보호 슬리브 / 상자         | 운송용 개별 포장                                     | \$309 |





## Epstein 유방 견인기

SKU **RM-EBR-1**

가격 **\$244 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|----------------------|-------------|-------|
| 90 x 27 mm (길이 x 폭)  | RM-EBR-1-1  | \$204 |
| 110 x 27 mm (길이 x 폭) | RM-EBR-1-2  | \$214 |
| 140 x 27 mm (길이 x 폭) | RM-EBR-1-3  | \$224 |
| 150 x 25 mm (길이 x 폭) | RM-EBR-1-4  | \$234 |
| 150 x 30 mm (길이 x 폭) | RM-EBR-1-5  | \$244 |
| 150 x 36 mm (길이 x 폭) | RM-EBR-1-6  | \$254 |
| 160 x 27 mm (길이 x 폭) | RM-EBR-1-7  | \$264 |
| 180 x 25 mm (길이 x 폭) | RM-EBR-1-8  | \$274 |
| 190 x 36 mm (길이 x 폭) | RM-EBR-1-9  | \$284 |
| 220 x 27 mm (길이 x 폭) | RM-EBR-1-10 | \$294 |




## Ferreira 유방 확대술용 견인기

SKU **RM-FBAR-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보                                  | 가격   |
|----------------------|----------------------------------------------|------|
| Ferreira 유방 확대술용 견인기 | 5 1/8" (130 mm) 핸들, 25 x 171 mm 곡선형 테이퍼 블레이드 | \$99 |
| 보호 슬리브 / 상자          | 개별 운송 포장                                     | \$99 |






### Ferreira 유방 확대술용 견인기 - 광섬유

 SKU **RM-FBAR-FO-1**

 가격 **\$129 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                        | 치수 / 설명                                 |
|----|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Ferreira 유방 확대술용 견인기 - 광섬유 | 길이 5 3/4", 25 × 171 mm 곡선형 블레이드, 광섬유 다발 |
| 1  | 범용 조명 케이블 연결부              | 표준 수술실 조명 케이블에 연결                       |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자                | 표준 운송용 포장                               |



### Ferreira 안면거상 견인기

 SKU **RM-FFLR-1**

 가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보                              | 가격   |
|-------------------|------------------------------------------|------|
| Ferreira 안면거상 견인기 | 전체 길이 4 1/4" (108 mm), 폭 22 mm의 곡선형 블레이드 | \$49 |
| 보호 슬리브 / 상자       | 운송용 개별 포장                                | \$49 |



### Ferreira 광섬유 안면거상 견인기

 SKU **RM-FFOFLR-1**

 가격 **\$99 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                   | 치수 / 설명                                |
|----|-----------------------|----------------------------------------|
| 1  | Ferreira 광섬유 안면거상 견인기 | 길이 4 1/4" (108 mm), 22 mm 블레이드, 광섬유 다발 |
| 1  | 범용 광원 케이블 연결부         | 수술실 표준 광원 케이블에 연결                      |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자           | 표준 운송용 포장                              |



## Freeman 안면거상용 견인기

 SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

 가격 **\$62 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보        | 가격   |
|------------------------|--------------------|------|
| 20 mm - 22 mm — 직선형    | RM-FFLR-SERIES-1-1 | \$62 |
| 20 mm - 22 mm — 완전 만곡형 | RM-FFLR-SERIES-1-2 | \$64 |
| 35 mm - 36 mm — 직선형    | RM-FFLR-SERIES-1-3 | \$66 |
| 35 mm - 36 mm — 완전 만곡형 | RM-FFLR-SERIES-1-4 | \$68 |
| 37 mm - 38 mm — 직선형    | RM-FFLR-SERIES-1-5 | \$70 |
| 37 mm - 38 mm — 완전 만곡형 | RM-FFLR-SERIES-1-6 | \$72 |



## Freeman 피판 견인기

 SKU **RM-FFR-8-1**

 가격 **\$19 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|---------------------------|--------------|------|
| 폭 ½" (12 mm) — 곡선형 또는 직선형 | RM-FFR-8-1-1 | \$19 |
| 폭 1" (24 mm) — 곡선형 또는 직선형 | RM-FFR-8-1-2 | \$24 |



## Freeman 광섬유 조명식 피판 견인기

 SKU **RM-FFR-FO-1**

 가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                    | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|---------------------------------------------|---------------|------|
| 폭 13 mm 블레이드 — 전체 길이 8", 13 mm 블레이드, 광섬유 다발 | RM-FFR-FO-1-1 | \$89 |
| 폭 25 mm 블레이드 — 전체 길이 8", 25 mm 블레이드, 광섬유 다발 | RM-FFR-FO-1-2 | \$94 |



### Freeman 미니 갈퀴형 견인기

 SKU **RM-FMRR-1**

 가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보                                  | 가격   |
|--------------------|----------------------------------------------|------|
| Freeman 미니 갈퀴형 견인기 | 길이 4 3/4" (12.0 cm), 헤드 폭 1", 날카로운 돌기 4개 — 1 | \$44 |
| 보호 슬리브 / 상자        | 개별 운송용 포장 — 1                                | \$44 |



### Freeman 갈퀴형 견인기

 SKU **RM-FRR-7-1**

 가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|-------------------------|--------------|------|
| 폭 22 mm 갈퀴 — 7" (18 cm) | RM-FRR-7-1-1 | \$44 |
| 폭 38 mm 갈퀴 — 7" (18 cm) | RM-FRR-7-1-2 | \$49 |



### Gonzalez 둔부용 L자형 견인기

 SKU **RM-GGLR-1**

 가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------------------|-------------|------|
| 18.1 cm (18 cm) — 20 mm | RM-GGLR-1-1 | \$39 |
| 20.0 cm — 20 mm         | RM-GGLR-1-2 | \$44 |



### Gonzalez 둔부용 S자형 견인기

 SKU **RM-GGSR-1**

 가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------------------|-------------|------|
| 18.1 cm (18 cm) — 20 mm | RM-GGSR-1-1 | \$39 |
| 20.0 cm — 20 mm         | RM-GGSR-1-2 | \$44 |



### Gorney 갈퀴형 견인기

 SKU **RM-GRR-3IN-1**

 가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|-------------------------------|----------------|------|
| 3 in (7.5 cm), 너비 38 mm — 표준형 | RM-GRR-3IN-1-1 | \$49 |
| 4 1/4 in (10.8 cm), 너비 38 mm  | RM-GRR-3IN-1-2 | \$59 |



### Hayes 수부 견인기

 SKU **RM-HHR-1**

 가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|------------------|-------------|------|
| 5 1/4" (13.3 cm) | RM-HHR-1-1  | \$49 |
| 5 1/2" (14.0 cm) | RM-HHR-1-2  | \$59 |
| 6 1/4" (15.9 cm) | RM-HHR-1-3  | \$69 |



## Hoyos 원위부 견인기

 SKU **RM-HDR-1**

 가격 **\$349 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 7.5 cm 단형 — 7.5 cm (약 3.0")   | RM-HDR-1-1  | \$349 |
| 15.0 cm 장형 — 15.0 cm (약 6.0") | RM-HDR-1-2  | \$399 |



## Hoyos 근위부 견인기

 SKU **RM-HPR-20-1**

 가격 **\$499 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                          | 가격    |
|---------------|--------------------------------------|-------|
| Hoyos 근위부 견인기 | 전체 길이 20 cm, TC 통합 핸들, 근위부용 곡선형 블레이드 | \$499 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 개별 운송 포장                             | \$499 |



## Hoyos Remora 견인기

 SKU **RM-HRR-1**

 가격 **\$499 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품              | 치수 / 설명                           |
|----|------------------|-----------------------------------|
| 1  | Hoyos Remora 견인기 | 톱니가 있는 곡선형 블레이드, 통합 광섬유 다발, 흡인 튜브 |
| 1  | 범용 조명 케이블 어댑터    | 표준 수술실용 광섬유 광원에 연결                |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자      | 표준 운송용 포장                         |



## Kasden 양단형 섬세 조직용 견인기

 SKU **RM-KDEDR-1**

 가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션              | SKU / 상세 정보                                               | 가격   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| Kasden 양단형 섬세 조직용 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 6 1/2" (16.5 cm), 섬세한 양측 블레이드, 알루미늄 손잡이 | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자           | 치수 / 상세 정보: 개별 운송용 포장                                     | \$29 |



## Kawamoto 양단 절연 견인기

 SKU **RM-KDEIR-1**

 가격 **\$34 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션           | SKU / 상세 정보                                        | 가격   |
|--------------------|----------------------------------------------------|------|
| Kawamoto 양단 절연 견인기 | 치수 / 상세 정보: 길이 6" (152 mm), 14 × 16 mm L자형 절연 블레이드 | \$34 |
| 보호 슬리브 / 상자        | 치수 / 상세 정보: 개별 운송 포장                               | \$34 |



## Knapp 누낭 견인기

 SKU **RM-KLSR-1**

 가격 **\$39 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품           | 치수 / 설명                                                                                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 갈고리 1개(단일 후크) | 선택 가능한 폭: 5.0 mm · 선택 가능한 샤프트 및 팁: 강성 또는 유연성(예리형 / 둔형) · 가격(USD): \$39.00 ~ \$49.00           |
| 1  | 갈고리 2개        | 선택 가능한 폭: 5.0 mm 또는 6.0 mm · 선택 가능한 샤프트 및 팁: 강성 또는 유연성(예리형 / 둔형) · 가격(USD): \$39.00 ~ \$49.00 |
| 1  | 갈고리 3개        | 선택 가능한 폭: 6.0 mm 또는 8.0 mm · 선택 가능한 샤프트 및 팁: 강성 또는 유연성(예리형 / 둔형) · 가격(USD): \$39.00 ~ \$49.00 |
| 1  | 갈고리 4개        | 선택 가능한 폭: 6.0 mm 또는 8.0 mm · 선택 가능한 샤프트 및 팁: 강성 또는 유연성(예리형 / 둔형) · 가격(USD): \$39.00 ~ \$49.00 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자   | 선택 가능한 폭: 표준 운송용 포장 · 선택 가능한 샤프트 및 팁: — · 가격(USD): 포함                                         |




## Knapp 자가유지형 견인기

 SKU **RM-KSRR-10-1**

 가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                                                                                                     | 가격   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Knapp 자가유지형 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 10 cm, 폭 26 mm, 4×4 갈고리(직선형/각도형, 예리형/둔형) · 주요 임상 용도: 누상 및 미세 절개부의 자가유지형 노출 · 가격(USD): \$79.00 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 치수 / 상세 정보: 표준 운송 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                                                                | \$79 |



## Logan 창상 확장기

 SKU **RM-LWS-4CM-1**

 가격 **\$199 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품             | 치수 / 설명                                  |
|----|-----------------|------------------------------------------|
| 1  | 하부 래치 가이드 바 프레임 | 조직 가장자리 확장을 안내하는 주 베이스 트랙 프레임            |
| 1  | 슬라이딩 암 브래킷      | 트랙을 따라 수평으로 조절되는 이동식 브래킷 부품              |
| 2  | 나사 조절 기구        | 암을 이동시키고 해당 위치에 고정하는 정밀 잠금 나사 기어         |
| 2  | 갈퀴형 확장 팁        | 바깥쪽으로 휘어진 3 × 3개의 날카로운 치형을 갖춘 미끄럼 방지 파지부 |
| 1  | 보호용 보관함 / 상자    | 표준 운송 포장                                 |



## Marx 유방 견인기

 SKU **RM-MBR-27-1**

 가격 **\$119 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                              | 가격    |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Marx 유방 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 27 cm, 30 × 125 mm 곡선형 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$119 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 치수 / 상세 정보: 개별 운송용 포장 · 포함 수량: 1                         | \$119 |



## Maxwell 피판 견인기

 SKU **RM-MFR-4IN-1**

 가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션   | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|------------|----------------|------|
| 폭 22 mm 모델 | RM-MFR-4IN-1-1 | \$29 |
| 폭 38 mm 모델 | RM-MFR-4IN-1-2 | \$34 |



## Meyerding 피부 후크/견인기

 SKU **RM-MSHR-1**

 가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------|-------------|------|
| 16 cm (약 6.3")  | RM-MSHR-1-1 | \$44 |
| 22.86 cm (9.0") | RM-MSHR-1-2 | \$49 |



## Miller 갈퀴형 견인기

 SKU **RM-MRR-514-1**

 가격 **\$39 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품         | 치수 / 설명                                                                                                          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 둔형 팁 모델     | 치수 / 세부 정보: 길이 5 1/4", 폭 15 mm, 둔형 돌기 9개<br>· 주요 임상 용도: 천자 위험 없이 안전하게 피부 피판<br>거상 · 가격(USD): \$39.00             |
| 1  | 예리형 팁 모델    | 치수 / 세부 정보: 길이 5 1/4", 폭 15 mm, 예리형 돌기<br>9개 · 주요 임상 용도: 치밀한 진피 및 섬유성 근막을<br>미끄러짐 없이 안정적으로 고정 · 가격(USD): \$39.00 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자 | 치수 / 세부 정보: 표준 운송 포장 · 주요 임상 용도: —<br>· 가격(USD): 포함                                                              |



## Moberg 피부 견인기

 SKU **RM-MSR-1**

 가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 17 cm 모델 | RM-MSR-1-1  | \$44 |
| 18 cm 모델 | RM-MSR-1-2  | \$49 |



## Ragnell-Davis 양단 견인기

 SKU **RM-RDDR-49-1**

 가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                           | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|----------------------------------------------------|----------------|------|
| 2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm<br>(평면형 / 원형) | RM-RDDR-49-1-1 | \$49 |
| 3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm<br>(평면형 / 원형)   | RM-RDDR-49-1-2 | \$49 |
| 4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm<br>(평면형 / 원형)   | RM-RDDR-49-1-3 | \$49 |



## 광섬유 조명 일체형 링 유방 견인기

 SKU **RM-RBR-FO-339-1**

 가격 **\$339 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                 | 치수 / 설명                           |
|----|---------------------|-----------------------------------|
| 1  | 광섬유 조명 일체형 링 유방 견인기 | 링 블레이드와 일체형 광섬유 다발을 갖춘 수동식 유방 견인기 |
| 1  | 범용 광케이블 어댑터         | 표준 수술실 광섬유 케이블에 연결                |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자         | 표준 운송 포장                          |



### Rollet 견인기

 SKU **RM-RLR-5IN-1**

 가격 **\$39 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                         | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|----------------------------------|----------------|------|
| 표준형 — 13 cm, 예리한 갈퀴 4개, 4.5 mm 팁 | RM-RLR-5IN-1-1 | \$39 |
| 대형 — 13.5 cm, 갈퀴 4개, 7.0 mm 팁    | RM-RLR-5IN-1-2 | \$44 |



### Saldanha-Solz 복부 견인기

 SKU **RM-SSAR-235-1**

 가격 **\$199 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보                      | 가격    |
|----------------------|----------------------------------|-------|
| Saldanha-Solz 복부 견인기 | 전체 길이 23.5 cm, 조직에 최적화된 곡선형 블레이드 | \$199 |
| 보호 슬리브 / 상자          | 개별 운송용 포장                        | \$199 |




### Sculpo 내시경 견인기

 SKU **RM-SER-180-1**

 가격 **\$229 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품            | 치수 / 설명                          |
|----|----------------|----------------------------------|
| 1  | Sculpo 내시경 견인기 | 180 × 25 mm 블레이드, 잠금 스톱콕, 금도금 핸들 |
| 1  | 내시경 채널 잠금 나사   | 5 mm 또는 10 mm 내시경을 견고하게 결합       |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자    | 표준 운송용 포장                        |



## Sisson 피부 견인기

 SKU **RM-SSR-105-1**

 가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                            | 가격   |
|---------------|----------------------------------------|------|
| Sisson 피부 견인기 | 전체 길이 10.5 cm, 1×1 예리한 갈고리형 후크, 평면 손잡이 | \$84 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 개별 운송 포장                               | \$84 |



## 스프링 와이어 견인기

 SKU **RM-SWR-1**

 가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------------------------------|-------------|------|
| 8.6 cm – 8.9 cm — 1×1, 3×3 또는 4×4 갈고리   | RM-SWR-1-1  | \$44 |
| 11.5 cm – 13.0 cm — 1×1, 3×3 또는 4×4 갈고리 | RM-SWR-1-2  | \$48 |
| 22.8 cm 대형 — 1×1, 3×3 또는 4×4 갈고리        | RM-SWR-1-3  | \$60 |



## Talei 목거상 견인기 "Benetrator 2"

 SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

 가격 **\$159 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                     | SKU / 상세 정보                                 | 가격    |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Talei 목거상 견인기 "Benetrator 2" | 전체 길이 9" (22.86 cm), 넓은 곡선형 블레이드, 일체형 흡인 튜브 | \$159 |
| 보호 슬리브 / 상자                  | 운송용 개별 포장                                   | \$159 |



### Talei 목거상술용 협폭 견인기 “Le Petit Benetrator”

 SKU **RM-TNR-9IN-1**

 가격 **\$159 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                 | SKU / 상세 정보                              | 가격    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Talei 목거상술용 협폭 견인기 “Le Petit Benetrator” | 전체 길이 9" (22.86 cm), 초협폭 곡선형 블레이드, 평면 핸들 | \$159 |
| 보호 슬리브 / 상자                              | 개별 운송용 포장                                | \$159 |



### Tebbetts 유방 견인기

 SKU **RM-TBR-64-1**

 가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                     | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 9 cm × 24 mm — 톱니형 또는 무톱니형 — 유방하주름 접근, 유륜주위 접근을 통한 포켓 박리     | RM-TBR-64-1-1 | \$64 |
| 15 cm × 24 mm — 톱니형 또는 무톱니형 — 깊은 대흉근하 포켓 형성 및 거드랑이 접근 유방 확대술 | RM-TBR-64-1-2 | \$64 |



### Tebbetts 양단형 유방 견인기

 SKU **RM-TDEBR-1**

 가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                                                     | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 23 cm 길이 구성 — 37×70 mm 긴 블레이드 / 22×54 mm 짧은 블레이드 — 표준 유방하주름 접근 확대술 및 유륜주위 접근 포켓 박리           | RM-TDEBR-1-1 | \$69 |
| 31 cm (12.25") 길이 — 37×70 mm 긴 블레이드 / 22×54 mm 짧은 블레이드 — 깊은 대흉근하 포켓 형성, 경역과 유방 확대술 및 유방 재성형술 | RM-TDEBR-1-2 | \$89 |




## Tebbetts 광섬유 유방 확대술용 견인기

SKU RM-TFOBAR-1

가격 \$259 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                                        | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 광원 미포함 — 선택 가능한 13가지 크기(툼니형/무툼니형) — 범용 광섬유 케이블 어댑터(Storz/Wolf/Olympus/ACMI)     | RM-TFOBAR-1-1 | \$259 |
| 무선 LED 광원 포함 — 선택 가능한 13가지 크기(툼니형/무툼니형) — 무선 배터리 구동 LED 조명 장치(AA 배터리, 가스 멸균 가능) | RM-TFOBAR-1-2 | \$335 |



## Tebbetts 광섬유 유방 확대술용 견인기, 이중 핸들

SKU RM-TFOBARDH-1

가격 \$259 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                                       | SKU / 상세 정보     | 가격    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 광원 미포함 — 13가지 크기 선택 가능(툼니형/무툼니형) — 범용 광섬유 케이블 어댑터(Storz/Wolf/Olympus/ACMI)     | RM-TFOBARDH-1-1 | \$259 |
| 무선 LED 광원 포함 — 13가지 크기 선택 가능(툼니형/무툼니형) — 배터리 구동 무선 LED 조명 장치(AA 배터리, 가스 멸균 가능) | RM-TFOBARDH-1-2 | \$335 |



## Tebbetts 주걱형 유방 견인기

SKU RM-TSBR-125-1

가격 \$89 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                               | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 폭 25 mm × 길이 185 mm — 12 1/2" (31.5 cm) — 일반 성인의 대흉근하 포켓 거상 및 유방하주름 접근 | RM-TSBR-125-1-1 | \$89 |
| 폭 38 mm × 길이 190 mm — 12 1/2" (31.5 cm) — 넓은 범위의 흉근 이동 및 대형 재건 포켓      | RM-TSBR-125-1-2 | \$99 |



## Tupper's 범용 수부 견인기

SKU RM-TUHR-1

가격 \$699 USD

구성품 목록



| 수량  | 구성품             | 처수 / 설명    |
|-----|-----------------|------------|
| 1   | 수부 테이블          | 중앙 수술 작업면  |
| 2   | 높임형 체인 홀더       | 프레임 둘레 지지대 |
| 2   | 체인 홀더 후크        | 고정형 부착 지점  |
| 2   | 슬라이딩 체인 홀더 후크   | 조절식 부착 지점  |
| 4   | 피부 후크가 부착된 볼 체인 | 21 cm      |
| 6   | 팔/손목 고정용 볼 체인   | 26 cm      |
| 1세트 | 고무 밴드           | 5개         |



## Vickers 로우 프로파일 견인기

SKU RM-VLPR-SERIES-1

가격 \$199 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격



| 사이즈 / 옵션         | SKU / 상세 정보        | 가격    |
|------------------|--------------------|-------|
| 2×2 둔성 갈고리       | RM-VLPR-SERIES-1-A | \$199 |
| 3×3 둔성 갈고리       | RM-VLPR-SERIES-1-B | \$219 |
| 판형 블레이드(매끄러운 표면) | RM-VLPR-SERIES-1-C | \$199 |



## Yancoskie 복부성형술용 견인기

SKU RM-YAR-75-1

가격 \$99 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격



| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보                                                 | 가격   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Yancoskie 복부성형술용 견인기 | 길이 7 1/2" (19.0 cm), 폭 152 mm의 갈퀴형 작업부, 일렬로 배열된 6개의 날카로운 갈퀴 | \$99 |
| 보호 슬리브 / 상자          | 개별 운송 포장                                                    | \$99 |



## Yancoskie 관상절개 거상 견인기

 SKU **RM-YCLR-9IN-1**

 가격 **\$119 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션              | SKU / 상세 정보                                                 | 가격    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Yancoskie 관상절개 거상 견인기 | 전체 길이 9" (22.9 cm), 폭 150 mm의 갈퀴형 작업부, 균형을 유지하는 6개의 날카로운 갈퀴 | \$119 |
| 보호 슬리브 / 상자           | 개별 운송 포장                                                    | \$119 |




## Bookwalter 수부 수술용 견인기 시스템

 SKU **RM-BHSRS-1**

 가격 **\$999 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                         | 치수 / 설명               |
|----|-----------------------------|-----------------------|
| 2  | Mini-Bookwalter 블레이드, 단일 후크 | 표준 미니 — 예리한 팁 또는 무딘 팁 |
| 2  | Mini-Bookwalter 블레이드, 이중 후크 | 표준 미니 — 예리한 팁 또는 무딘 팁 |
| 2  | Mini-Bookwalter 블레이드, 삼중 후크 | 표준 미니 — 예리한 팁 또는 무딘 팁 |
| 2  | Mini-Bookwalter 블레이드, 사중 후크 | 표준 미니 — 예리한 팁 또는 무딘 팁 |
| 1  | Mini-Bookwalter 트윈스트 래치     | 표준 미니                 |
| 4  | Mini-Bookwalter 틸트 래치 기구    | 표준 미니                 |
| 1  | Mini-Bookwalter 분할 링        | 7" (17.5 cm)          |
| 1  | 멸균 상자                       | 보호 케이스                |





## Hoyos 견인기 시스템

 SKU **RM-HRS-1**

 가격 **\$1,999 USD**

### 구성품 목록

| 수량 | 구성품                    | 치수 / 설명                             |
|----|------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Hoyos 짧은 원위부 견인기       | 절개부에 가까운 부위에 접근하기 위한 짧은 원위부 견인 블레이드 |
| 1  | Hoyos 긴 원위부 견인기        | 더 깊은 조직에 도달하기 위한 긴 원위부 견인 블레이드      |
| 1  | Hoyos 긴 근위부 견인기        | 근위부 경계를 거상하기 위한 긴 근위부 견인 블레이드 구성품   |
| 1  | Remora 견인기             | 미끄러짐을 줄이도록 설계된 특수 견인 블레이드           |
| 1  | 맞물림식 지지봉               | 견인기 암을 주 상부 프레임에 연결                 |
| 1  | Hoyos 견인기 시스템용 수술대 클램프 | 수직 기둥을 수술대 레일에 고정                   |
| 1  | Hoyos 수평 연장 바          | 수술 부위 위로 프레임을 수평 방향으로 연장            |
| 1  | Hoyos 수직 기둥            | 장착 프레임을 지지하는 주 수직 기둥                |





## Allison 폐 견인기

SKU **RM-ALR-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                  | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|---------------------------|-------------|-------|
| 영아용 / 소아용 — 20 mm × 23 cm | RM-ALR-1-1  | \$79  |
| 소아용 소형 — 30 mm × 11 cm    | RM-ALR-1-2  | \$89  |
| 표준형 — 40 mm × 25.5 cm     | RM-ALR-1-3  | \$99  |
| 성인용 중간형 — 42 mm × 29 cm   | RM-ALR-1-4  | \$109 |
| 성인용 광폭형 — 54 mm × 31 cm   | RM-ALR-1-5  | \$119 |
| 성인용 초광폭형 — 65 mm × 31 cm  | RM-ALR-1-6  | \$129 |



## Baby-Haight 늑골 확장기

SKU **RM-BHRS-52-1**

가격 **\$289 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                | 치수 / 설명                                   |
|----|--------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 초소형 선형 확장 가이드 프레임  | 신생아 수술 조건에 맞추어 제작된 미세 슬롯 슬라이드 트랙          |
| 2  | 탈착식 유창 측면 블레이드(1쌍) | 압박 과사를 줄이도록 설계된 9 mm × 10 mm 소형 조직 견인판    |
| 2  | 탈착식 유창 측면 블레이드(2쌍) | 더 깊은 영아 수술 접근로를 위한 9 mm × 20 mm 소형 조직 견인판 |
| 1  | 일체형 미세 피치 나사 잠금장치  | 단계별 폭 조절을 위한 낮은 돌출형 회전 손나사                |
| 2  | 인체공학적 미세 검자 연장 암   | 외측 가장자리가 매끄러운 유선형 경량 핸들 구조                |
| 1  | 보호 보관함 / 상자        | 표준 운송 포장                                  |




## Bailey 늑골 근접기

SKU **RM-BRC-1**

가격 **\$159 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                    | 가격    |
|---------------|--------------------------------|-------|
| Bailey 늑골 근접기 | 전체 길이 20 cm, 갈고리 팁이 있는 기계식 압박기 | \$159 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 운송용 개별 포장                      | \$159 |



## Bugge 내흉동맥(I.M.A) 채취용 견인기

SKU RM-BTIMAR-499-1

가격 \$499 USD

구성품 목록

| 수량   | 구성품                           | 치수 / 설명                       |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1    | Bugge 내흉동맥(I.M.A) 채취용 견인기 프레임 | 트랙 벌림 폭 110 mm의 기계식 거상 레일     |
| 1 쌍  | 기본 측면 블레이드                    | 40 mm × 100 mm 윤곽형 흉골 거상 블레이드 |
| 1 세트 | 일체형 작업 블레이드                   | 40 mm × 150 mm 연장형 작업부 어셈블리   |
| 1    | 보호 슬리브 / 상자                   | 표준 운송용 포장                     |



## Burford 늑골 확장기

SKU RM-BRS-SERIES-1

가격 \$359 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                                 | SKU / 상세 정보       | 가격    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 옵션 3(소형 확장) — 최대 확장 폭 200 mm — 47×62 mm 측면 블레이드 1쌍 + 65×62 mm 측면 블레이드 1쌍 | RM-BRS-SERIES-1-1 | \$359 |
| 옵션 1(중형 확장) — 최대 확장 폭 260 mm — 47×62 mm 측면 블레이드 1쌍 + 65×62 mm 측면 블레이드 1쌍 | RM-BRS-SERIES-1-2 | \$379 |
| 옵션 2(최대 확장) — 최대 확장 폭 300 mm — 47×62 mm 측면 블레이드 1쌍 + 65×62 mm 측면 블레이드 1쌍 | RM-BRS-SERIES-1-3 | \$399 |



## Castaneda 늑골 확장기

SKU RM-CRS-SERIES-1

가격 \$309 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                                 | SKU / 상세 정보       | 가격    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 옵션 1 — 10.5 mm × 32 mm — 최대 확장 폭 65 mm — 신생아 개흉술, 대동맥 축착 교정술, 영아 PDA 결찰술 | RM-CRS-SERIES-1-1 | \$309 |
| 옵션 2 — 12.0 mm × 45 mm — 최대 확장 폭 70 mm — 영아 선천성 심장질환 교정술, 혈관류 절단술        | RM-CRS-SERIES-1-2 | \$329 |
| 옵션 3 — 15.0 mm × 60 mm — 최대 확장 폭 120 mm — 소아 및 청소년 개흉술, 폐혈류 단락 조형술       | RM-CRS-SERIES-1-3 | \$349 |



## Castaneda 흉골 견인기

SKU **RM-CSR-1**

가격 **\$374 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|----------|-------------|-------|
| 신생아용     | RM-CSR-1-1  | \$374 |
| 영아용      | RM-CSR-1-2  | \$384 |
| 성인용      | RM-CSR-1-3  | \$389 |



## Cooley 심방 견인기

SKU **RM-CAR-1**

가격 **\$64 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 소형 모델    | RM-CAR-1-1  | \$64 |
| 중형 모델    | RM-CAR-1-2  | \$69 |
| 대형 모델    | RM-CAR-1-3  | \$74 |



## Cooley 늑골 확장기

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

가격 **\$319 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                           | SKU / 상세 정보       | 가격    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 영아용 — 12 mm × 16 mm — 최대 확장 폭 95 mm — 신생아 및 영아의 흉부 접근, 선천성 심장질환 수술 | RM-CRS-SERIES-2-1 | \$319 |
| 소아용 — 15 mm × 30 mm — 최대 확장 폭 140 mm — 소아 심장 수술 및 개흉술              | RM-CRS-SERIES-2-2 | \$329 |
| 표준 성인용 — 21 mm × 44 mm — 최대 확장 폭 150 mm — 표준 성인 개흉술, 폐엽절제술 및 폐절제술  | RM-CRS-SERIES-2-3 | \$339 |
| 대형 성인용 — 35 mm × 50 mm — 최대 확장 폭 200 mm — 비만 환자의 흉부 수술, 심부 종격동 노출  | RM-CRS-SERIES-2-4 | \$349 |



## Cooley 흉골 견인기

SKU RM-CSR-STD-1

가격 \$354 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                          | SKU / 상세 정보    | 가격    |
|---------------------------------------------------|----------------|-------|
| 소아용 모델 — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm  | RM-CSR-STD-1-1 | \$354 |
| 성인용 모델 — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm  | RM-CSR-STD-1-2 | \$364 |
| 특대형 모델 — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm | RM-CSR-STD-1-3 | \$374 |



## Cooley 흉골절개 견인기

SKU RM-CSTR-PED-1

가격 \$359 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                        | SKU / 상세 정보     | 가격    |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 신생아용 모델 — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm | RM-CSTR-PED-1-1 | \$359 |
| 소아용 모델 — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm | RM-CSTR-PED-1-2 | \$369 |




## Coryllos 견인기

SKU RM-COR-THOR-1

가격 \$99 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                    | SKU / 상세 정보     | 가격    |
|-----------------------------|-----------------|-------|
| 22 mm × 82 mm — 9 ½" — 10"  | RM-COR-THOR-1-1 | \$99  |
| 43 mm × 108 mm — 9 ½" — 10" | RM-COR-THOR-1-2 | \$109 |
| 65 mm × 115 mm — 9 ½" — 10" | RM-COR-THOR-1-3 | \$119 |



## Crawford 대동맥 견인기

SKU RM-CAR-VASC-1

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                       | SKU / 상세 정보     | 가격   |
|--------------------------------|-----------------|------|
| 소형 모델 — 길이 19 cm, 블레이드 15.0 mm | RM-CAR-VASC-1-1 | \$44 |
| 대형 모델 — 길이 19 cm, 블레이드 15.0 mm | RM-CAR-VASC-1-2 | \$49 |



## Cushing 정맥 견인기

SKU RM-CVR-1

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                          | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|---------------------------------------------------|-------------|------|
| 20.3 cm (약 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm   | RM-CVR-1-1  | \$49 |
| 22.8 cm (약 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm   | RM-CVR-1-2  | \$52 |
| 24.2 cm (약 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm   | RM-CVR-1-3  | \$55 |
| 25.5 cm (약 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm  | RM-CVR-1-4  | \$58 |
| 30.5 cm (약 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm  | RM-CVR-1-5  | \$61 |
| 35.5 cm (약 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm  | RM-CVR-1-6  | \$64 |
| 40.0 cm (약 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm | RM-CVR-1-7  | \$67 |



## Darling 슬와부 자가유지형 견인기

SKU RM-DPSRR-1

가격 **\$109 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                              | SKU / 상세 정보  | 가격    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 옵션 A — 54 mm × 25 mm 좌측 / 76 mm × 38 mm 우측 — 근육을 외측으로 이동시켜 깊은 슬와동맥 노출 | RM-DPSRR-1-1 | \$109 |
| 옵션 B — 76 mm × 38 mm 좌측 / 54 mm × 25 mm 우측 — 근육을 내측으로 이동시켜 깊은 슬와동맥 노출 | RM-DPSRR-1-2 | \$109 |



## DeBakey 견인기

SKU **RM-DBR-15-1**

가격 **\$72 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                | 가격   |
|-------------|----------------------------|------|
| DeBakey 견인기 | 전체 길이 15.3 cm, 1×1 예리한 갈고리 | \$72 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장                  | \$72 |



## DeBakey 늑골 벌리개

SKU **RM-DRS-SET-1**

가격 **\$449 USD**

구성품 목록

| 수량     | 구성품               | 치수 / 설명                                    |
|--------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1      | 고강도 평행 확장 트랙 프레임  | 뼈를 직선 방향으로 벌려 주는 슬라이드 레일(150 mm 또는 200 mm) |
| 6 (3쌍) | 탈착식 후크형 측면 블레이드   | 미끄럼 방지 곡선 가장자리가 있는 교체형 블레이드 3쌍             |
| 1      | 일체형 장력 조절 나사 잠금장치 | 사용자의 피로를 최소화하는 수동 회전식 잠금 볼트                |
| 2      | 인체공학적 겸자 연장 암     | 조직 손상을 최소화하는 매끄러운 바깥쪽 가장자리의 경량 손잡이         |
| 1      | 보호용 보관함 / 상자      | 표준 운송용 포장                                  |





## 확장형 혈관 수술용 Lobster 견인기

SKU RM-EVLR-1

가격 \$2,999 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품                                  | 치수 / 설명   |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 6  | Lobster 견인기 클램프                      | —         |
| 1  | 수직 지주 및 프레임 커플러가 포함된 Lobster 수술대 클램프 | —         |
| 1  | Lobster 힌지형 연장 암                     | —         |
| 1  | Lobster 프레임                          | —         |
| 2  | Lobster Mayo 회전형 견인기                 | 2¾" × 2"  |
| 1  | Lobster Mayo 회전형 견인기                 | 3½" × 2"  |
| 1  | Lobster Deaver 회전형 견인기               | 2¾" × 4½" |
| 1  | Lobster Harrington 하트형 견인기           | 2" × 5"   |
| 1  | Lobster 성형 가능 회전형 견인기(천공형)           | 2" × 6½"  |
| 1  | Lobster 성형 가능 회전형 견인기(천공형)           | 3" × 6½"  |
| 1  | Lobster 펜스형 회전 견인기                   | 4" × 6"   |
| 2  | Lobster 신장용 회전형 견인기                  | 1" × 6"   |
| 1  | Lobster 내장용 회전형 견인기                  | 2" × 4½"  |
| 1  | Lobster 내장용 회전형 견인기                  | 2" × 6"   |
| 1  | 멸균 박스                                | —         |



## Finochietto (Modif) 늑골 확장기

SKU RM-FMR-299-1

가격 \$299 USD

구성품 목록



| 수량          | 구성품            | 치수 / 설명                                       |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 간결한 수평 트랙 프레임  | 심부 접근을 위한 수동 확장을 지원하는 평면 슬라이드 레일(확장 폭 120 mm) |
| 2 (고정형 한 쌍) | 고정형 곡선 블레이드    | 늑골 표면에 맞춰 성형된 14 mm × 15 mm 유창 측면 블레이드        |
| 1           | 회전식 나사 잠금 어셈블리 | 최적의 수술 견인 상태를 고정하는 조임 기어                      |
| 2           | 인체공학적 견자 연장 암  | 사용자의 피로를 줄여주는 경량 조직 확장용 손잡이                   |
| 1           | 보호용 보관함 / 상자   | 표준 운송 포장                                      |



## Finochietto 늑골 확장기

SKU RM-FRS-SERIES-1

가격 \$329 USD

### 구성품 목록

| 수량          | 구성품               | 치수 / 설명                               |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1           | 간결한 평행 가이드 레일 프레임 | 슬라이딩 방식으로 열려 뼈 사이를 벌리도록 설계된 직선형 바 본체  |
| 2 (고정형 한 쌍) | 고정형 각진 블레이드       | 원형 개창을 갖춘 뼈 파지용 측면 블록                 |
| 1           | 일체형 회전식 나사 잠금장치   | 프레임의 확장 상태를 견고하게 유지하도록 배치된 수동 구조 잠금장치 |
| 2           | 인체공학적 검자 연장 암     | 사용자 피로를 줄이도록 최적화된 경량 구조의 손잡이          |
| 1           | 보호용 보관함 / 상자      | 표준 운송 포장                              |



## Finochietto-Baby 늑골 확장기

SKU RM-FBRS-100-1

가격 \$299 USD

### 구성품 목록

| 수량          | 구성품                   | 치수 / 설명                                     |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1           | 평행 슬라이드 가이드 레일 트랙 프레임 | 좁은 소아 수술 공간에서 슬라이드 방식으로 벌어지도록 설계된 소형 트랙 시스템 |
| 2 (고정형 한 쌍) | 고정형 각진 블레이드           | 원형 창을 갖춘 31 mm × 31 mm 뼈 고정용 측면 블록          |
| 1           | 일체형 회전 나사 잠금장치        | 프레임의 확장 상태를 견고하게 유지하도록 배치된 수동 구조 잠금장치       |
| 2           | 인체공학적 검자 연장 암         | 매끄러운 가장자리를 갖도록 설계된 초경량 구조의 핸들               |
| 1           | 보호용 보관함 / 상자          | 표준 운송 포장                                    |




## Finochietto 영아용 늑골 확장기

SKU RM-FIRS-SERIES-1

가격 \$319 USD

### 구성품 목록

| 수량       | 구성품             | 치수 / 설명                         |
|----------|-----------------|---------------------------------|
| 1        | 정교한 수평 트랙 프레임   | 영아 개흉술에 최적화된 소형 슬라이드 바 구조       |
| 2 (고정 쌍) | 고정형 각진 블레이드     | 14×15 mm 또는 15×15 mm 유창 측면 모듈   |
| 1        | 회전식 나사 잠금 장치    | 견인 상태를 고정하고 피로를 줄이는 수동 안전 잠금 볼트 |
| 2        | 인체공학적 테이퍼형 검자 암 | 외측 가장자리 전체가 매끄럽게 제작된 경량 구조의 핸들  |
| 1        | 보호용 보관함 / 상자    | 표준 운송 포장                        |



## 프랑스형 I.M.A 홍골 견인기

SKU RM-FPIMASR-429-1

가격 \$429 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                 | 치수 / 설명                                      |
|----|---------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 메인 슬라이딩 트랙 프레임 레일   | 홍부 구조물을 유도하고 벌리도록 설계된 측방 프레임                 |
| 1  | 넓은 홍골 블레이드 부품       | 홍골에 가해지는 힘을 분산하는 100 mm × 20 mm의 매끄러운 평판형 패들 |
| 2  | 비대칭 홍골 클로 블레이드      | 클로 깊이 28 mm 또는 32 mm로 설계된 곡선형 견인 후크 2개       |
| 3  | 전용 장력 조절 블레이드 잠금 나사 | 각 블레이드를 제자리에 고정하도록 장착된 독립형 잠금 장치             |
| 2  | 인체공학적 견인 검자 암       | 외곽이 매끄러운 경량 유선형 핸들 빔                         |
| 1  | 보호용 보관함 / 상자        | 표준 운송용 포장                                    |



## 소절개 홍골절개술용 프랑스형 I.M.A. 홍골 견인기

SKU RM-FPMS-429-1

가격 \$429 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                     | 치수 / 설명                                           |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 로우 프로파일 정중선 슬라이딩 트랙 프레임 | 소절개 홍골절개 접근법에 최적화된 소형 가이드 바 레일                    |
| 1  | 소형 홍골 블레이드 구성품          | 골벽에 가해지는 힘을 분산하는 30 mm × 20 mm 크기의 매끄러운 직사각형 플레이트 |
| 2  | 미세 홍골 클로 블레이드           | 작업부 깊이가 43 mm 또는 50 mm인 곡선형 고정 후크 2개              |
| 3  | 일체형 수동 블레이드 나사 잠금장치     | 각각의 벌림 설정을 고정하는 쿼터 나사 조립체                         |
| 2  | 유선형 검자 연장 암             | 외측 모서리를 완전히 매끄럽게 마감한 경량 본체 구조                     |
| 1  | 보호용 보관함 / 상자            | 표준 운송 포장                                          |



## Haight 늑골 벌리기

SKU RM-HRS-329-1

가격 \$329 USD

구성품 목록

| 수량          | 구성품           | 치수 / 설명                                   |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1           | 수평 확장 레일 빔    | 개흉술 중 수동으로 구조를 벌릴 수 있도록 지지하는 슬라이드 프레임     |
| 2 (고정형 한 쌍) | 고정형 각도형 블레이드  | 조직 접촉부에 창이 있는 30 mm × 30 mm 골 고정용 측면 플레이트 |
| 1           | 회전식 나사 잠금장치   | 선택한 견인 정도를 안정적으로 유지하는 기계식 고정 클램프          |
| 2           | 인체공학적 견인 검자 빔 | 외측 가장자리 전체를 매끄럽게 가공한 경량 손잡이 구조            |
| 1           | 보호용 보관함 / 상자  | 표준 운송 포장                                  |



## Henly 견인기 중앙 블레이드

SKU **RM-HRCB-1**

가격 **\$48 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                              | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|---------------------------------------|-------------|------|
| 길이 19 mm × 너비 15 mm — 표준 Henly 스템 장착부 | RM-HRCB-1-1 | \$48 |
| 길이 25 mm × 너비 15 mm — 표준 Henly 스템 장착부 | RM-HRCB-1-2 | \$50 |
| 길이 32 mm × 너비 15 mm — 표준 Henly 스템 장착부 | RM-HRCB-1-3 | \$52 |
| 길이 76 mm × 너비 15 mm — 표준 Henly 스템 장착부 | RM-HRCB-1-4 | \$54 |




## Henly 견인기 프레임

SKU **RM-HRF-6CM-1**

가격 **\$124 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션      | SKU / 상세 정보                       | 가격    |
|---------------|-----------------------------------|-------|
| Henly 견인기 프레임 | 벌림 폭 6 cm, 핑거 링 래치 본체, 중앙 블레이드 소켓 | \$124 |
| 보호 슬리브 / 상자   | 개별 운송용 포장                         | \$124 |



## 판막엽 견인기

SKU **RM-LFR-22-1**

가격 **\$49 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품           | 치수 / 설명                                                                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 폭 5.0 mm 블레이드 | 전체 길이: 22 cm · 주요 임상 용도: 소아 판막 수술, 교련절개술 및 대동맥판 침판 관찰 · 가격(USD): \$49.00 |
| 1  | 폭 8.0 mm 블레이드 | 전체 길이: 22 cm · 주요 임상 용도: 성인 승모판 판막엽 견인 및 판막하 건삭 노출 · 가격(USD): \$49.00    |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자   | 전체 길이: 표준 운송 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                              |




## 범용 리프트 장착 McCarthy 소절개 흉골절개용 견인기

SKU RM-MMSR-1

가격 \$699 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                   | 치수 / 설명                             |
|----|-----------------------|-------------------------------------|
| 1  | 이중 바 흉부 확장기           | 흉골을 벌리기 위한 5-inch 개량형 주 확장 프레임      |
| 1  | 분할형 범용 클램프            | 프레임 부착물을 고정하기 위한 전용 장착 클램프          |
| 1  | 범용 클램프                | 구성품을 연결하기 위한 다목적 클램핑 블록             |
| 1  | 주 브래킷                 | 보조 견인기 암을 지지하기 위한 주 장착 브래킷          |
| 1  | 튜브 홀더                 | 수술 부위 내 배치에 맞춰 수술용 튜브를 고정           |
| 1  | 직각 가로 바               | 보조 견인기 구성품의 위치를 조절하기 위한 구조용 가로 바    |
| 1  | 대형 와이어 바스켓 견인기(성형 가능) | 조직을 부드럽게 이동시키기 위한 넓은 성형 가능 와이어 바스켓  |
| 2  | 소형 와이어 바스켓 견인기(성형 가능) | 목표 부위의 조직을 견인하기 위한 소형 성형 가능 와이어 바스켓 |



## Mercedes 흉부 견인기

SKU RM-MTR-SERIES-1

가격 \$329 USD

구성품 목록

| 수량     | 구성품                | 치수 / 설명                              |
|--------|--------------------|--------------------------------------|
| 1      | 견고한 반원형 트랙 베이스 프레임 | 기계적 토르크를 제공하는 복합 작동식 조립체             |
| 4 (2쌍) | 탈착식 갈고리형 측면 블레이드   | 교체형 유장 블레이드 2쌍(48×68 mm 또는 70×75 mm) |
| 1      | 중앙 나사 조절 기어        | 설정된 구성을 고정하고 손의 부담을 줄이는 수동 잠금 장치     |
| 2      | 인체공학적 견인 검자 암      | 외측 가장자리를 매끄럽게 설계한 경량 핸들 프레임          |
| 1      | 보호용 보관함 / 상자       | 표준 운송 포장                             |






## 승모판 견인기

SKU **RM-MVR-1**

가격 **\$899 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품           | 치수 / 설명                   |
|----|---------------|---------------------------|
| 1  | 메인 브래킷        | 견인기 시스템의 주요 구조 지지 구성품     |
| 1  | Cooley 흉골 견인기 | 흉골 견인용 구성품                |
| 1  | 측면 암 바        | 추가적인 구조 지지 및 위치 조절 기능 제공  |
| 3  | 범용 클램프        | 시스템 내 호환 구성품 연결 및 고정      |
| 1  | 삼첨판 블레이드      | 심장 수술 시야 확보용 블레이드         |
| 1  | 대형 견인기 블레이드   | 조직 견인용 대형 블레이드            |
| 3  | 소형 견인기 블레이드   | 조직 견인용 소형 블레이드            |
| 1  | 멸균 박스         | 보관 및 재처리 중 전체 세트를 정리하고 보호 |



## Morse 늑골 확장기

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

가격 **\$239 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                        | SKU / 상세 정보       | 가격    |
|---------------------------------|-------------------|-------|
| 옵션 A — 22 × 27 mm / 확장 폭 200 mm | RM-MRS-SERIES-1-A | \$239 |
| 옵션 B — 30 × 28 mm / 확장 폭 210 mm | RM-MRS-SERIES-1-B | \$259 |
| 옵션 C — 42 × 28 mm / 확장 폭 210 mm | RM-MRS-SERIES-1-C | \$279 |
| 옵션 D — 55 × 28 mm / 확장 폭 210 mm | RM-MRS-SERIES-1-D | \$299 |





## Morse-Favaloro 늑골 확장기

SKU RM-MFRS-160-1

가격 **\$269 USD**

구성품 목록

| 수량      | 구성품                   | 처수 / 설명                                       |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1       | 평행 슬라이드 가이드 레일 트랙 프레임 | 확장 프레임 역할을 하는 경량 알루미늄 가이드 바 레일                |
| 4 (2 쌍) | 각진 가동식 측면 블레이드        | 늑골 윤곽에 맞춰 여러 위치로 조절 가능한 17 mm × 22 mm 블레이드 4개 |
| 1       | 회전식 나사 잠금장치           | 블레이드를 최적의 견인 위치에 고정하는 일체형 잠금 볼트               |
| 2       | 인체공학적 견인 겹자 암         | 바깥쪽 가장자리를 매끄럽게 설계한, 끝으로 갈수록 가늘어지는 알루미늄 손잡이 생크 |
| 1       | 보호용 보관함 / 상자          | 표준 운송 포장                                      |



## Parsonnet 심외막 견인기

SKU RM-PER-1

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 초소형      | RM-PER-1-1  | \$44 |
| 소형       | RM-PER-1-2  | \$49 |
| 중형       | RM-PER-1-3  | \$54 |
| 대형       | RM-PER-1-4  | \$59 |



## Ross 대동맥판 견인기

SKU RM-RAVR-25-1

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                           | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|------------------------------------|----------------|------|
| 크기 #1 — ⅜" × ⅝" (약 16 × 16 mm)     | RM-RAVR-25-1-1 | \$89 |
| 크기 #2 — ½" × ⅞" (약 13 × 22 mm)     | RM-RAVR-25-1-2 | \$89 |
| 크기 #3 — ¾" × 1" (약 19 × 25 mm)     | RM-RAVR-25-1-3 | \$89 |
| 크기 #4 — ¾" × 1 ⅛" (약 19 × 29 mm)   | RM-RAVR-25-1-4 | \$89 |
| 크기 #5 — 1 ⅛" × 1 ⅝" (약 29 × 29 mm) | RM-RAVR-25-1-5 | \$89 |
| 크기 #6 — 1 ⅝" × ⅞" (약 35 × 22 mm)   | RM-RAVR-25-1-6 | \$89 |



## Sachs 정맥 견인기

SKU **RM-SVR-22-1**

가격 **\$54 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                             | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|--------------------------------------|---------------|------|
| 평활 블레이드 모델 — 길이 22 cm, 매끄러운 곡선형 블레이드 | RM-SVR-22-1-1 | \$54 |
| 유치 블레이드 모델 — 길이 22 cm, 톱니형 블레이드 가장자리 | RM-SVR-22-1-2 | \$54 |
| 예리한 후크 모델 — 길이 22 cm, 예리한 곡선형 후크     | RM-SVR-22-1-3 | \$54 |



## Semb 폐/근육 견인기

SKU **RM-SLMR-89-1**

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                | SKU / 상세 정보    | 가격   |
|-----------------------------------------|----------------|------|
| 25.5 cm 곡면형 모델 — 곡면 그림이 적용된 25.5 cm     | RM-SLMR-89-1-1 | \$89 |
| 25.0 cm 평면 손잡이 모델 — 평면 손잡이가 적용된 25.0 cm | RM-SLMR-89-1-2 | \$89 |



## ThoraGate 늑골 거상 견인기 시스템

SKU **RM-TRURS-1**

가격 **\$1,499 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                 | 치수 / 설명                     |
|----|---------------------|-----------------------------|
| 1  | ThoraGate 늑골 거상 견인기 | 주 흉부 견인기 프레임 및 거상 어셈블리      |
| 1  | 유연 암                | 견인기 구성품의 위치 조절을 위한 관절형 지지 암 |
| 1  | 흡착식 안정화 받침대         | 기계적 시스템의 균형 유지를 돕는 베이스 유닛   |
| 2  | 하부 블레이드(서로 다른 크기)   | 하부 늑골에 걸쳐 사용하는 교체형 블레이드     |
| 3  | 상부 블레이드(서로 다른 크기)   | 상부 늑골 거상용 교체형 블레이드          |



## Tuffier 늑골 확장기

SKU RM-TRS-160-1

가격 \$299 USD

구성품 목록

| 수량          | 구성품            | 치수 / 설명                                   |
|-------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1           | 수평 슬라이딩 트랙 프레임 | 압박 하중에서도 확장 상태를 구조적으로 지지하는 평행 바 가이드 레일    |
| 2 (고정형 한 쌍) | 넓은 고정형 측면 블레이드 | 뼈를 잡아주도록 안쪽에 톱니가 있는 45 mm × 45 mm 각도형 접촉판 |
| 1           | 수동 회전식 나사 잠금장치 | 설정된 확장 간격을 고정하고 손의 피로를 줄이는 나사산 잠금 기구      |
| 2           | 인체공학적 겹차 연장 암  | 가장자리를 매끄럽게 설계한 유선형 경량 손잡이 축               |
| 1           | 보호용 보관함 / 상자   | 표준 운송 포장                                  |




## Valve XS 견인기 시스템

SKU RM-VXRS-1

가격 \$999 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                    | 치수 / 설명     |
|----|------------------------|-------------|
| 1  | 측방 접근용 Valve XS 견인 시스템 | 이중 관절 구성    |
| 1  | 볼 스프 체결 방식 블레이드 단품     | 53 × 36 mm  |
| 1  | 측방 늑골 견인기용 부속품(성형 가능)  | 60 × 35 mm  |
| 1  | Valve XS 연결 클램프 Type B | 구조 고정용 클램프  |
| 1  | 견인봉                    | 9" (230 mm) |
| 1  | MICS CABG용 견인기         | 전용 구성품      |
| 1  | 심방 거상 견인기 블레이드 장착 기구   | 전용 장착 도구    |
| 1  | 블레이드 단품                | 30 × 35 mm  |
| 1  | 블레이드 단품                | 40 × 35 mm  |
| 1  | 블레이드 단품                | 50 × 35 mm  |
| 1  | 블레이드 단품                | 60 × 35 mm  |
| 1  | 블레이드 단품                | 70 × 35 mm  |
| 1  | 멸균 박스                  | 보관 용기       |





## 혈관 수술용 Lobster 시스템

SKU RM-VLS-1

가격 \$2,699 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                               | 지수 / 설명  |
|----|-----------------------------------|----------|
| 1  | Lobster 프레임                       | —        |
| 1  | 수직 포스트 및 프레임이 포함된 Lobster 수술대 클램프 | —        |
| 8  | Lobster 견인기 클램프                   | —        |
| 2  | Lobster Mayo 회전형 견인기              | ¾" × 2"  |
| 1  | Lobster Mayo 회전형 견인기              | 3½" × 2" |
| 1  | Lobster 펜스형 회전형 견인기               | 4" × 6"  |
| 1  | Lobster 내장용 회전형 견인기               | 2" × 4½" |
| 1  | Lobster 내장용 회전형 견인기               | 2" × 6"  |
| 2  | Lobster 신장용 회전형 견인기               | 1" × 6"  |
| 1  | Lobster Deaver 회전형 견인기            | ¾" × 4½" |
| 1  | Lobster 가변형 회전형 견인기(천공형)          | 2" × 6½" |
| 1  | Lobster 가변형 회전형 견인기(천공형)          | 3" × 6½" |
| 1  | Lobster Harrington Sweetheart 견인기 | 2" × 5"  |
| 1  | 멸균 박스                             | —        |



## Willauer-Deaver 견인기


SKU RM-WDR-395-1

가격 \$99 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                            | SKU / 상세 정보    | 가격    |
|-------------------------------------|----------------|-------|
| 폭 25 mm 블레이드 — 폭 25 mm × 작업면 108 mm | RM-WDR-395-1-1 | \$99  |
| 폭 50 mm 블레이드 — 폭 50 mm × 작업면 108 mm | RM-WDR-395-1-2 | \$149 |






## Wylie 신정맥 견인기

SKU **RM-WRVR-1**

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                            | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| 11 ¾" (29.85 cm) — 매끄러운 곡선형 혈관 블레이드 | RM-WRVR-1-1 | \$89  |
| 12.0" (30.48 cm) — 매끄러운 곡선형 혈관 블레이드 | RM-WRVR-1-2 | \$94  |
| 12 ½" (31.75 cm) — 매끄러운 곡선형 혈관 블레이드 | RM-WRVR-1-3 | \$99  |
| 12 ¾" (32.39 cm) — 매끄러운 곡선형 혈관 블레이드 | RM-WRVR-1-4 | \$104 |
| 13.0" (33.02 cm) — 매끄러운 곡선형 혈관 블레이드 | RM-WRVR-1-5 | \$109 |



## Rultract 견인기 시스템

SKU **RM-RRS-1**

가격 **\$1,499 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                     | 치수 / 설명                       |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| 1  | 스플라인 팁, 이중 절곡 지지대/클램프   | 주요 장착 연결부 및 클램프 조절 기능 제공      |
| 1  | 스냅 클립이 장착된 갈퀴형 견인부 어셈블리 | 스냅 클립 부착부를 통해 수술 조직을 걸어 고정    |
| 1  | 스플라인 상부 지지대             | 상부 프레임 부분을 연결하고 지지대 어셈블리를 안정화 |



## Bookwalter IMA 견인기 시스템

SKU **RM-BIRS-1**

가격 **\$1,499 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품          | 치수 / 설명         |
|----|--------------|-----------------|
| 1  | 수직 연장 바      | 12" (30 cm)     |
| 1  | 포스트 커플러      | 표준형             |
| 1  | 수평 바         | 표준형             |
| 2  | IMA 래치 장치    | 미세 회전 조절(<1 mm) |
| 1  | IMA 크로스 바    | 12" (30 cm)     |
| 2  | IMA 견인기 블레이드 | 표준 IMA 형상       |
| 1  | 멸균 박스        | 보호 케이스          |



## Breisky 질 견인기

SKU **RM-BVR-1**

가격 **\$89 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                                    | 치수 / 설명                         |
|----|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 100 mm × 25 mm — 28 cm ~ 36 cm         | 질의 얇은 부위 및 질입구 노출 — \$89.00     |
| 1  | 100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm ~ 36 cm | 전방/후방 질벽의 넓은 부위 유지 — \$89.00    |
| 1  | 130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm ~ 36 cm | 중간 깊이의 질원개 노출 — \$94.00         |
| 1  | 130 mm × 40 mm — 28 cm ~ 36 cm         | 심부 골반저 재건 — \$94.00             |
| 1  | 140 mm × 35 mm — 28 cm ~ 36 cm         | 질식 자궁절제술 시 자궁경부 접근 — \$99.00    |
| 1  | 160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm ~ 36 cm | 분만력이 있는 환자의 심부 질원개 접근 — \$99.00 |
| 1  | 180 mm × 25 mm — 28 cm ~ 36 cm         | 최대 깊이의 골반 및 질첨부 접근 — \$104.00   |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자                            | 표준 포장 — 포함                      |



## Delee 범용 견인기

SKU **RM-DUR-1**

가격 **\$129 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션     | SKU / 상세 정보                      | 가격    |
|--------------|----------------------------------|-------|
| Delee 범용 견인기 | 전체 길이 24 cm, 50 × 70 mm 곡선형 블레이드 | \$129 |
| 보호 슬리브 / 상자  | 개별 운송용 포장                        | \$129 |





### Doyen 질 견인기

SKU **RM-DVR-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                 | 가격   |
|-------------|-----------------------------|------|
| Doyen 질 견인기 | 링 핸들과 넓은 블레이드를 갖춘 수동식 질 견인기 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 개별 운송 포장                    | \$79 |



### Eastman 질 견인기

SKU **RM-EVR-1**

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|------------------------|-------------|------|
| 76 mm × 38 mm — 18 cm  | RM-EVR-1-1  | \$59 |
| 88 mm × 38 mm — 18 cm  | RM-EVR-1-2  | \$62 |
| 101 mm × 38 mm — 18 cm | RM-EVR-1-3  | \$64 |



### Guttman 산과용 견인기

SKU **RM-GOR-1**

가격 **\$94 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                            | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|
| 7.5 cm 블레이드 연장형 — 50 mm × 70 mm 기본 블레이드, 7.5 cm 연장형 | RM-GOR-1-1  | \$94 |
| 11.0 cm 블레이드 연장형 — 50 mm × 70 mm 기본 블레이드, 11 cm 연장형 | RM-GOR-1-2  | \$99 |



## Heaney 자궁절제술용 견인기

SKU **RM-HEHR-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                         | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------------------------------|-------------|------|
| 44 mm × 25 mm — 17 cm 또는 27 cm   | RM-HEHR-1-1 | \$84 |
| 70 mm × 25 mm — 17 cm 또는 27 cm   | RM-HEHR-1-2 | \$84 |
| 73 mm × 28.5 mm — 17 cm 또는 27 cm | RM-HEHR-1-3 | \$89 |
| 114 mm × 25 mm — 17 cm 또는 27 cm  | RM-HEHR-1-4 | \$89 |



## Heaney Simon 질 견인기

SKU **RM-HSVR-1**

가격 **\$139 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                     | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|------------------------------|-------------|-------|
| 27.0 cm (10.6") — 소형, 중형, 대형 | RM-HSVR-1-1 | \$139 |
| 29.2 cm (11.5") — 소형, 중형, 대형 | RM-HSVR-1-2 | \$149 |




## Jackson 질 견인기

SKU **RM-JVR-1**

가격 **\$44 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------------|-------------|------|
| 75 mm × 38 mm  | RM-JVR-1-1  | \$44 |
| 90 mm × 38 mm  | RM-JVR-1-2  | \$49 |
| 100 mm × 38 mm | RM-JVR-1-3  | \$54 |



## Kelly Sims 질 견인기

SKU **RM-KSVR-1**

가격 **\$84 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|----------|-------------|------|
| 18 cm    | RM-KSVR-1-1 | \$84 |
| 20 cm    | RM-KSVR-1-2 | \$89 |
| 23 cm    | RM-KSVR-1-3 | \$94 |
| 26 cm    | RM-KSVR-1-4 | \$99 |



## Kristeller 질 견인기

SKU **RM-KVR-1**

가격 **\$44 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                                            | 치수 / 설명                                                                                       |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 좁은 블레이드 (75×10, 110×14, 110×17 mm)             | 선택 가능한 길이: 18 cm 또는 22 cm · 주요 임상 용도: 소아, 미산부 및 좁은 질관의 시야 확보 · 가격(USD): \$44.00 / \$49.00     |
| 1  | 중간 너비 블레이드 (75×23, 80×25, 115×23 mm)           | 선택 가능한 길이: 18 cm 또는 22 cm · 주요 임상 용도: 일반 성인 질 검사 및 소규모 골반 수술 · 가격(USD): \$44.00 / \$49.00     |
| 1  | 넓은/깊은 블레이드 (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm) | 선택 가능한 길이: 18 cm 또는 22 cm · 주요 임상 용도: 경산부의 심부 골반저 복원술 및 질식 자궁절제술 · 가격(USD): \$44.00 / \$49.00 |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자                                    | 선택 가능한 길이: 표준 운송 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                                               |



## 측방 흑색 코팅 질 견인기

SKU **RM-LEVR-63-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                                          | 가격   |
|----------------|------------------------------------------------------|------|
| 측방 흑색 코팅 질 견인기 | 치수 / 상세 정보: 6.3 cm 규격, 레이저 수술용 흑색 코팅 블레이드 · 포함 수량: 1 | \$79 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 치수 / 상세 정보: 개별 운송 포장 · 포함 수량: 1                      | \$79 |



### 비전도성 질 측벽 견인기

SKU RM-LNCVR-63-1

가격 **\$69 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품         | 처수 / 설명                                                                    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 개방형 상크 구성   | 블레이드 폭: 6.3 cm · 주요 임상 용도: LEEP/LLETZ 중 수술 기구의 작업 공간 확보 · 가격(USD): \$69.00 |
| 1  | 폐쇄형 긴 상크 구성 | 블레이드 폭: 6.3 cm · 주요 임상 용도: 원활한 질 측벽 점막 견인 및 레이저 절제 · 가격(USD): \$69.00      |
| 1  | 보호 슬리브 / 상자 | 블레이드 폭: 표준 운송용 포장 · 주요 임상 용도: — · 가격(USD): 포함                              |



### 질 측벽 견인기

SKU RM-LWVR-1

가격 **\$109 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|----------|-------------|-------|
| 23 cm    | RM-LWVR-1-1 | \$109 |
| 26 cm    | RM-LWVR-1-2 | \$114 |
| 28 cm    | RM-LWVR-1-3 | \$119 |



### Lone Star 견인기 (부인과 및 남성 비뇨의학과용)

SKU RM-LSR-GMU-1

가격 **\$399 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                  | SKU / 상세 정보    | 가격    |
|-------------------------------------------|----------------|-------|
| 소형 링 — 16.6 cm x 16.2 cm<br>(부인과/비뇨의학과용)  | RM-LSR-GMU-1-1 | \$384 |
| 표준형 링 — 25.3 cm x 11.3 cm<br>(부인과/비뇨의학과용) | RM-LSR-GMU-1-2 | \$399 |
| 대형 링 — 32.5 cm x 18.3 cm<br>(부인과/비뇨의학과용)  | RM-LSR-GMU-1-3 | \$414 |



## O'Sullivan-O'Conner 질 견인기

SKU RM-OSVR-28-1

가격 **\$399 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품            | 치수 / 설명                                                                           |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 주 견인기 프레임 본체   | 치수(길이 × 너비): 28 cm 프레임(곡선형 또는 타원형 구성) · 포함 수량: 프레임 1개 · 가격(USD): 세트에 포함(\$399.00) |
| 1  | 소형 교체형 블레이드    | 치수(길이 × 너비): 1.3 cm × 4.7 cm 둔성 블레이드 · 포함 수량: 블레이드 1개 · 가격(USD): 세트에 포함           |
| 1  | 중형 교체형 블레이드    | 치수(길이 × 너비): 3.8 cm × 8.9 cm 둔성 블레이드 · 포함 수량: 블레이드 1개 · 가격(USD): 세트에 포함           |
| 1  | 대형 교체형 블레이드    | 치수(길이 × 너비): 4.4 cm × 8.9 cm 둔성 블레이드 · 포함 수량: 블레이드 1개 · 가격(USD): 세트에 포함           |
| 1  | 보관 / 운송용 보호 상자 | 치수(길이 × 너비): 표준 운송용 포장 · 포함 수량: 상자 1개 · 가격(USD): 세트에 포함                           |



## 둔단형 골반 견인기

SKU RM-PRB-105-1

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                                  | 가격   |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| 둔단형 골반 견인기  | 길이 10 1/2" (26.67 cm), 폭 1"의 막힌 형태의 둔단형 블레이드 | \$89 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장                                    | \$89 |



## 이완 질벽용 비전도성 견인기

SKU RM-RNWR-7IN-1

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보     | 가격    |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| 중형 — 7 in, 9.0 × 2.0 cm 블레이드  | RM-RNWR-7IN-1-1 | \$99  |
| 대형 — 7 in, 9.0 × 2.5 cm 블레이드  | RM-RNWR-7IN-1-2 | \$109 |
| 특대형 — 7 in, 9.0 × 3.0 cm 블레이드 | RM-RNWR-7IN-1-3 | \$119 |



### 이완 질벽 견인기

SKU **RM-RWR-18-1**

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보   | 가격    |
|-------------------------------|---------------|-------|
| 중형 — 18 cm, 5.7×2.2 cm 블레이드   | RM-RWR-18-1-1 | \$89  |
| 대형 — 18 cm, 7.0×2.2 cm 블레이드   | RM-RWR-18-1-2 | \$99  |
| 특대형 — 18 cm, 10.8×3.0 cm 블레이드 | RM-RWR-18-1-3 | \$109 |



### Rigby 자가유지형 질 견인기

SKU **RM-RSRVR-18-1**

가격 **\$69 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션          | SKU / 상세 정보                                 | 가격   |
|-------------------|---------------------------------------------|------|
| Rigby 자가유지형 질 견인기 | 전체 길이 18 cm, 깊이 63.5 mm의 매끄러운 블레이드, 래치 잠금장치 | \$69 |
| 보호 슬리브 / 상자       | 개별 운송용 포장                                   | \$69 |



### Sims 질 견인기

SKU **RM-SVR-19-1**

가격 **\$91 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|-------------------------------|---------------|------|
| 63.5 mm × 25 mm — 광택 또는 흑색 마감 | RM-SVR-19-1-1 | \$91 |
| 76.0 mm × 32 mm — 광택 또는 흑색 마감 | RM-SVR-19-1-2 | \$93 |
| 82.5 mm × 32 mm — 광택 또는 흑색 마감 | RM-SVR-19-1-3 | \$95 |
| 82.5 mm × 38 mm — 광택 또는 흑색 마감 | RM-SVR-19-1-4 | \$97 |
| 89.0 mm × 41 mm — 광택 또는 흑색 마감 | RM-SVR-19-1-5 | \$99 |



## Sims 질 견인기 — 중공형 그립 핸들

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

가격 **\$89 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션              | SKU / 상세 정보      | 가격   |
|-----------------------|------------------|------|
| 70 mm × 25 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-1 | \$89 |
| 76 mm × 38 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-2 | \$94 |
| 90 mm × 38 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-3 | \$99 |



## St. Marks 골반 견인기

SKU **RM-SMPR-1**

가격 **\$79 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                      | SKU / 상세 정보 | 가격   |
|-------------------------------|-------------|------|
| 11 ½" 립형 모델 — 11 ½" (29.2 cm) | RM-SMPR-1-1 | \$79 |
| 13" 립형 모델 — 13" (33.0 cm)     | RM-SMPR-1-2 | \$84 |
| 13" 무립형 모델 — 13" (33.0 cm)    | RM-SMPR-1-3 | \$89 |






## Bookwalter 부인과용 견인기 시스템

SKU RM-BGRS-1

가격 **\$1,699 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품          | 치수 / 설명                     |
|----|--------------|-----------------------------|
| 1  | 수술 부위 지지 포스트 | 12" (30 cm)                 |
| 1  | 포스트 커플러      | 표준형                         |
| 1  | 수평 바         | 표준형                         |
| 4  | 틸트 래치 장치     | 다각도 조절형                     |
| 1  | 노치형 회음부 링    | 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) |
| 2  | 질 측벽 블레이드    | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)      |
| 1  | 질 후벽 블레이드    | 1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)    |
| 1  | Deaver 블레이드  | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)     |
| 1  | Deaver 블레이드  | 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)     |
| 1  | 멸균함          | 보호 케이스                      |




## Bookwalter GYN Magrina 골반 수술용 견인기 시스템

SKU RM-BGMPRS-1

가격 **\$1,499 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품          | 치수 / 설명                     |
|----|--------------|-----------------------------|
| 1  | 수술 부위 지지 포스트 | 12" (30 cm)                 |
| 1  | 포스트 커플러      | 표준형                         |
| 1  | 수평 플렉스 바     | 표준 다관절형                     |
| 1  | 노치가 있는 회음부 링 | 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) |
| 4  | 회전식 틸트 래치    | 링 고정 기능이 있는 표준형             |
| 2  | 질 측벽용 블레이드   | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)      |
| 1  | Deaver 블레이드  | 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)     |
| 1  | Deaver 블레이드  | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)     |
| 1  | 질 후벽용 블레이드   | 1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)    |
| 1  | 멸균 박스        | 보호 케이스                      |





## Bookwalter StrongArm 부인과 수술 시스템

SKU RM-BSAGYNS-1

가격 **\$1,599 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                               | 치수 / 설명                     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 레일 클램프가 포함된 상부 장착형 StrongArm Plus | 관절식 / 수술대 레일 호환             |
| 4  | 자가 유지형 틸트 래치                      | 표준 다각도형                     |
| 1  | 노치형 회음부 링                         | 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) |
| 2  | 질 측벽용 블레이드                        | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)      |
| 1  | 질 후벽용 블레이드                        | 1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)    |
| 1  | Deaver 블레이드                       | 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)     |
| 1  | Deaver 블레이드                       | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)     |
| 1  | 멸균 박스                             | 보호 케이스                      |




## Bookwalter 회음부 수술용 견인기

SKU RM-BPRS-1

가격 **\$2,199 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품         | 치수 / 설명                     |
|----|-------------|-----------------------------|
| 1  | 지지 포스트      | 12" (30 cm)                 |
| 2  | 포스트 커플러     | 표준형                         |
| 1  | 수평 바        | 표준형                         |
| 1  | 수직 연장 바     | 12" (30 cm)                 |
| 5  | 틸트 래치 기구    | 표준 다각도형                     |
| 1  | 반원형 세그먼트    | 직경 8½" (21.6 cm)            |
| 1  | 노치형 회음부 링   | 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) |
| 2  | 질 후벽용 블레이드  | 1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)    |
| 1  | Deaver 블레이드 | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)     |
| 1  | Deaver 블레이드 | 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)     |
| 2  | 성형 가능한 블레이드 | ½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)     |
| 2  | 성형 가능한 블레이드 | ¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)     |
| 2  | 성형 가능한 블레이드 | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)     |
| 1  | 멸균 박스       | 보호 케이스                      |





### 폭 조절식 Mayfield 어댑터

SKU **RM-AMA-1**

가격 **\$1,199 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                | 처수 / 설명                                                             |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 폭 조절식 Mayfield 어댑터 | 고정용 홀이 내장되어 있지 않은 수술대에 Mayfield 방식 두개골 고정 시스템을 안전하게 장착할 수 있는 플랫폼 제공 |
| 2  | 조절식 끝단 브래킷         | 어댑터를 수술대 사이드 레일에 고정하며 다양한 수술대 폭에 대응                                 |
| 다수 | 장착 홀               | 두개골 클램프 베이스 유닛의 좌우 조절 및 유연한 위치 설정 가능                                |



### Adson 소뇌 견인기

SKU **RM-ACR-1**

가격 **\$159 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|------------------------|-------------|-------|
| 소형 — 6.5 in, 깊이 22 mm  | RM-ACR-1-1  | \$149 |
| 표준형 — 7.5 in, 깊이 22 mm | RM-ACR-1-2  | \$159 |
| 대형 — 9.5 in, 깊이 22 mm  | RM-ACR-1-3  | \$174 |



### Adson 자가유지형 소뇌 견인기

SKU **RM-ASCR-1**

가격 **\$199 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션             | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|----------------------|-------------|-------|
| 소형 — 6.5 in, 4x4 갈퀴  | RM-ASCR-1-1 | \$189 |
| 표준형 — 7.5 in, 4x4 갈퀴 | RM-ASCR-1-2 | \$199 |
| 대형 — 9.5 in, 4x4 갈퀴  | RM-ASCR-1-3 | \$214 |



## Anderson-Adson 자가유지형 소뇌 견인기

SKU RM-AASCR-1

가격 \$199 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                   | SKU / 상세 정보  | 가격    |
|--------------------------------------------|--------------|-------|
| 소형 — 6.5 in, 4x4 예리한 프롱                    | RM-AASCR-1-1 | \$189 |
| 표준형 — 7.5 in (19 cm), 4x4 예리한 프롱, 깊이 13 mm | RM-AASCR-1-2 | \$199 |
| 대형 — 9.5 in, 4x4 예리한 프롱                    | RM-AASCR-1-3 | \$214 |



## Budde Halo 견인기

SKU RM-BHR-1

가격 \$2,499 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                  | 치수 / 설명            |
|----|----------------------|--------------------|
| 1  | 헤일로 링                | 이중 힌지형 원형 설계       |
| 3  | 헤일로 유연형 암            | 9 in (229 mm)      |
| 2  | Budde Halo 지지 브래킷    | 견고한 장착용 클램프        |
| 2  | Budde Halo 지지봉       | 직경 5/16 in         |
| 1  | Budde Halo 코튼 패티 트레이 | 일체형 타공 트레이         |
| 1  | Budde Halo 미니 바이스    | 스테인리스강 클램핑 블록      |
| 2  | Budde 곡선형 견인기        | 끝으로 갈수록 좁아지는 뇌 견인기 |
| 2  | TEW 미세 견인기 블레이드      | 스테인리스강 미세 블레이드     |
| 2  | 헤일로 조절 렌치            | 시스템 잠금 공구          |
| 1  | 멸균함                  | 타공 정리 트레이          |





## Contour 자가유지형 두피 견인기

SKU **RM-CSRSR-1**

가격 **\$99 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션   | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|------------|--------------|------|
| 3×4 둔성 갈퀴  | RM-CSRSR-1-1 | \$99 |
| 3×4 예리형 갈퀴 | RM-CSRSR-1-2 | \$99 |




## Cushing 감압 견인기

SKU **RM-CDR-215-1**

가격 **\$59 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보                            | 가격   |
|----------------|----------------------------------------|------|
| Cushing 감압 견인기 | 길이 21.5 cm, 13 × 19 mm 유창형<br>안장형 블레이드 | \$59 |
| 보호 슬리브 / 상자    | 개별 운송용 포장                              | \$59 |



## Dandy 신경 견인기

SKU **RM-DNR-20-1**

가격 **\$25 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션                                                            | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 직선형 — 전체 길이 20 cm, 직선형 둔성 후크<br>— 직선 경로를 통한 뇌신경 탐색 및 신경근 가동         | RM-DNR-20-1-1 | \$25 |
| 각진 우측 만곡형 — 전체 길이 20 cm, 우측<br>만곡 후크 — 우측 외측 함요부 및 두개저의 신경<br>경로 탐색 | RM-DNR-20-1-2 | \$25 |
| 각진 좌측 만곡형 — 전체 길이 20 cm, 좌측<br>만곡 후크 — 좌측 외측 함요부 및 두개저의 신경<br>경로 탐색 | RM-DNR-20-1-3 | \$25 |




## Greenberg 견인기 키트

SKU RM-GRK-1

가격 \$3,499 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품                           | 치수 / 설명                                                               |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2  | Greenberg 견인기 1차 클램프          | 표준 두개골 클램프에 장착(6 in / 152 mm) — Mayfield 또는 강성 두부 고정장치의 지지대에 직접 고정    |
| 4  | Greenberg 견인기 2차 클램프          | 표준 바에 장착(12 in / 305 mm) — 1차 바와 2차 바를 연결하여 외부 프레임 구성                 |
| 4  | Greenberg 견인기 긴 견인 암          | 길이 9.5 in (241 mm) — 견인기 블레이드를 고정하고 위치를 조절하는 관절형 마찰 암                 |
| 1  | Greenberg 견인기 손 받침대           | 길이 10 in (254 mm) — 수술자의 손을 안정적으로 지지하는 인체공학작 받침대                      |
| 1  | Greenberg 견인기 패티 트레이          | 6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) — 프레임에 장착하여 생리식염수에 적신 코튼오이드/패티를 보관    |
| 1  | Greenberg 견인기 얼굴 케이스          | 17 in × 10 in × 2.375 in — 내구성이 뛰어난 타공형 정리함                           |
| 1  | Greenberg 형태 조절형 테이퍼 견인기 블레이드 | 9 in, 폭 ¼ in × ¾ in (6 × 19 mm) — 넓은 대뇌피질 부위 견인을 위한 초광폭 블레이드          |
| 1  | Greenberg 형태 조절형 테이퍼 견인기 블레이드 | 9 in, 폭 5/32 in × ¾ in (4 × 16 mm) — 대뇌엽 및 측두하 부위 노출을 위한 중간 광폭 블레이드   |
| 1  | Greenberg 형태 조절형 테이퍼 견인기 블레이드 | 9 in, 폭 ¼ in × ½ in (3 × 13 mm) — 심부 대뇌반구간 또는 뇌조 접근을 위한 표준 블레이드       |
| 1  | Greenberg 형태 조절형 테이퍼 견인기 블레이드 | 9 in, 폭 3/32 in × ¾ in (2.4 × 9.5 mm) — 좁은 두개저 접근 경도를 위한 가는 테이퍼형 블레이드 |
| 1  | Greenberg 형태 조절형 테이퍼 견인기 블레이드 | 9 in, 폭 1/16 in × ¼ in (1.6 × 6 mm) — 섬세한 신경 및 혈관 견인을 위한 마이크로 블레이드    |



## Greenberg Simplicity 견인기

SKU RM-GSR-1

가격 \$2,499 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품                  | 치수 / 설명                                              |
|----|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Greenberg 주 지지봉      | 6" (15 cm) — 두개골 클램프 지지대에 단일 지점으로 견고하게 고정            |
| 1  | Greenberg 부유형 보조 지지봉 | 12" (30 cm) — 국소 부위 견인을 위한 유연 암 장착용 보조 레일            |
| 4  | Greenberg 긴 견인 암     | 9.5" (24 cm) — 정밀한 블레이드 고정을 위한 다축 마찰식 유연 암           |
| 1  | Greenberg 손 받침대      | 10" (25 cm) — 조절 가능한 전완 지지대                          |
| 1  | Greenberg 패티 트레이     | 3" × 6¾" (7.5 × 16.8 cm) — 프레임에 장착하여 신경외과용 패티와 기구 보관 |
| 1  | 컴팩트 얼굴 박스            | 맞춤 성형 내부 배치 — 정리 및 멸균용 컴팩트 타공 박스                     |
| 1  | 성형 가능한 테이퍼형 견인 블레이드  | 9" × ¼" × ¾" — 넓은 대뇌피질 부위 보호를 위한 초광폭 블레이드            |
| 1  | 성형 가능한 테이퍼형 견인 블레이드  | 9" × 5/32" × ¾" — 뇌엽 견인을 위한 중간 폭 블레이드                |
| 1  | 성형 가능한 테이퍼형 견인 블레이드  | 9" × ¼" × ½" — 대뇌반구 사이 심부 접근을 위한 표준 블레이드             |
| 1  | 성형 가능한 테이퍼형 견인 블레이드  | 9" × 3/32" × ¾" — 좁은 뇌조 통로를 위한 미세 테이퍼형 블레이드          |
| 1  | 성형 가능한 테이퍼형 견인 블레이드  | 9" × 1/16" × ¼" — 섬세한 신경/혈관 분리를 위한 미세 블레이드           |



## Hoен 신경 견인기

SKU **RM-HNR-22-1**

가격 **\$24 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션    | SKU / 상세 정보                | 가격   |
|-------------|----------------------------|------|
| Hoен 신경 견인기 | 전체 길이 22 cm, 곡선형 비외상성 신경 팁 | \$24 |
| 보호 슬리브 / 상자 | 운송용 개별 포장                  | \$24 |



## Leyla 견인기

SKU **RM-LR-1**

가격 **\$1,199 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품               | 치수 / 설명                                  |
|----|-------------------|------------------------------------------|
| 1  | 유연형 암 2개용 고정 베이스  | 양쪽 유연형 암을 지지봉에 고정하는 중앙 장착 블록             |
| 2  | 유연형 암             | 정밀한 위치 조절을 위해 360도로 움직이는 다관절 마찰 암        |
| 2  | 평판형 뇌 스패틀라 지지대    | 스패틀라를 유연형 암에 연결하는 말단 장착 어댑터              |
| 1  | 수술대 고정용 볼 앤 소켓 관절 | 수술대 레일에 장착된 지지봉의 각도를 유연하게 조절할 수 있는 다축 관절 |
| 1  | 고정용 지지봉           | 시스템을 수술포 높이 위로 올려 지지하는 견고한 스테인리스강 기둥     |
| 1  | 결합 헤드             | 지지봉을 수술대 측면 레일에 고정하는 견고한 클램프 블록          |
| 2  | 평판형 뇌 스패틀라 홀더     | 평판형/유연형 뇌 스패틀라를 단단히 잡아주는 정밀 클램핑 기구       |
| 1  | 목재 보관함            | 안전한 보관, 운송 및 재고 관리를 위한 제품 맞춤형 보호 보관함     |





## Mayfield 두부 지지대

SKU RM-MHR-1

가격 \$699 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션 | SKU / 상세 정보 | 가격    |
|----------|-------------|-------|
| 성인용 모델   | RM-MHR-1-A  | \$699 |
| 소아용 모델   | RM-MHR-1-P  | \$799 |



## Mayfield 두개골 클램프

SKU RM-MS-C-1

가격 \$2,499 USD

구성품 목록

| 수량 | 구성품                     | 치수 / 설명                               |
|----|-------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 표준 Mayfield 두개골 클램프 시스템 | 수술 중 견고한 두개골 고정과 안정적인 머리 위치 유지를 제공합니다 |
| 2  | 추가 두개골 핀                | 성인 또는 소아 시술용 교체 고정 핀                  |
| 1  | 실리콘 매트가 포함된 알루미늄 멸균 박스  | 전체 시스템의 보호, 정리, 보관 및 멸균에 사용됩니다        |



## Miskimon 소뇌 견인기

SKU RM-MCR-19-1

가격 \$139 USD

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                                                      | 가격    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Miskimon 소뇌 견인기 | 치수 / 상세 정보: 전체 길이 19 cm, 바깥쪽을 향한 날카로운 7×7 갈퀴, 래치 잠금장치 · 포함 수량: 1 | \$139 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 치수 / 상세 정보: 개별 운송 포장 · 포함 수량: 1                                  | \$139 |





## Oldberg 견인기

SKU **RM-OR-21-1**

가격 **\$49 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션       | SKU / 상세 정보  | 가격   |
|----------------|--------------|------|
| 13.0 mm 폭 블레이드 | RM-OR-21-1-1 | \$49 |
| 15.0 mm 폭 블레이드 | RM-OR-21-1-2 | \$49 |
| 19.0 mm 폭 블레이드 | RM-OR-21-1-3 | \$49 |



## Scoville 신경 견인기

SKU **RM-SNR-165-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션        | SKU / 상세 정보                           | 가격   |
|-----------------|---------------------------------------|------|
| Scoville 신경 견인기 | 전체 길이 16.5 cm, 윤곽을 다듬은 각진 팁, 가느다란 샤프트 | \$29 |
| 보호 슬리브 / 상자     | 운송용 개별 포장                             | \$29 |



## Smithwick 신경 견인기

SKU **RM-SNR-29-1**

가격 **\$29 USD**

사용 가능한 사이즈 및 가격

| 사이즈 / 옵션               | SKU / 상세 정보   | 가격   |
|------------------------|---------------|------|
| 소형 — 17 cm, 무딘 곡선형 후크  | RM-SNR-29-1-1 | \$29 |
| 중형 — 21 cm, 무딘 곡선형 후크  | RM-SNR-29-1-2 | \$29 |
| 표준형 — 29 cm, 무딘 곡선형 후크 | RM-SNR-29-1-3 | \$29 |




## Greenberg 견인기

SKU **RM-GR-1**

가격 **\$3,999 USD**

구성품 목록



| 수량 | 구성품           | 치수 / 설명                                                      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 2  | 주 지지봉         | 6" (15 cm) — 견고한 두개골 클램프의 지지 기둥에 직접 장착                       |
| 4  | 부동형 보조 지지봉    | 12" (30 cm) — 개두술 부위 주변의 외곽 지지 범위 확장                         |
| 4  | 긴 견인기 플렉스 암   | 9.5" (24 cm) — 블레이드 위치 조절용 다관절 마찰식 암                         |
| 2  | 손 받침대         | 10" (25 cm) — 전완을 물리적으로 지지하여 집도의의 피로 감소                      |
| 1  | 테이퍼형 견인기 블레이드 | 1/4" ~ 3/4" (6 mm ~ 19 mm) — 넓은 대뇌피질 견인용 초광폭 블레이드            |
| 1  | 테이퍼형 견인기 블레이드 | 5/32" ~ 5/8" (4 mm ~ 16 mm) — 뇌엽 및 측두하 접근용 중광폭 블레이드          |
| 1  | 테이퍼형 견인기 블레이드 | 3/8" ~ 1/2" (3 mm ~ 12.5 mm) — 심부 대뇌반구간 통로용 표준 블레이드          |
| 1  | 테이퍼형 견인기 블레이드 | 3/32" ~ 3/4" (2.4 mm ~ 9 mm) — 좁은 두개저 접근 경로용 미세 테이퍼형 블레이드    |
| 1  | 테이퍼형 견인기 블레이드 | 1/16" ~ 1/4" (1.5 mm ~ 6 mm) — 섬세한 신경/혈관 견인용 미세 블레이드         |
| 1  | 알루미늄 패티 트레이   | 3" × 6 3/4" (7.5 cm × 16.8 cm) — 프레임에 장착하여 신경외과용 패티 정리       |
| 1  | 멸균 트레이        | 17" × 10" × 2 1/2" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — 견고한 타공형 정리 트레이 |



## Sugita 다목적 두부 고정 프레임

SKU **RM-SMH-SET-1**

가격 **\$4,999 USD**

구성품 목록



| 수량   | 구성품                    | 치수 / 설명                              |
|------|------------------------|--------------------------------------|
| 1    | Smart Fix C 홀더         | 베이스 프레임을 수술대에 연결하는 견고한 C 클램프 새시      |
| 1    | Smart Fix 박스 조인트       | 전용 고정 나사 2개가 포함된 관절형 연결 블록           |
| 1    | Smart Fix 스톱퍼 슬라이브     | 프레임의 축방향 변위를 방지하는 잠금식 가이드 칼라         |
| 1 세트 | Smart Fix 두부 고정 핀, 표준형 | 일반적인 성인 개두술용 테이퍼형 두개골 고정 핀           |
| 1 세트 | Smart Fix 두부 고정 핀, 긴형  | 두꺼운 두개골 골에 사용하는 긴 두개골 고정 핀           |
| 1    | 유연형 베이스 유닛             | 수술대 부착물을 연결하는 다관절 베이스                |
| 1    | 프레임 유닛                 | 360° 액세서리 장착이 가능한 반원형 주 구조 아크        |
| 1 세트 | 스프링 두피 후크 견인기          | 지혈을 위한 고정 시 탄성 장력으로 두피 가장자리를 견인하는 기구 |
| 1    | 스프링 후크 조절기             | 두피 후크의 견인력을 제어하는 장력 다이얼 장치           |
| 1 세트 | 견인기 슬라이드 조절기 II        | 뇌 스패클라용 정밀 미세 전진 슬라이딩 마운트            |
| 1    | 손 받침대(중앙)              | 미세수술 술자를 위한 인체공학적 전완 및 손목 안정화 받침대    |
| 1    | 손 받침대 R                | 해부학적 형태의 우측 전완 지지 바                  |
| 1    | 손 받침대 L                | 해부학적 형태의 좌측 전완 지지 바                  |
| 1    | 돌 나사 장착 조절식 손 받침대      | 구형 돌 잠금 조임 기능을 갖춘 관절형 손 받침대          |
| 1    | 슬라이드 장착 조절식 손 받침대      | 다양한 수술 각도에 대응하는 종방향 슬라이딩 손 받침대       |
| 1    | 기구 받침대                 | 흡인관 및 미세 기구용 멸균 홀더 트레이               |
| 1    | 코트 플레이트                | 신경외과용 패티 및 코트노이드를 준비해 두는 받침대         |
| 1    | 코트 플레이트 조절기            | 코트노이드 받침대의 위치를 조절하는 관절형 암            |
| 1    | 보조 홀 부착물               | 주변부 뇌 견인기용 보조 장착 브래킷                 |
| 1    | 멸균 박스                  | 구성품별 맞춤 수납이 가능한 알루미늄/스테인리스강 운반 용기    |



## Judd-Masson 자가유지형 견인기

SKU **RM-JMSR-399-1**

가격 **\$399 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품               | 치수 / 설명                                |
|----|-------------------|----------------------------------------|
| 1  | 고강도 자가유지형 베이스 프레임 | 넓은 3D 시야를 확보하도록 설계된 다점 지지 프레임          |
| 2  | 고정식 평판형 측면 블레이드   | 90도 보호용 개구부가 있는 깊이 69 mm의 바깥쪽을 향한 패널   |
| 1  | 조절식 중앙 블레이드 구성품   | 내부 장치 구조에 안전하게 맞춰 조정할 수 있는 무공 평판형 블레이드 |
| 1  | 이중 수동 래치 잠금장치     | 두 블레이드 시스템의 확장 설정을 제어하는 이중 기계식 잠금 클립   |
| 2  | 인체공학적 견인 겸자 지지대   | 조직 보호를 위한 매끄러운 가장자리를 갖춘 경량 구조의 손잡이     |
| 1  | 보호용 보관함 / 상자      | 표준 운송 포장                               |



## Turner-Warwick 비뇨기과용 견인기

SKU **RM-TWUR-549-1**

가격 **\$549 USD**

구성품 목록

| 수량 | 구성품                        | 치수 / 설명                                      |
|----|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 자가 유지형 원형 베이스 프레임          | 360도 시야 확보를 위해 설계된 180 mm × 140 mm 견고한 링 프레임 |
| 6  | 곡선형 이중 팁을 갖춘 조절식 갈고리형 블레이드 | 섬유성 조직용 13 mm × 14 mm 다방향 견인 블레이드            |
| 6  | 퀵 슬라이드 고정 핀 잠금장치           | 조직의 장력을 확실하게 고정하는 슬롯형 수동 체결부                 |
| 2  | 인체공학적 견인 겸자 암              | 가장자리를 매끄럽게 단조 제작한 경량 구조의 핸들 프레임              |
| 1  | 보호용 보관함 / 상자               | 표준 운송 포장                                     |





## 비뇨의학과용 Lobster 확장형 견인기

SKU RM-ULER-1

가격 \$3,499 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품                                   | 치수 / 설명   |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 8  | Lobster 견인기 클램프                       | —         |
| 1  | 수직 지지대 및 프레임 커플러가 포함된 Lobster 수술대 클램프 | —         |
| 1  | Lobster 힌지형 연장 암                      | —         |
| 1  | Lobster 프레임                           | —         |
| 2  | Lobster Mayo 회전형 견인기                  | 2" × 2"   |
| 2  | Lobster Mayo 회전형 견인기                  | 2¾" × 2"  |
| 1  | Lobster Deaver 회전형 견인기                | 2¾" × 4½" |
| 1  | Lobster Deaver 회전형 견인기                | 1½" × 6"  |
| 1  | Lobster Harrington Sweetheart 견인기     | 2" × 5"   |
| 1  | Lobster Harrington 견인기                | 2.5" × 6" |
| 1  | Lobster 성형 가능 회전형 견인기(천공형)            | 2" × 6½"  |
| 1  | Lobster 성형 가능 회전형 견인기(천공형)            | 3" × 6½"  |
| 1  | Lobster Marshall 성형 가능 방광 견인기, 회전형    | 3" × 6"   |
| 1  | Lobster Fence 회전형 견인기                 | 4" × 6"   |
| 1  | Lobster Splanchnic 회전형 견인기            | 2" × 4½"  |
| 1  | 멸균 박스                                 | —         |




## Bookwalter 비뇨의학과용 견인기 시스템

SKU RM-BURS-1

가격 \$2,399 USD

구성품 목록



| 수량 | 구성품            | 치수 / 설명                     |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1  | 지지 포스트         | 12" (30.5 cm)               |
| 1  | 포스트 커플러        | 표준형                         |
| 1  | 수평 플렉스 바       | 직경 1" (2.5 cm)              |
| 8  | 틸트 래치 기구       | 다각도                         |
| 1  | 분절형 링          | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) |
| 1  | 분절형 링          | 8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)  |
| 1  | 성형 가능한 블레이드    | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)     |
| 1  | 성형 가능한 블레이드    | 1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)    |
| 2  | Kelly 블레이드     | 1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)     |
| 1  | Kelly 블레이드     | 1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)     |
| 2  | Kelly 블레이드     | 2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)     |
| 3  | 질 촉벽용 블레이드     | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)      |
| 1  | 신장용 Wylie 블레이드 | 1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)     |
| 1  | 멸균 박스          | 보호 케이스                      |

# 주문 및 지원

Retractor Maker 주문 방법

## 주문 및 결제

- 견적 요청 양식, 이메일 또는 WhatsApp를 통해 품목 코드, 크기, 수량, 배송 국가를 포함한 기구 목록을 보내주십시오.
- 구성, 가격, 납기 기간 및 배송을 서면 견적으로 확인해 드립니다.
- 결제는 당사 계좌로의 은행 송금으로 선불 진행됩니다. 고객 요청 시 신용카드 및 직불카드 결제도 준비해 드립니다.

## 주문 소요 기간

- 재고 보유: 영업일 기준 5일 내 발송, 이후 전 세계 배송 약 7일.
- 주문 제작: 제작 17-20 영업일, 이후 전 세계 배송 약 9일.

## 샘플 주문

- 대량 구매를 검토하는 유통업체, 병원, 의료 공급업체를 위한 샘플을 제공합니다.
- 필요한 품목 코드와 수량을 보내주시면 샘플 및 귀하의 국가 배송 견적을 보내드립니다. 재고 샘플은 영업일 기준 5일 내 발송됩니다.

## 관리 및 멸균

- 사용 후 즉시 기구를 세척하고 충분히 행구고 말린 후 블레이드, 톱니, 래치를 점검하십시오.
- 스테인리스 스틸 견인기는 증기 멸균(오토클레이브)에 적합합니다. 시설의 검증된 사이클을 따르십시오.
- 블레이드와 끝단을 보호하는 트레이나 거치대에 넣어 깨끗하고 건조한 곳에 보관하십시오.

전체 가이드는 [retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)에서 확인할 수 있습니다: 주문 및 결제, 샘플 주문, 관리 및 멸균.



## 감사합니다

귀사의 수술용 리트랙터 요구사항에 대해 논의할 수 있기를 기대합니다.

### RETRACTOR MAKER에 문의하기

이메일

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

**+92 327 8345101**

웹사이트

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

주소

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### 팔로우하기



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest