



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bugge Takedown I.M.A Mammaria-Sperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bugge Takedown I.M.A Mammaria-Sperr er

SKU RM-BTIMAR-499-1

\$499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Bugge Takedown I.M.A Retractor-Chassis	Mechanische Hebeschiene mit 110 mm Spreizweite
1 Paar	Kern-Seitenblätter	40 mm × 100 mm konturierte Sternum-Hebeblätter
1 Set	Integrierte Arbeitsblätter	40 mm × 150 mm erweiterte Arbeitsend-Baugruppe
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bugge Takedown I.M.A Mammaria-Sperrer ist ein unverzichtbares kardiochirurgisches Retraktorsystem, das speziell für die einseitige Sternumanhebung und die großflächige Freilegung der Thoraxwand während der Entnahme der Arteria mammaria interna (IMA / LIMA / RIMA) bei aortokoronaren Bypass-Operationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem hochbelastbaren mechanischen Hebechassis ermöglicht dieses Instrument den chirurgischen Teams ein sanftes Anheben des Rippenbogens und des Sternumrandes, wodurch ein ungehinderter Operationskorridor direkt entlang des retrosternalen Gefäßbettes entsteht.

Diese Konfiguration des Bugge Takedown I.M.A Mammaria-Sperrers (\$499) wurde nach klinischen Rahmenspezifikationen gefertigt und verfügt über robuste Arbeitsenden mit den Maßen 40 mm × 150 mm gepaart mit Kern-Seitenblättern von 40 mm × 100 mm, um variablen chirurgischen Öffnungen gerecht zu werden. Der mechanische Zahnstangenantrieb, handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), lässt sich bis zu einer maximalen Spreizweite von 110 mm öffnen und bietet eine unnachgiebige statische Hubkraft gegen dichte Pektoral- und Interkostalmuskulatur, ohne zu verrutschen oder Rippenfrakturen zu verursachen.

Retractor Maker fertigt den Bugge Takedown I.M.A Mammaria-Sperrer mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish auf allen Metalloberflächen, um wiederholten Autoklavierzyklen im Krankenhaus standzuhalten. Dies bietet herzchirurgischen Zentren und Thorax-Operationssälen weltweit unerschütterliche strukturelle Stabilität, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige Haltbarkeit im Autoklaven.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest