



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

French Pattern I.M.A Sternal-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



French Pattern I.M.A Sternal-Re traktor

SKU RM-FPIMASR-429-1

\$429 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hauptgleitschiene	Laterales Chassis zur Führung und Spreizung thorakaler Strukturen
1	Breite Sternalblatt-Komponente	100 mm × 20 mm glattes Flachblatt zur Sternal-Kraftverteilung
2	Asymmetrische Sternalkrallenblätter	Duale gebogene Traktionshaken mit 28 mm oder 32 mm Krallentiefe
3	Spezielle Blatt-Feststellschrauben	Unabhängige Verriegelungsmechanismen zur Fixierung jeder Klinge
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichte, stromlinienförmige Haltearme mit glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der French Pattern I.M.A Sternal-Retraktor ist ein erstklassiges thoraxchirurgisches Retraktorsystem, das speziell für die einseitige Sternumanhebung und den erweiterten operativen Zugang während der Entnahme der inneren Brustwandarterie (IMA / LIMA) bei Koronararterien-Bypass-Operationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem asymmetrischen Mehrblatt-Chassis ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen, einen Sternalrand anzuheben, während auf der Gegenseite ein stabilisierender Gegenzug ausgeübt wird, wodurch ein klarer Sichtkorridor entlang des internen thorakalen Gefäßbettes entsteht.

Gefertigt nach klinischen Rahmenspezifikationen verfügt dieses French Pattern I.M.A Sternal-Retraktor Komplettsset (\$429) über eine hochbelastbare Hauptgleitschiene mit ergonomischen Retraktorarmen, die mit glatten Außenkanten geschmiedet sind. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), misst die primäre breite Sternalschaukel 100 mm x 20 mm (20 mm breit x 100 mm lang), um die Hebekräfte gleichmäßig am Brustbein zu verteilen. Das System umfasst zwei asymmetrische Sternalkrallenblätter mit modularen Tiefenvariationen von 28 mm oder 32 mm, die jeweils durch spezielle Feststellschrauben gesichert werden, um eine unerschütterliche Stabilität zu gewährleisten.

Retractor Maker fertigt den French Pattern I.M.A Sternal-Retraktor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standzuhalten. Er bietet herzchirurgischen Abteilungen, Kardiologiezentren und thoraxchirurgischen OP-Sälen weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest