



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

AORI 膝蓋骨レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



AORI 膝蓋骨レトラクター

SKU RM-APR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
5" (12.7 cm), 10 mm ワーキングエンド	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm 先端有効長	RM-APR-1-2	\$79

製品詳細

AORI 膝蓋骨レトラクターは、初回および再置換人工膝関節全置換術（TKA）において、膝蓋骨の確実な亜脱臼または翻転を促進するために設計された必須の整形外科用器具です。膝蓋骨の周囲を強固にアンカリングすることで、膝蓋腱に過度な局所的ストレスをかけることなく、滑車溝および膝蓋大腿関節腔の完全な視界確保を維持します。

術中の保持安定性を最大化するように設計されており、コンパクトな5インチモデル（\$69）と、リーチの長い7インチモデル（\$79）の2種類から選択可能です。10 mmの先端部は、アームの両側に左右対称に配置された3本の湾曲プロングを備えた解剖学的輪郭デザインを採用しており、骨端部からの滑落を防ぐ多点安定性を提供します。人間工学に基づいたハンドルは快適な手動操作を可能にし、長時間の関節再建術における助手の手の疲労を軽減します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor Maker は本製品を未滅菌・オートクレーブ対応の保護包装で提供します。世界中の整形外科手術室に対し、高い機械的強度と耐食性を備えた器具をお届けします。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest