



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

側副靱帯レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



側副靱帯レトラクター

SKU RM-CLR-1

\$104 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
側副靱帯レトラクター	全長 8" (20.3 cm)、5 mm & 11 mm ブレードプロファイル	\$104
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$104

製品詳細

側副靱帯レトラクターは、人工膝関節置換術中に内側側副靱帯（MCL）および外側側副靱帯（LCL）を遮蔽し、圧排するために特別に設計された整形外科用手術器具です。脛骨プラトーおよび大腿骨顆部皮質にぴったりとフィットするように設計されており、靱帯組織をオシレーティングソーやロータリーバーから隔離します。

関節縁の正確な保護を目的としたこの側副靱帯レトラクターモデルは、全長 8-inch (20.3 cm) のシャースを備えています（\$104）。先端部は、狭い関節腔用の 5 mm プロファイルと、より広い靱帯被覆用の 11 mm プロファイルの2種類のブレード幅を統合しています。輪郭形状のブレードチップが骨端を確実に捉え、脛骨や大腿骨の積極的な骨切り作業中も滑りを防止します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの高品質医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Maker は高い機械的負荷に耐え、優れた触覚コントロール、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を世界中の膝関節再建外科医に提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest