



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор корешка нерва типа McCulloch-Type

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор корешка нерва типа McCulloch-Type

SKU RM-MNRR-1

\$64 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор корешка нерва McCulloch-Type — это специализированный инструмент для микрохирургии позвоночника, разработанный специально для обеспечения безопасной, атравматичной ретракции и защиты проходящих нервных корешков и дурального мешка во время иссечения поясничного диска. Благодаря удлинённому тонкому стержню этот ретрактор позволяет спинальным хирургам комфортно работать в глубоких интерламинарных окнах, не закрывая обзор под микроскопом и не загромождая рабочее пространство микроинструментами.

Созданная для обеспечения необходимого вылета в сложных условиях хирургии позвоночника, эта модель McCulloch-Type Nerve Root Retractor сохраняет единую площадь контакта благодаря тупому лезвию шириной 6.0 mm. Конфигурация наконечника включает изогнутый под углом 90 градусов тупой рабочий конец, который плавно охватывает нервные корешки, предотвращая очаговую тракционную нейропатию или случайные разрывы твердой мозговой оболочки. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент предлагает два варианта длины стержня: 12.8 cm (\$64) для стандартных доступов и 14.5 cm (\$74), предназначенный для глубоких операционных полей. Его эргономичная рукоятка обеспечивает превосходную тактильную обратную связь.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое матовое покрытие. Retractor Maker производит McCulloch-Type Nerve Root Retractor с учетом многократных циклов автоклавирования, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную клиническую долговечность для

нейрохирургических и ортопедических вертебрологических центров по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest