



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Gelpi Crossover - Ângulos Profundos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Gelpi Crossover - Ângulos Profundos

SKU RM-GCRDA-1

\$124 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
3 1/2 in (9 cm) lâmina	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) lâmina	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) lâmina	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) lâmina	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) lâmina — Padrão	RM-GCRDA-1-5	\$124

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Gelpi Crossover - Ângulos Profundos é um instrumento cirúrgico autorretentivo especializado, projetado especificamente para fornecer retração potente e mãos-livres de tecidos moles e tendões durante procedimentos ortopédicos, espinhais e reconstrutivos profundos. Projetado com uma arquitetura inovadora de braços cruzados (crossover), este afastador oferece uma abertura mecânica expandida, mantendo um perfil compacto e discreto dentro de feridas cirúrgicas profundas.

Adequado para reparos de tendões de extremidades e acesso a cavidades profundas, esta configuração do Afastador Gelpi Crossover - Ângulos Profundos apresenta um comprimento total de 8 polegadas (20.32 cm). Suas extremidades de trabalho incorporam ângulos profundos com variações de pontas curvas, rombas e agudas integradas à linha de produtos para se adaptar a diversas densidades teciduais. As mandíbulas são equipadas com ranhuras serrilhadas especializadas que proporcionam controle preciso e uma fixação segura em margens fibrosas, enquanto seu mecanismo de cremalheira mantém a tensão de retração contínua automaticamente.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Gelpi Crossover - Ângulos Profundos para resistir à contra-tração de tecidos pesados, fornecendo a centros cirúrgicos ortopédicos, de mão e de coluna em todo o mundo estabilidade mecânica superior, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest