



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Rochard

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Rochard

SKU RM-RR-1

\$1,699 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Étau de rail	Fixation sur rail de table d'opération
2	Barre latérale de table	26" (Cadre de montage)
1	Barre transversale de table	21" (Cadre de montage)
1	Dispositif de fixation Rochard	Mécanisme de fixation du cadre
1	Écarteur abdominal Rochard	50 × 90 mm
1	Écarteur abdominal Rochard	50 × 105 mm
1	Écarteur abdominal Rochard	50 × 120 mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Rochard est un cadre de rétraction autostatique classique, fixé à la table, conçu pour offrir une élévation ascendante stable et une large exposition latérale lors des procédures abdominales hautes. Solidement ancré aux deux côtés de la table d'opération, sa construction en pont bilatéral élimine la fatigue physique continue de la rétraction manuelle tout en maintenant une exposition rigide de la marge sous-costale et des structures viscérales profondes.

Conçu pour la rétraction lourde de la paroi abdominale, le système d'écarteur de Rochard se compose de deux étaux de rail robustes, de deux barres verticales/latérales de 26 pouces, d'une barre transversale de 21 pouces et d'un dispositif de fixation Rochard dédié. Le dispositif de tension à vis mécanique permet aux chirurgiens d'exercer un levier ascendant puissant et micro-ajustable sur les trois valves abdominales larges incluses (50 ×

90 mm, 50 × 105 mm et 50 × 120 mm) pour soulever l'arc costal sans risque de glissement.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Rochard selon les spécifications hospitalières les plus strictes, offrant aux équipes chirurgicales du monde entier une durabilité fiable et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest