



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Трахеальный ретрактор Lukens

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Трахеальный ретрактор Lukens

SKU RM-LTR-634-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Трахеальный ретрактор Lukens	Размеры / детали: длина 6 ¾" (17.1 cm), двойные лопатки (10 мм изогнутая и 7 мм угловая) · Количество: 1	\$79
Защитный чехол / коробка	Размеры / детали: Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трахеальный ретрактор Lukens — это специализированный двусторонний хирургический ретрактор для дыхательных путей, разработанный специально для безопасного атравматичного смещения мягких тканей и стабилизации трахеальных хрящей во время трахеостомии и операций на шее. Конструкция с контрастными асимметричными лопатками на противоположных концах центральной рукоятки позволяет хирургической бригаде легко переходить от удержания широких претрахеальных мышц к точной элевации хряща без смены инструментов.

Эта конфигурация ретрактора Lukens, созданная в соответствии со стандартами клинических протоколов, имеет общую длину 6 ¾ inches (17.1 cm, \$79). Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали премиум-класса и имеет профиль с двумя рабочими концами: изогнутую лопатку шириной 10 mm для широкого смещения мягких тканей и угловую лопатку шириной 7 mm для направленной элевации трахеальных колец. Центральная эргономичная рукоятка обеспечивает ассистенту стабильную ручную противотягу и снижает утомляемость рук на протяжении всего вмешательства.

Retractor Maker производит трахеальный ретрактор Lukens с антибликовым матовым покрытием, способным выдерживать повторяющиеся циклы больничной стерилизации. Это гарантирует отделениям

оториноларингологии, травматологическим центрам и отделениям неотложной помощи по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную пригодность для автоклавирования.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest