



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sistrunk Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistrunk Wundhaken

SKU RM-STR-153-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Sistrunk Wundhaken	15.3 cm Gesamtlänge, $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm) doppelseitige Blätter, Flachgriff	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sistrunk Wundhaken ist ein unverzichtbarer Wundhaken für die Kopf-, Hals- und Endokrinchirurgie, der speziell für die sichere, atraumatische Weichteilverlagerung bei der Exzision von Ductus-thyroglossus-Zysten (Sistrunk-Verfahren) und zervikalen Dissektionen entwickelt wurde. Mit seiner doppelseitigen Blattarchitektur ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das saubere Anheben von Hauträndern, Halsfaszien und Strap-Muskeln, wodurch ein ungehinderter Sichtkorridor zum Zungenbein entsteht, ohne empfindliche vordere Halsstrukturen zu komprimieren.

Dieser Sistrunk Wundhaken wurde für maximale Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit entwickelt und verfügt über eine lebenslange Garantie gegen Rost. Er hat eine Gesamtlänge von 15.3 cm (\$49). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), weist das Arbeitsblatt eine Breite von $\frac{3}{8}$ inch (ca. 9.5 mm) auf, die mit glatten, abgerundeten Rändern konturiert ist, um empfindliche Gewebelappen vor Einrissen zu schützen. Die strukturelle Geometrie integriert ein doppelseitiges Blattchassis in einen flachen zentralen Griff, der dem OP-Personal eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung ermöglicht.

Geliefert als unsteriles, wiedersterilisierbares OP-Instrument mit blendfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Sistrunk Wundhaken so, dass er häufigen Sterilisationszyklen standhält. Er bietet HNO-OPs, Endokrinologiezentren und Kliniken für plastische Chirurgie weltweit unnachgiebige strukturelle Zuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest