



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Dandy Nervhäkchen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dandy Nervhäkchen

SKU RM-DNR-20-1

\$25 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Gerade — 20 cm Gesamtlänge, gerader stumpfer Haken — Direkte Hirnnervenexploration und Wurzelmobilisation	RM-DNR-20-1-1	\$25
Abgewinkelt Rechts Gebogen — 20 cm Gesamtlänge, rechts gebogener Haken — Navigation der rechtsseitigen lateralen Rezessus und Schädelbasisnerven	RM-DNR-20-1-2	\$25
Abgewinkelt Links Gebogen — 20 cm Gesamtlänge, links gebogener Haken — Navigation der linksseitigen lateralen Rezessus und Schädelbasisnerven	RM-DNR-20-1-3	\$25

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Dandy Nervhäkchen ist ein international anerkanntes neurochirurgisches Instrument, das speziell für die sichere und präzise Manipulation von Nerven und die Gewebeexploration bei kranialen und spinalen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer ultrafeinen, stumpfen Hakenspitze ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen das Explorieren, Mobilisieren und Schützen von Hirnnerven und empfindlichen Gefäßbündeln, ohne das Risiko versehentlicher Punktionen oder Scherungen einzugehen.

Konzipiert für den mikrochirurgischen Präzisionszugang, verfügt dieses Modell des Dandy Nervhäkchens über eine standardisierte Gesamtlänge von 20 cm (\$25), die tiefe intrakranielle Bereiche mühelos erreicht. Chirurgen können das Instrument in drei strukturellen Varianten konfigurieren: Gerade für den direkten linearen Zugang, rechtsgebogen oder linksgebogen zum Manövrieren um knöcherne Überhänge und Gefäßschlingen. Der

schlanke, rund gerändelte Griff gewährleistet eine hohe Rotationssensibilität der Fingerspitzen und rutschfeste Kontrolle unter dem Operationsmikroskop.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker das Dandy Nervhäkchen nach strengen klinischen Toleranzen. Es bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für neurochirurgische Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest