



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Tracheal-Haken/Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tracheal-Haken/ Retraktor

SKU RM-THR-6IN-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standard — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Groß — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
X-Large — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Tracheal-Haken/Retraktor ist ein unverzichtbares Instrument für notfallmedizinische und elektive Atemwegeingriffe, das speziell für die sichere, rutschfreie Elevation und Stabilisierung der Trachealknorpel während einer Tracheotomie entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem anatomisch gebogenen, scharfen Haken ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das präzise Fassen und Anheben des Krikoids oder der oberen Trachealringe, wodurch der Atemweg zum Operationsschnitt hin angehoben und die darüber liegende prätracheale Faszia verlagert wird.

Konzipiert für eine hohe Anzahl von Autoklavierzyklen ohne Qualitätsverlust, weist diese Konfiguration des Tracheal-Hakens eine Gesamtlänge von 6 Zoll (15.2 cm, \$29) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) für dauerhafte Korrosionsbeständigkeit, verfügt das Arbeitsteil über ein einendiges Design mit einer gebogenen, scharfen Einzelzinke, die sicher in das dichte Perichondrium greift. Dies verhindert ein Verrutschen des Instruments während des kritischen Trachealschnitts und der Kanüleninsertion. Der ergonomische Flachgriff bietet dem OP-Assistenten eine stabile manuelle Hebelwirkung.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Tracheal-Haken unter Einhaltung strengster klinischer Standards. Er bietet HNO-Abteilungen, Notaufnahmen und Intensivstationen weltweit außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest