



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Freeman Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Freeman Rake Retractor

SKU RM-FRR-7-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
22 mm Geniş Tırmık — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm Geniş Tırmık — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Freeman Rake Retractor, ritidektomi ve yumuşak doku prosedürleri sırasında sağlam ve kaymayan cilt flebi elevasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir estetik ve rekonstrüktif plastik cerrahi ekartörüdür. Birden fazla keskin uca sahip olan bu alet, cerrahların fokal dermal yırtılmalara neden olmadan kutanöz ve subkutanöz planlar boyunca homojen manuel karşı traksiyon uygulamasına olanak tanır.

Farklı insizyon sınırlarına uyum sağlayacak şekilde yapılandırılan bu standart Freeman Rake Retractor, 7 inç (18 cm) toplam uzunluğa sahiptir. Cihaz, iki farklı genişlikte üretilmektedir: lokalize yüz flepleri için 22 mm genişliğinde bir model (\$44) ve geniş yanak ile boyun diseksiyonları için 38 mm genişliğinde bir model (\$49). Kavisli şaftı, asistanın ellerini diseksiyon hattından uzak tutarken, düz ergonomik sapı saatlerce süren prosedürler boyunca yorulmadan manuel kaldıraç gücü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilen Retractor Maker üretimi Freeman Rake Retractor, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki kozmetik ve plastik cerrahi merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest