



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Femoral/Glúteo Medio y Menor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Femoral/Glúteo Medio y Menor

SKU RM-FGR-1175-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Femoral/Glúteo Medio y Menor	Longitud de 11.75" (29.85 cm), hoja de 20 mm de ancho	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Femoral/Glúteo Medio y Menor es un instrumento quirúrgico ortopédico de alta resistencia diseñado específicamente para manipular estructuras musculares densas y voluminosas durante la artroplastia total de cadera y reconstrucciones pélvicas complejas. Diseñado con un alcance extendido y una hoja de contorno anatómico, este separador permite a los asistentes quirúrgicos hacer palanca sobre el glúteo medio, el glúteo menor y los tejidos capsulares anteriores, alejándolos del corredor articular sin causar desgarros musculares.

Construido para manejar estructuras musculares pesadas con facilidad, esta configuración del Separador Femoral/Glúteo Medio y Menor presenta una longitud total de herramienta de 11.75 inches (29.85 cm, \$44) junto con un perfil de hoja de 20 mm de ancho. La geometría de su hoja suavemente curvada se envuelve suavemente alrededor de los aspectos superior y posterior del trocánter mayor y el cuello femoral, evitando deslizamientos accidentales de las cortezas óseas durante el fresado acetabular profundo. El mango ergonómico proporciona una palanca de tracción superior, reduciendo la fatiga manual del asistente.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de calidad médica premium con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador Femoral/Glúteo Medio y Menor para soportar un torque mecánico intenso y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de cirugía ortopédica de todo el mundo una durabilidad y un rendimiento clínico excepcionales.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest