



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Placa de Retração de Mão em Chumbo Cirúrgico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Placa de Retração de Mão em Chumbo Cirúrgico

SKU RM-SLHRP-199-1

\$199 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Placa de Retração de Mão em Chumbo Cirúrgico	Placa retratora de chumbo maleável em formato de mão adulta	\$199
Luva Protetora / Caixa	Embalagem padrão de transporte	\$199

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Placa de Retração de Mão em Chumbo Cirúrgico é um dispositivo de posicionamento indispensável para cirurgia ortopédica e de mão, projetado especificamente para fornecer imobilização confiável e sem o uso das mãos durante intervenções reconstrutivas e microvasculares complexas. Projetada com abas dobráveis individuais para os dedos, esta placa permite que os cirurgiões contornem os dedos maleáveis em torno dos dígitos do paciente, fixando a mão em extensão completa, abdução ou flexão sem a necessidade de um assistente para segurá-la.

Construída para remodelagem clínica repetida e durabilidade de longa vida, esta configuração da Placa de Retração de Mão em Chumbo Cirúrgico (\$199) fornece uma plataforma operacional pesada e estável que repousa de forma plana na mesa cirúrgica. Fabricada à mão a partir de chumbo maleável de grau médico premium com acabamento de superfície protetor não poroso, as extensões flexíveis dos dedos podem ser dobradas e desdobradas milhares de vezes sem fadiga do metal ou rachaduras. As bordas lisas e arredondadas evitam a necrose por pressão focal na pele palmar delicada e nos vasos digitais dorsais.

Fabricada para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, a Retractor Maker produz a Placa de Retração de Mão em Chumbo Cirúrgico para manter rigorosos padrões clínicos, fornecendo a clínicas de cirurgia de mão, unidades de reconstrução de queimados e salas de cirurgia de trauma ortopédico em todo o mundo estabilidade de posicionamento excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)