



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Бариатрическая ранорасширительная система
Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Бариатрическая ранорасширительная система Bookwalter

SKU RM-BBRS-1

\$1,899 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка (Field Post)	18" (45.7 cm)
1	Горизонтальная штанга	Стандартная
1	Зажим для стойки	Стандартный
6	Наклонный храповой механизм	Многоугольный
1	Удлинитель храповика	Стандартный
1	Поворотный храповик	С переменным углом
1	Кольцо овальное	Среднее
1	Зеркало Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Зеркало Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Зеркало Kelly	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Зеркало Balfour	3½" × 2¾" (8.9 × 7.0 cm)
1	Зеркало гибкое (Malleable)	3" × 10" (7.6 × 25.4 cm)
1	Зеркало гибкое (Malleable)	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Зеркало гибкое (Malleable)	2" × 10" (5.1 × 25.4 cm)

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Зеркало гибкое (Malleable)	4" × 8" (10.2 × 20.3 cm)
1	Зеркало Harrington	2½" × 8" × 3½" (6.4 × 20.3 × 8.9 cm)
1	Стерилизационный контейнер	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Бариатрическая ранорасширительная система Bookwalter представляет собой устанавливаемый на столе статический ретрактор, разработанный для обеспечения стабильной и надежной экспозиции без участия рук во время открытых бариатрических процедур. Модульный каркас объединяет удлиненную стойку, горизонтальные компоненты поддержки, регулируемые храповые механизмы и овальное кольцо, создавая устойчивую платформу вокруг операционного поля.

Бариатрическая конфигурация включает 18-дюймовую стойку (field post), шесть многоугольных наклонных храповиков, удлинитель храповика, поворотный храповик с переменным углом и среднее овальное кольцо. В комплект также входят выбранные зеркала Kelly, Balfour, гибкие (malleable) и Harrington различных размеров для различных требований к ретракции.

Полная система поставляется в специальном защитном стерилизационном контейнере для организованного хранения и обработки. Система Bookwalter поставляется нестерильной, предназначена для многократного использования и автоклавирования. Очистка и стерилизация должны проводиться в соответствии с утвержденными протоколами медицинского учреждения перед использованием.

Retractor Maker предоставляет бариатрическую систему Bookwalter напрямую больницам, дистрибьюторам и другим B2B-клиентам.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest