



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Крючок для крыльев носа Alar Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Крючок для крыльев носа Alar Retractor

SKU RM-AR-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Alar Retractor	Общая длина 15 см, лопатка 22 x 13 mm	\$29
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Alar Retractor — это прецизионный ручной назальный ретрактор, разработанный специально для подъема и поддержки края крыла носа и его кончика во время эстетической и реконструктивной ринопластики. Изогнутая дистальная часть лопатки плотно прилегает к краю ноздри, обеспечивая надежную анатомическую экспозицию без риска ишемической травмы краев или деформации хряща.

Данная конфигурация Alar Retractor оптимизирована для деликатных челюстно-лицевых операций: общая рабочая длина составляет 15 см, а точно изогнутая лопатка имеет размеры 22 mm в ширину и 13 mm в длину. Сбалансированная эргономичная плоская рукоятка обеспечивает тактильную обратную связь и стабильный контроль захвата, позволяя хирургам и ассистентам поддерживать устойчивую ретракцию вверх в глубоких коридорах преддверия носа, не перекрывая обзор.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, Alar Retractor от Retractor Maker производится в соответствии со строгими клиническими стандартами. Это гарантирует клиникам эстетической медицины и ЛОР-отделениям получение полностью автоклавируемого, коррозионностойкого инструмента, готового к ежедневному оперативному использованию.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest