



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Costelas Cooley

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Costelas Cooley

SKU RM-CRS-SERIES-2

\$319 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Perfil Infantil — 12 mm × 16 mm — 95 mm de abertura máxima — Acesso torácico neonatal e infantil, cirurgia cardíaca congênita	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Perfil Pediátrico — 15 mm × 30 mm — 140 mm abertura máxima — Procedimentos cardíacos pediátricos e toracotomia	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Perfil Adulto Padrão — 21 mm × 44 mm — 150 mm de abertura máxima — Toracotomia adulto padrão, lobectomia e ressecção pulmonar	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Perfil Adulto Grande — 35 mm × 50 mm — 200 mm de abertura máxima — Cirurgia torácica bariátrica, exposições mediastinais profundas	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Costelas Cooley é um retrator cirúrgico cardior torácico reconhecido internacionalmente, projetado especificamente para proporcionar uma separação intercostal segura e gradual durante operações cardiovasculares, pulmonares e mediastinais. Desenvolvido com lâminas laterais fenestradas curvas que se ajustam suavemente às margens das costelas, este instrumento permite que os cirurgiões distribuam a contração de afastamento uniformemente, prevenindo fraturas costais enquanto mantém um corredor visual

desobstruído para a cavidade torácica.

Construído para abranger todo o espectro do biotipo dos pacientes, esta linha do Afastador de Costelas Cooley é oferecida em quatro perfis de dimensionamento clínico distintos: o Perfil Infantil (\$319) com lâminas de 12 mm × 16 mm e abertura máxima de 95 mm; o Perfil Pediátrico (\$329) com lâminas de 15 mm × 30 mm e abertura máxima de 140 mm; o Perfil Adulto Padrão (\$339) com lâminas de 21 mm × 44 mm e abertura máxima de 150 mm; e o Perfil Adulto Grande (\$349) com lâminas de 35 mm × 50 mm e abertura máxima de 200 mm.

Fabricado à mão com Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), seu acionamento por manivela rotativa trava positivamente sob tensão mecânica.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Costelas Cooley para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros de cirurgia cardíaca, unidades cardíacas pediátricas e salas de cirurgia torácica em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest