



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Auto-statique Beckmann-Adson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Auto-statique B eckmann-Adson

SKU RM-BASRR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Profil de la tige 25 mm	RM-BASRR-1-1	\$49
Tige de 44 mm	RM-BASRR-1-2	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur auto-statique Beckmann-Adson est un instrument de chirurgie lourde conçu spécifiquement pour assurer une rétraction musculaire large et autonome lors des interventions rachidiennes profondes et sous-occipitales. Doté d'un cadre allongé de 31 cm, cet instrument permet aux chirurgiens de maintenir des couloirs de travail profonds tout en gardant les poignées à crémaillère hors du champ visuel direct.

Conçu pour une prise tissulaire maximale sous forte tension mécanique, ce modèle d'écarteur Beckmann-Adson présente un réseau étendu de 5×4 griffes qui répartit uniformément les forces de traction sur les plans musculaires denses afin de prévenir les déchirures localisées. Les chirurgiens peuvent choisir entre des griffes pointues pour une prise fasciale ferme ou des griffes mousses pour protéger les tissus neurovasculaires, associées à un profil de tige de 25 mm (\$49) ou 44 mm (\$59). Son mécanisme à crémaillère se verrouille de manière sécurisée par paliers micro-incrémentiels.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Beckmann-Adson pour résister à une forte contre-traction, offrant aux services de rachis, d'orthopédie et de neurochirurgie une durabilité fiable et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest