



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель DeBakey Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль DeBakey Retractor

SKU RM-DBR-15-1

\$72 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
DeBakey Retractor	Общая длина 15.3 см, острые зубцы 1×1	\$72
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$72

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель DeBakey Retractor — это специализированный ручной хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения точной нескользкой тракции мягких тканей и четкой экспозиции операционного поля во время сосудистых, общих и пластических хирургических манипуляций. Благодаря эргономичному профилю и тонким рабочим частям этот инструмент позволяет хирургической бригаде разводить края разрезов и фасциальные слои, не перекрывая деликатные анатомические структуры.

Созданная для оптимальной точности и контроля, данная модель DeBakey Retractor имеет общую длину 15.3 см (\$72). Его рабочая часть оснащена острыми зубцами в конфигурации 1×1, гарантирующими надежный захват тканей и эффективную противотягу без случайного соскальзывания. Тонкая сбалансированная рукоятка обеспечивает удобное ручное управление и исключительную тактильную обратную связь, снижая утомляемость рук ассистента при выполнении сложных микродиссекций.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит DeBakey Retractor с расчетом на многократные циклы стерилизации, обеспечивая бригадам сердечно-сосудистой, пластической и общей хирургии по всему миру превосходную коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную долговечность в автоклаве.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest